




PCR

MERCK 1 件 85 折 2 件 75 折

KAPA2G Fast ReadyMix with dye

專為 routine PCR 設計，方便、高性能、快速的 PCR 酵素

- 節省反應時間達 70%
- 合成速度快，1kb 的 extension 時間只需 1sec
- 含 loading dye，PCR 完可直接跑膠
- 2X ReadyMix 配方，使用方便




Cat No	Product	Size
KK5101	KAPA2G Fast ReadyMix with dye	100 x 25 µl rxns

KAPA2G Robust PCR Kit

專治各種困難片段

- 可直接從 E.coli 與 yeast 做 PCR
- 可用於高 AT / 高 GC 或含 PCR 抑制劑的樣本
- 高產量、高靈敏度




Cat No	Product	Size
KK5522	KAPA2G Robust HotStart PCR Kit	100 U
KK5701	KAPA2G Robust HotStart ReadyMix	100 x 25 µl rxns


KAPA LongRange PCR Kit

長片段必備酵素

- 最長可達 20 kb (Human Genomic DNA)
- 可用於 TA Cloning
- low copy number templates 可用



Lambda DNA starting with 1ng to 1fg




Cat No	Product	Size
KK3501	KAPA LongRange HotStart (with dNTPs)	100 U
KK3601	KAPA LongRange HotStart ReadyMix with dye	100 x 25 µl rxns

KAPA3G Plant PCR Kits

植物樣本專用，省時、輕鬆、高效率

- 簡便省時，不需抽取植物 DNA，直接進行 PCR
- PCR 成功率高，對植物抑制劑 (如：polyphenolics) 有高耐性
- 速度快，可應用於大量轉殖基因 (GMO) 植物的檢測
- 靈敏度高，只需非常少量的組織，且不需研磨成粉末
- 應用性廣，PCR 產物還可以做 T/A Cloning

簡便的實驗流程



Cat No	Product	Size
KK7251	KAPA3G Plant PCR Kit	250 x 50 µl rxns
KK7252		500 x 50 µl rxns