



限 DM 品項 Epigenetic kit / beads  
Apoptosis kit

購買 Epigenetic 相關 kit/beads  
可享磁座半價加購價

2 件 **85 折**



**超快速**  
一天完成實驗

Epigenetic 熱賣品

# Magna ChIP™ A/G Chromatin Immunoprecipitation Kit

- 應用性廣：適用細胞和組織
- 方便：內含樣品製備與 DNA 回收相關試劑
- 省時：磁珠系統讓 ChIP 實驗在 1 天內完成
- 準確性高：EZ-Magna ChIP 附帶有 normal IgG 和 qPCR primer 對照，無須複雜的驗證，幫助您一次實驗就上手

	ChIP beads	
	agarose	Magnetic beads
Protein A	16-157	16-661
Protein G	16-201	16-662
Protein A/G	x	16-663


Cat.No.	Description	Qty/PK
17-10085	Magna ChIP™ A/G ChIP Kit	22 assays
17-10086	EZ-Magna ChIP™ A/G ChIP Kit	22 assays

精選 Apoptosis 熱賣 kit

# DNA Fragmentation

利用間接偵測 (Indirect) 法，將有接上 Digoxigenin (Dig) 或 Biotin 的 dNTP 連結到 DNA 片段的 3' 端，接著利用帶有 HRP 且可辨識到 Dig 或 Biotin 的抗體，加入受質進行呈色。


適用於 ICC / IHC 偵測



## ApopTag® Peroxidase In Situ Apoptosis Detection Kit # S7100 & S7101

該系列產品採用 digoxigenin/anti-digoxigenin 偵測系統，比傳統 avidin/biotin 偵測系統更專一，背景值更低。抗體特選 sheep pAb 並且移除 Fc portion，讓非專一性降到最低。

Reference  
**> 150 篇**



人淋巴結組織

經國內外多重驗證，適用多種檢體

1. 人前列腺，胸腺，和大腸
2. 鼠閹割後腹側前列腺
3. 鼠胸腺的淋巴細胞 (dexamethasone treatment)
4. 14 天的小鼠胚胎
5. 大鼠斷奶後乳腺

更多產品資訊

