



BIOplastics (q)PCR 耗材



更多選擇就在BIOplastics
www.bioplastics.com



研毅企業有限公司 ANTEC Bioscience Inc

台北 02-2758-5928 新竹 03-530-7572 台中 04-2463-8312 台南 06-336-9665 高雄 07-342-7336

A/UV010924

ABI7000\7300\7500適用耗材

● 單管

貨號 Item NO	品名 Description	顏色 Color	包裝 Pack
B77301	0.2 ml 材質薄壁磨砂光學平蓋PCR管 0.2 ml Thin-wall tube with optical indented wide arwa cap. RP	磨砂 Frosted	1000支/包, 20包/箱 bag/1000.20bags/case




● 八連管

貨號 Product NO	品名 Description	顏色 Color	包裝 Pack
B77101	0.2 ml EU材質薄壁磨砂八連管 EU 0.2 ml Light Frosted Thin-wall 8-tube Strip. RP	磨砂 Frosted	120條/包, 20包/箱 bag/120.20bags/case
 B69901	0.2 ml EU材質薄壁磨砂八連管 EU 0.2 ml Light Frosted Thin-wall 8-tube Strip Extra-Robust. RP	磨砂 Frosted	120條/包, 20包/箱 bag/120.20bags/case
B72911	0.2 ml EU材質薄壁磨砂八連管帶平蓋 EU 0.2 ml Thin-wall 8-tube Strip with single attached optical indented wide arwa cap. RP	磨砂 Frosted	120條/包, 10包/箱 bag/120.10bags/case
 B57801	EU材質薄壁八連管光學蓋 (通用) EU Optical wide area 8-Cap Strip robust with Indented flat cap	透明 Natural	120條/包, 30包/箱 bag/120.30bags/case



● 96孔盤

貨號 Product NO	品名 Description	顏色 Color	包裝 Pack
BA70501	EU材質薄壁無裙邊96孔盤 EU Non-Skirted Thin-wall 96 x 0.2 ml Plate. RP	透明 Natural	25盤/盒, 8盒/箱 box/25 plates,8 boxes/case
 AB17500	EU材質薄壁磨砂全裙邊96孔盤 (ABI 專用) EU Forsted sub-Skirted 96 x 0.2 ml Thin-wall Plate. ABI compatible. RP	磨砂 Frosted	25盤/盒, 8盒/箱 box/25 plates,8 boxes/case
B50501	EU材質薄壁磨砂可裁無裙邊96孔盤 EU Non-Skirted light frosted 96 x 0.2 ml Thin-wall Plate. Cuttable and breakable at 4°C. RP	磨砂 Frosted	25盤/盒, 8盒/箱 box/25 plates,8 boxes/case
B50651	EU材質薄壁磨砂可裁半裙邊96孔盤 EU Semi-Skirted light frosted 96 x 0.2 ml Thin-wall Plate. Cuttable and breakable at 4°C. RP	磨砂 Frosted	25盤/盒, 8盒/箱 box/25 plates,8 boxes/case
B50240	EU材質薄壁磨砂半裙邊24孔盤 EU Semi-Skirted light frosted 24 x 0.2 ml Thin-wall Plate. RP	磨砂 Frosted	100盤/盒, 8盒/箱 box/100 plates,8 boxes/case
 157300	EU材質定量PCR光學封膜 EU Opti-Seal	透明 Optical	100片/包 100 sheets/bag



* LP (Low Profile) ▲ RP (Regular Profile)

ABI Stepone\7500Fast適用耗材

● 單管

貨號 Item NO	品名 Description	顏色 Color	包裝 Pack
B77201	0.2 ml EU材質薄壁磨砂光學平蓋PCR管（矮管） EU 0.2 ml Thin-wall tube with optical indented wide arwa cap. LP	磨砂 Frosted	1000支/包, 20包/箱 bag/1000.20bags/case




● 八連管

貨號 Item NO	品名 Description	顏色 Color	包裝 Pack
B72711	0.2 ml EU材質薄壁磨砂八連管（矮管） EU 0.2 ml Thin-wall 8-tube Strip Extra-Robust. LP	透明 Natural	120條/包, 20包/箱 bag/120.20bags/case
 B59901	0.2 ml EU材質薄壁磨砂八連管（矮管） EU 0.2 ml Light Frosted Thin-wall 8-tube Strip. LP	磨砂 Frosted	120條/包, 20包/箱 bag/120.20bags/case
 B77001	0.2 ml EU材質薄壁磨砂八連管（矮管） EU 0.2 ml Light Frosted Thin-wall 8-tube Strip. LP	磨砂 Frosted	120條/包, 20包/箱 bag/120.20bags/case
B72811	0.2 ml EU材質薄壁磨砂八連管帶平蓋（矮管） EU 0.2 ml Thin-wall 8-tube Strip with single attached optical indented wide arwa cap. LP	磨砂 Frosted	120條/包, 15包/箱 bag/120.15bags/case
 B57801	EU材質薄壁八連管光學蓋（通用） EU Optical wide area 8-Cap Strip robust with Indented flat cap	透明 Natural	120條/包, 30包/箱 bag/120.30bags/case



● 96孔盤


貨號 Item NO	品名 Description	顏色 Color	包裝 Pack
 AB19800	EU材質薄壁磨砂全裙邊96孔盤 ABI專用（矮管） EU Forsted sub-Skirted 96 x 0.2 ml Thin-wall Plate. ABI compatible. LP	磨砂 Frosted	25盤/盒, 8盒/箱 box/25 plates,8 boxes/case
B50601	EU材質薄壁磨砂可裁無裙邊96孔盤（矮管） EU Non-Skirted light frosted 96 x 0.2 ml Thin-wall Plate. Cutable and breakable at 4°C. LP	磨砂 Frosted	25盤/盒, 8盒/箱 box/25 plates,8 boxes/case
B50751	EU材質薄壁磨砂可裁半裙邊96孔盤（矮管） EU Semi-Skirted light frosted 96 x 0.2 ml Thin-wall Plate. Cutable and breakable at 4°C. LP	磨砂 Frosted	25盤/盒, 8盒/箱 box/25 plates,8 boxes/case
 B71601	EU材質薄壁磨砂半裙邊48孔盤（矮管） EU Semi-Skirted light frosted 48 x 0.2 ml Thin-wall Plate. Cutable and breakable at 4°C. LP	磨砂 Frosted	50盤/盒, 8盒/箱 box/50 plates,8 boxes/case
 157300	EU材質定量PCR光學封膜 EU Opti-Seal	透明 Optical	100片/包 100 sheets/bag



★ LP (Low Profile) ▲ RP (Regular Profile)

ABI 7900 適用輔助器

BIOplastics 傾聽了您的需求，為ABI 7900開發設計兩款八連管輔助器-7900RAN和7900LAN。BIOplastics 利用絕佳的特殊材質組成與加工方式，使此輔助器具有耐高溫、抗腐蝕、不易變形與不易磨損等特點，讓您可以安心地重複使用。




ABI 7900 適用的耗材組合

配合輔助器我們有搭配八連管和管蓋。


普通機型

輔助器
7900RAN




FAST機型

輔助器
7900LAN



BIOplastics專為ABI 7900開發研製了專屬的定量PCR盤以適應不同的模組配置，有半裙邊96孔盤和384孔盤可分別與高透光性定量PCR封膜搭配使用。


普通機型



FAST機型



384模組




貨號 Item NO	品名 Description	顏色 Color	包裝 Pack
7900RAN	ABI 7900 輔助器 EU Adaptor ABI 7900 cyclers "Standard"	白色 White	1塊/包 box/1 plate
7900LAN	ABI 7900 Fast 輔助器 EU Adaptor ABI 7900 Fast cyclers "Standard"	白色 White	1塊/包 box/1 plate
 B70515L	EU材質薄壁磨砂全裙邊384孔盤 EU 384 Well Thin Wall Plate, Laser Mark Coded	磨砂 Frosted	40盤/盒, 8盒/箱 box/40 plates, 8 boxes/case
B70519L	EU材質薄壁白色全裙邊384孔盤 EU 384 Well Thin Wall Plate, Laser Mark Coded	白色 White	40盤/盒, 8盒/箱 box/40 plates, 8 boxes/case
 157300	EU材質定量PCR光學封膜 EU Opti-Seal	透明 Optical	100片/包 100 sheets/bag

★ LP (Low Profile) ▲ RP (Regular Profile)


LightCycler®480 輔助器

BIOplastics 為小量客戶考量，專為 Roche LightCycler®480 獨立開發和設計了一款 8 連管輔助器。輔助器使用絕佳的特殊材質製造，具有耐高溫、耐腐蝕、不變形與表面不易磨損等特性，可反覆使用。再搭配 BIOplastics 最佳 EU 材質的 qPCR 反應管，讓您不僅操作便利，實驗更順利！



LightCycler®480 適用的耗材組合

- 配合輔助器有搭配 8 連管和管蓋



(B79481)




(B72719)




(B57801)

- 配合輔助器有搭配可裁切的 96 孔盤，根據實驗需求可裁切成 48、24、16 孔盤，並與高透光性 qPCR 封膜或 8 連蓋搭配使用。



(B79481)




(B60109)




(157300)

- 針對不同的 sample 用量以及不同的模板，BIOplastics 提供有半裙邊 96 孔盤和 384 孔盤，並與高透光性 qPCR 封膜搭配使用。



(B17489)



(B71519L)



(157300)



貨號 Item NO	品名 Description	顏色 Color	包裝 Pack
 B79481	Roche LightCycler®480 輔助器 Roche LightCycler®480 Adapter	白色 White	1 塊 / 包 box/1plate
 B72719	0.2 ml EU 材質薄壁白色八連管 (矮管) EU 0.2ml Thin-wall 8-tube Strip Extra-Robust. LP	白色 White	120 個 / 包, 20 包 / 箱 bag/120
B57801	EU 材質薄壁八連管光學蓋 (通用) EU Optical wide area 8-Cap Strip robust with Indented flat cap	透明 Natural	120 個 / 包, 30 包 / 箱 bag/120
B60109	EU 材質薄壁白色無裙邊 96 孔盤 (矮管) EU Non-Skirted Thin-wall 96 x 0.2 ml Plate. LP	白色 White	25 塊 / 盒, 8 盒 / 箱 box/25plates
 B17489	EU 材質薄壁白色全裙邊 96 孔盤 EU Semi-Skirted Thin-wall 96 x 0.1 ml plate. LP for Roche 480	白色 White	40 塊 / 盒, 8 盒 / 箱 box/1plate
 B71519L	EU 材質薄壁白色半裙邊 384 孔盤 (適用 Roche 480) 384 Well Thin Wall Plate. Laser Mark Coded	白色 White	40 塊 / 盒, 8 盒 / 箱 box/1plate
 157300	EU 材質定量 PCR 光學封膜 EU Opti-Seal	透明 Optical	100 片 / 包 100 sheets/bag

(q)PCR 耗材

Rotor-Gene®

專用螢光定量 4 連管

- 適用於 Rotor-Gene®
- 最小反應體積可達 15ul，提高實驗效率
- 獨特創新 4 連管設計，獨立管蓋易開合
- EU 材質，低吸附，低蒸散率
- 薄壁，導熱均勻，增加實驗的可重複性
- 無 DNase、RNase、Metal pyrogen



貨號 Item NO	品名 Description	顏色 Color	包裝 Pack
B84001	0.1 ml EU 材質薄壁四連管 (Rotor-Gene® 專用) EU 0.1ml Optical 4-tube-strip with single attached cap	透明 Natural	250 條 / 包，1000 管 Bag of 250 strips (1000 tubes)



BIoplastics