

MERCK 新客戶獨享快閃優惠




Sep

9月快閃星

2019/9/1~30

PureProteome 磁珠系統

7折



免離心! 1 hour OK!

效率遠勝 Agarose Beads

快速方便

回收率高

應用性廣

10月  重磅預告 Compartment Protein Extraction Kit



研毅企業有限公司 ANTEC Bioscience Inc www.antec-bio.com.tw

台北 02-2758-5928 新竹 03-530-7572 台中 04-2463-8312 台南 06-336-9665 高雄 07-342-7336

PureProteome 磁珠系統



- 專一性高：磁珠表面以 **polymeric** 處理，避免物質卡在磁珠的孔洞裡，有效減少非專一性蛋白鍵結
- 回收率高：清洗較完全且無須離心，不會造成樣本的流失
- 高親和性：高度結合效能 (**binding capacity**)、再現性佳
- 省時：磁珠系統快速且方便操作

貨號	品名	包裝	應用		
抗體純化	LSKMAGA02	PureProteome™ Protein A Magnetic Beads	免疫沈澱、抗體純化		
	LSKMAGA10			2 x 1 mL	
	LSKMAGG02	PureProteome™ Protein G Magnetic Beads		10 mL	
	LSKMAGG10			2 x 1 mL	
	LSKMAGAG02	PureProteome™ Protein A/G Mix Magnetic Beads		10 mL	
	LSKMAGAG10			2 x 1 mL	
	LSKMAGKP02	PureProteome™ Kappa Ig-Binder Magnetic Beads*		2 x 1 mL	純化 human 抗體 (包含 IG, IgA, IgD, IgE 與 IgM) 或含有 kappa / lambda 輕鏈的抗體片段 (Fab 與 F(ab') ₂)
	LSKMAGLM02	PureProteome™ Lambda Ig-Binder Magnetic Beads*		2 x 1 mL	
親和性純化	LSKMAGT02	PureProteome™ Streptavidin Magnetic Beads	2 x 1 mL	可抓取含有 Biotin 標定的分子，應用性廣，如：免疫沈澱、核酸純化、分離細胞與胞器	
	LSKMAGT10		10 mL		
	LSKMAGH02	PureProteome™ Nickel Magnetic Beads	2 x 1 mL		His-tagged 重組蛋白純化
	LSKMAGH10		10 mL		
客製化磁珠	LSKMAGN04	PureProteome™ NHS FlexiBind Magnetic Beads (初學者推薦)	4 x 0.5 mL	可接上含有游離胺基基團 (primary free amine) 的分子 (如抗體、蛋白) 製作客製化磁珠	
	LSKMAG1CBX10	PureProteome™ 1.0 um Carboxy FlexiBind Magnetic Beads** (另有 0.3, 1, 2.5 μm 可選擇)	10 mL		
移除	LSKMAGL10	PureProteome™ Albumin Magnetic Beads	10 mL	在 human Serum 中快速移除高含量蛋白 Albumin 或 Albumin/IgG，提高 serum 中低濃度蛋白在二維電泳與 Mass 分析時解析度	
	LSKMAGD12	PureProteome™ Albumin/IgG Depletion Kit 含 Albumin/IgG Magnetic Beads, 12ml 10x bind buffer, 7ml 3K Amicon Ultra-4 離心管, 8pk	1 kit		