

4 大品牌 聯合促銷

BIOSEARCH™
TECHNOLOGIES
GENOMIC ANALYSES BY LGC

單分子 RNA 原位偵測

Stellaris® RNA FISH

- 高靈敏度，單個分子也能檢測，細胞、冷凍組織切片皆可做
- 有 8 種螢光標示供選擇
- 可應用 multiplex assay，同時偵測 3 個 targets
- 亦可於同樣本進行 IHC、ICC、DNA FISH 或 IF



凡購買任一組 RNA FISH Probe

即可享 RNA FISH buffer set 加購優惠價 >>>

10,000 元

(內含 Hybridization Buffer, Wash Buffer A, Wash Buffer B)

(原價 21,500 元)

寶 TakaRa
Clontech TakaRa cellartis

次世代 Cloning

In-Fusion® Snap Assembly → 8折

- 任一 DNA 可插入任一載體的任一位置
- 超過 95% cloning 成功率
- 可應用於單片段插入、多片段 cloning、定點突變 (site-directed mutagenesis)



SBI

胞外體沉澱

ExoQuick TC → 買 2 送 1

- 單一試劑，低速離心，一小時內完成實驗
- 分離出完整且具有生物活性的 exosomes
- Citations 持續增加中已超過 700 篇！



實驗室學長姐一致說好用的就是它！

多項經典熱門產品 特價優惠



買大送小

RNA 萃取

Direct-zol/Quick-RNA Miniprep

- 操作簡單，10分鐘內完成
- 可回收 ≥ 17nt Total RNA
- 產量高，偏差小，優於傳統法
- 適用於 RT-PCR, Next-Gen Sequencing 等



RNA extraction Selection guide

Acid-guanidium-phenol based reagents

例如：TRIzol®, TriPure, RNAzol, TRI Reagent

+

Direct-zol

Quick-RNA

微生物 DNA 純化

ZymoBIOMICS DNA Miniprep

- 無偏差微生物 DNA 萃取
- 優化操作流程，20分鐘獲得高濃度、純度 DNA
- 去除 PCR 抑制因子，避免干擾後續 PCR、NGS 等實驗



甲基化 Bisulfite conversion

EZ DNA Methylation-Gold™ Kit

- 利用 spin column 純化 CT conversion DNA
- 3小時完成 bisulfite conversion 反應
- 適用於 PCR、sequencing、microarray 等



RT/PCR 酵素 | 買大送小



Takara Taq DNA Polymerase


- 經濟實惠
- 可做 genotype 和 T/A cloning

TaKaRa Ex Taq[®] DNA Polymerase

- 產量高、校正率佳為 4.5x taq
- 適合 low copy number 和較髒的樣品

TaKaRa LA Taq[®] DNA Polymerase


- 長片段擴增，平均長度約 20kb
- 校正率為 6.5x taq，亦適合用於定序



cDNA 合成 (Real Time PCR 專用)

PrimeScript RT reagent Kit (Perfect Real Time)

- 37°C 處理 15 分鐘，迅速合成 cDNA
- 達 pg 等級的靈敏度
- 適用樣品廣，細胞、病毒、組織都可以



特別
推薦



Azure Cielo 3/6 即時螢光定量 PCR 系統

- 96 孔盤式，搭載 3 或 6 個螢光通道
- 內建數種試驗分析模板
- 創新 16-wells 光纖檢測系統提高靈敏度和速度



miRNA 反轉錄

Mir-X[™] miRNA First Strand Synthesis Kit

- 一個步驟、單管反應，即可反轉 miRNA
- 一次反應的 cDNA 可進行 50 次 SYBR qPCR
- 僅需一股 miRNA sense primer

- 1 Polyadenylation
 - ↓
 - 2 Annealing
 - ↓
 - 3 Reverse transcriptase
- 3 個反應，1 個步驟完成！**

Lentivirus 包裹和濃縮 | 買大送小



慢病毒包裹系統


pPACK Packing Mix

- 安全性高第三代包裹系統，含 env, gag, pol 等構造基因
- 生產高效價病毒為 VSV-G pseudotyped lentivirus



PEG-it™ Virus Precipitation Solution

- 低速離心，濃縮病毒液，可達 10-100 倍
- 亦有保護病毒的效果，反覆解凍後仍有感染力



品牌	貨號	產品	包裝	促銷
BIOSEARCH TECHNOLOGIES	SMF-XXXX-1/5	Stellaris® RNA FISH	1/5 nmol	任一組 RNA FISH Probe, RNA FISH buffer set 加購優惠價 10,000 元
	ISMF-XXXX-1		1 nmol	
	VSMF-XXXXX-5		5 nmol	
Clontech	638945	In-Fusion® Snap Assembly Starter Bundle	10 Rxns	8 折
	638946	In-Fusion® Snap Assembly Value Bundle	50 Rxns	
	638947	In-Fusion® Snap Assembly Master Mix	10 Rxns	
	638948		50 Rxns	
	638949		250 Rxns	
	638943		500 Rxns	
	638944	1,000 Rxns		
638315	Mir-X™ miRNA First Strand Synthesis Kit	60 Rxns	買大送小 (638313)	
SBI	EXOTC10A-1	ExoQuick TC	10 mL	買 2 送 1
	EXOTC50A-1		50 mL	
	LV510A-1	pPACKH1-XL HIV Lentivector Packaging Kit	25 transfections	買大送小 (LV500A-1)
	LV825A-1	PEG-it Virus Precipitation Solution	250 mL	買大送小 (LV810A-1)
TaKaRa	R001A	TaKaRa Taq™ DNA Polymerase	250 Units	買大送小 (R001Q)
	RR001A	TaKaRa Ex Taq® DNA Polymerase	250 Units	買大送小 (RR001T)
	RR002A	TaKaRa LA Taq® DNA Polymerase	125 Units	買大送小 (RR002T)
	RR037B	PrimeScript™ RT Reagent Kit (Perfect Real Time)	800 Rxns	買大送小 (RR037A)
ZYMO RESEARCH	R2052/R2053	Direct-zol™ RNA MiniPrep/with TRIreagent	200 preps	買大送小 (R2050)
	R1055	Quick-RNA™ MiniPrep Kit	200 preps	買大送小 (R1054)
	D4300	ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit	50 preps	買大送小 (D4300S)
	D5006	EZ DNA Methylation-Gold™ Kit	200 preps	買大送小 (D5005)