



整袋好康
等你袋走

PICK OUT!

多種優惠 · 翻開就有 😊

- NGS 不可或缺的夥伴
- Exosome 實驗照過來
- 分生實驗好物推薦

- 細胞治療熱門細胞
- 精選抗體推薦
- 蛋白質體研究好朋友

- 電泳設備
- 細胞凍存與運送
- 耗材好好買



Wow~

額滿 8,800 元
送 定序新時袋

#GIFT 00-00018

限購買本目錄產品，單筆消費不累贈

贈品尺寸：寬 30 cm x 高 35 cm

* 贈品不含內容物

即日起至 2022/12/31
數量有限，送完為止



研毅企業有限公司

www.antec-bio.com.tw



多種優惠 · 全都袋走 😊

額滿 8,800 元
送 定序新時袋


Roche

KAPA HiFi Kits


- 擴增長度高達 15 kb
- AT、GC-rich 區域有效減少偏差
- 複製效率高，快速省時
- 準確擴增 expression vector 及 gene-editing templates
- 有效放大 Low-copy variants




GC-rich 區域也能成功擴增




擴增效果一致性高
可得到和 PCR-free workflow 相似結果



優異的擴增效率，可減少 PCR cycles



進化版高保真聚合酵素，具有最低錯誤率



貨號	品名	包裝	優惠
07958838001	KAPA HiFi PCR Kit	100 U	
07958846001	KAPA HiFi PCR Kit	250 U	買就送 100 U
07958889001	KAPA HiFi HotStart PCR Kit	100 U	
07958897001	KAPA HiFi HotStart PCR Kit	250 U	買就送 100 U
07958927001	KAPA HiFi HotStart ReadyMix PCR Kit	100 Rxns	
07958935001	KAPA HiFi HotStart ReadyMix PCR Kit	500 Rxns	買就送 100 Rxns

For research use only, not for clinical purpose.

Roche


KAPA HyperPure Beads

- 進化版磁珠，提高清洗效率，進而提升文庫多樣性降低定序成本
- 快速、有效的去除實驗反應不需要的成分（例如：adapters、adapter-dimers、primers、primer-dimers、nucleotides、salts 和 enzymes）
- 可調節片段篩選大小



優異回收率

適用廣泛的 input 量




KAPA HyperPure Beads and Supplier A beads were used at a 3X ratio to clean up DNA inputs of various amounts.
Recovery was measured using the Qubit Fluorometer 3 dsDNA HS Assay Kit before and after cleanup.




靈活篩選所需片段大小

Post-fragmentation size selection



High-quality hgDNA was mechanically fragmented with a Covaris E220 Focused Ultrasonicator using conditions optimized to yield a mode fragment length of 250 – 400 bp.

Post-amplification size selection



Libraries were PCR amplified and final amplified libraries were subjected to size selection.


貨號	品名	包裝
08963835001	KAPA HyperPure Beads	5 mL
08963843001		30 mL
08963851001		60 mL
08963878001		4 x 60 mL

For research use only, not for clinical purpose.




KAPA Library Quantification Kit

- 靈敏定量所有可被測序的文庫
- 不同濃度、片段長度、GC 含量的文庫皆可準確定量





搭配已稀釋標準品，節省操作時間



qPCR based 定量，準確定量可被定序的 library

使用 KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase

精確定量，不同 GC-rich 及各種片段大小



貨號	品名	包裝
07960140001	Lib Quant Kit (Illumina/Uni)	500 x 20 μL Rxns
07960204001	Lib Quant Kit (Illumina/ABI)	500 x 20 μL Rxns
07960255001	Lib Quant Kit (Illumina/BioRad)	500 x 20 μL Rxns
07960298001	Lib Quant Kit (Illumina/LC480)	500 x 20 μL Rxns



SALE

KAPA2G Robust/FAST PCR Reagent

寵粉優惠 相同品項買 5 送 1

KAPA PCR/q-PCR 滿 3500 元

再送 300 個 colors 0.2mL Thin-wall tube

**MERCK****KAPA2G Robust DNA Polymerase**


- 第二代聚合酶，專為 PCR 設計
- 大幅提高對 PCR inhibitor 的耐受性
- 有效提高 GC-rich 與 AT-rich 片段 PCR 成功率
- 輕鬆簡單完成 Colony PCR
- 高產量、高敏感度，深受好評愛用

貨號	品名	包裝
KK1024	KAPATaq ReadyMix with dye, 250 x 50 µL reactions	6.25 mL
KK5024	KAPA2G Robust PCR Kit, 250 U	250 U
KK5101	KAPA2G Fast ReadyMix with dye (100 x 25 µL reactions)	1.25 mL
KK5515	KAPA2G Robust HotStart PCR Kit, 250 U	250 U
KK5522	KAPA2G Robust HotStart PCR Kit, 100 U	100 U
KK5603	KAPA2G Fast HotStart ReadyMix (100 x 25 µL reactions)	1.25 mL
KK5608	KAPA2G Fast HotStart ReadyMix with dye (100 x 25 µL reactions)	1.25 mL
KK5701	KAPA2G Robust HotStart ReadyMix (100 x 25 µL reactions)	1.25 mL

cDNA 合成 (Real Time PCR 專用)

PrimeScript RT reagent Kit (Perfect Real Time)

- 37°C 處理 15 分鐘，迅速合成 cDNA
- 達 pg 等級的靈敏度
- 適用樣品廣，細胞、病毒、組織都可以
- 後續相容各大廠牌的 qPCR Master Mix



貨號	品名	包裝
RR037A	PrimeScript™ RT Reagent Kit (Perfect Real Time)	200 Rxns
RR037B		800 Rxns

miRNA 反轉錄


Mir-X™ miRNA First Strand Synthesis Kit

- 一個步驟、單管反應，即可反轉 miRNA
- 一次反應的 cDNA 可進行 50 次 SYBR qPCR
- 僅需一股 miRNA sense primer



3 個反應，1 個步驟 OK!

① Polyadenylation → ② Annealing → ③ Reverse transcriptase



貨號	品名	包裝
638313	Mir-X™ miRNA First Strand Synthesis Kit	20 Rxns
638315		60 Rxns

RNA 萃取

Direct-zol/Quick-RNA Miniprep

- 操作簡單，10 分鐘內完成
- 可回收 ≥ 17 nt Total RNA
- 產量高，偏差小，優於傳統法
- 適用於 RT-PCR, Next-Gen Sequencing 等



RNA extraction Selection guide
 Acid-guanidium-phenol based reagents
 例如 : TRIzol®, TriPure, RNazol, TRI Reagent




貨號	品名	包裝	促銷
R1051	Quick-RNA™ MicroPrep Kit	200 Preps	買大送小 R1050
R1055	Quick-RNA™ MiniPrep Kit	200 Preps	買大送小 R1054
R1058	Quick-RNA™ MiniPrep Plus Kit	200 Preps	買大送小 R1057
R2052	Direct-zol™ RNA MiniPrep	200 Preps	買大送小 R2050
R2053	Direct-zol™ RNA MiniPrep 含 200 ml TRI reagent	200 Preps	買大送小 R2051
R2062	Direct-zol™ RNA MicroPrep	200 Preps	買大送小 R2060
R2063	Direct-zol™ RNA MicroPrep 含 200 ml TRI reagent	200 Preps	買大送小 R2061

Bisulfite Conversion-The Gold Standard

EZ DNA Methylation™ Kit

- DNA Input: 100 pg - 2 µg (optimal input : 200 - 500 ng)
- 彈性選擇：可使用 Lightning 系統，大幅縮短操作時間
- 高產量的 bisulfite-converted DNA 適用 PCR、MSP、array、NGS 等



利用 bisulfite conversion，將 non-methylated cytosine 轉換為 uracil；純化後的 DNA 經 PCR 放大並定序，uracil 會轉換為 thymine，因此，此反應又稱為 CT conversion。

貨號	品名	包裝	促銷
D5002	EZ DNA Methylation Kit	200 Preps	買大送小 D5001
D5006	EZ DNA Methylation-Gold Kit	200 Preps	買大送小 D5005
D5031	EZ DNA Methylation-Lightning Kit	200 Preps	買大送小 D5030



Clontech Takara cellortis

SALE

買大送小
(不可混搭)


慢病毒濃縮試劑

慢病毒快篩

DNA 聚合酶

Lenti-X™ Concentrator


- 無需超高速離心，即可將病毒液濃縮 100 倍
- 約一小時內完成，9 成的回收率
- 測試過最大量的體積：250 mL 病毒上清液
- 最快的建議反應時間：於 4°C 中作用 30 分鐘




貨號	品名	包裝
631231	Lenti-X™ Concentrator	100 mL
631232		500 mL

CLONTECH Lenti-X™ GoStix™ Plus

- 快篩 10 分鐘，讓您輕鬆判定病毒 titer
- 僅須 20 μl 病毒上清液，完成實驗無負擔
- 更簡易快速的操作方式偵測 Lentiviral p24
- 搭配手機 Lenti-X GoStix App，算出相對 titer，幫助您判斷收取病毒上清液的最佳時機！



與傳統常見的測 Titer 方法比較



Lenti-X GoStix Plus 所需時間超極短 !! 10 分鐘 OK



貨號	品名	包裝
631280	Lenti-X™ GoStix™ Plus	20 Tests
631281		50 Tests



胞外體沉澱

SALE


買 2 送 1

ExoQuick / ExoQuick-TC

- 單一試劑，低速離心，一小時內完成實驗
- 分離出完整且具有生物活性的 exosomes
- Citations 持續增加中已超過 700 篇！



實驗一小時 OK!



貨號	產品	包裝	適用的樣本種類
EXOQ5A-1	ExoQuick exosome precipitation solution	5 mL	Serum, Plasma, Ascites fluid
EXOQ20A-1		20 mL	
EXOTC10A-1		10 mL	Tissue culture media, Urine, Cerebrospinal fluid (CSF)
EXOTC50A-1	ExoQuick TC	50 mL	



ZetaView® NTA Nanoparticle Tracking Analyzer



Exosome
外泌體研究必備

快速偵測

1 分鐘獲得顆粒濃度及大小數據

精準數據

偵測 11 個位置的數據進行分析

自動對焦

快速獲得最佳影像

偵測極限

可偵測最小 10 nm 及濃度 10^5 之顆粒

螢光偵測

選擇螢光模式偵測染色後的顆粒

了解儀器詳情及促銷資訊，請洽詢當區業務



Miltenyi Biotec

DC 培養工具集

樹突狀細胞 (DC) 作為專業的抗原呈遞細胞是適應性免疫系統的基石。各種臨床試驗表明，透過 DC 疫苗在治療腫瘤方面具有巨大的免疫治療潛力。例如：包括血液在內的外周組織中的未成熟 DC 具有吸收腫瘤相關抗原的能力。成熟後，DC 提升其抗原加工機制，表達參與免疫突觸形成的多種細胞表面標誌物，並從外周遷移至引流淋巴結，將抗原呈遞給 T 細胞。

抗原呈遞和經由 DC 在 T 細胞上觸發 CD28 都是必須透過共同刺激標記 CD80 和 CD86 誘導抗原特異性反應。刺激後，T 細胞提升 CD40 配體 (CD40L) 的表達並增殖以對抗與特定致病抗原相關的疾病。活化 T 輔助 (Th) 細胞上的 CD40L 與成熟 DCs 上的 CD40 結合提供反饋信號，導致 DCs 分泌 IL-12，進而驅動 T 細胞向 Th1 譜系極化和細胞毒性介導的抗腫瘤反應 T 細胞。

從單核細胞體外產生大量 DC 可用於基礎研究和細胞免疫療法。為了獲得具有天然 DC 獨特表型和功能的單核細胞衍生 DC (Mo-DC)，使用高質量試劑遵循可靠的程序至關重要。本期 DM 說明了生成 Mo-DC 的所有步驟及其表型和功能表徵。

Mo-DC 生產流程



SALE

MACS 單筆滿 3 萬元
送 RBC lysis buffer 1 瓶
(不累計)



Miltenyi Biotec

DC 培養工具集

MO-DC 流式細胞分析




Figure 3: Morphology of monocytes, imMo-DCs, and mMo-DCs. Cells were analyzed on days 0, 6, and 7 of differentiation/maturation. (A) Images were captured on a light microscope using phase contrast at a 400 \times magnification. (B) Assessment of relative cell size and granularity by flow cytometry using forward and side scatter channels, respectively. 10,000 events are shown for each dot plot.




Figure 4: Immunophenotyping of monocytes, imMo-DCs, and mMo-DCs. Cells were labeled on days 0, 6, and 7 with antibodies specific for the respective markers and analyzed by flow cytometry. The histograms show the results from one representative experiment. Marker-specific and isotype control labeling are shown in red and black, respectively. The plots below the histograms depict the MFI for each marker on monocytes, imMo-DCs, and mMo-DCs in six independent experiments

MO-DC 相關產品

貨號	品名	包裝
130-050-201	CD14 MicroBeads, human	For 1 x 10 ⁹ total cells
130-118-906	CD14 MicroBeads UltraPure, human	For 1 x 10 ⁹ total cells
130-090-879	StraightFrom Whole Blood CD14 MicroBeads, human	For 40 mL whole blood
130-114-976	StraightFrom Buffy Coat CD14 MicroBead Kit, human	For 1 buffy coat
130-100-842	CytoBox Mo-DC - premium grade, human Components: Human GM-CSF, premium grade (130-093-867) 2x Human IL-4, premium grade (130-093-922)	1 Kit
130-124-787	Mo-DC Generation Toolbox, human Components: CD14 MicroBeads, human (130-050-201) Mo-DC Differentiation Medium, human (130-094-812) 2x Human TNF- α , premium grade (130-094-022)	For 1 x 10 ⁹ total cells
130-094-812	Mo-DC Differentiation Medium, human	400 mL




Miltenyi Biotec

SALE

MACS 單筆滿 3 萬元
送 RBC lysis buffer 1 瓶
(不累計)


NK 培養工具集

基於 miltenyi biotec 在 NK 細胞製造以及 CAR T 和 CAR NK 細胞研究方面的經驗和專業知識，建立了完整的 CAR NK 培養工程程序。為每個工作流程步驟量身定製的試劑可以在小規模環境中研究和開發 CAR NK 細胞。成功的 NK 轉導成 CAR-NK 的必要條件是擴增出品質良好的 NK 細胞。專為生產 NK 細胞所開發的 NK MACS medium 搭配細胞因子與人類 AB 型血清可實現最佳 NK 細胞擴增，為了實現從研究到臨床級 CAR NK 細胞製程的無縫銜接，NK MACS 培養基還提供 MACS GMP 等級。



NK MACS medium

NK MACS 培養基用於人類 NK 細胞的培養、活化和擴增。擴增的 NK 細胞具有最佳功能性，並且可以用於任何下游測定，例如：毒殺試驗。拿 NK MACS medium 培養不經 CD56+ 細胞分選的 PBMC，其中 T cell. NKT cell 的生長和擴增的表現並不會太顯著。



NK cells in NK MACS Medium showed superior expansion compared to standard culture methods. NK cell fold expansion from (A) PBMCs (n=3) or (B) isolated NK cells (n=3) using 5% AB serum and 500 IU/mL of IL-2. (C) Cell composition after 14 days of PBMC expansion in different standard culture media. NK (CD3-CD56+), T cells (CD3+), NKT (CD3+CD56+) and other (CD3-CD56-).



Miltenyi Biotec

NK 細胞鑑定

SALE

MACS 單筆滿 3 萬元
送 RBC lysis buffer 1 瓶
(不累計)

Miltenyi biotec REAfinity 重組抗體染色 PANEL 推薦

REAfinity 抗體是重組抗體，與小鼠或大鼠雜交瘤衍生的單克隆抗體相比，可提供出色的批次間一致性和純度。它們已經過重組工程，可產生高度特異性的抗體，無需 FcR 阻斷步驟。此外，它們都具有相同的 IgG1 同種型，需要較少的同種型對照。

Immunophenotyping of NK cells from human whole blood				
Specificity	Clone	Purpose	Fluorochrome	Detection filter (nm) (laser)
CD56	REA196	NK cells	APC-Vio® 770	750LP (red)
KIR2D	REA1042	NK cell receptor	FITC	525/50 (blue)
CD159a (NKG2A)	REA110	NK cell receptor	PE-Vio 770	750LP (blue)
CD159c (NKG2C)	REA205	NK cell receptor	PE	585/40 (blue)
CD314 (NKG2D)	REA797	NK cell receptor	PE-Vio 615	655–730 (blue)
Immunophenotyping of adaptive and memory-like NK cells from human whole blood				
Specificity	Clone	Purpose	Fluorochrome	Detection filter (nm) (laser)
CD3	REA613	Exclusion of T cells	VioBlue®	450/50 (violet)
CD56	REA196	NK cells	APC-Vio® 770	750LP (red)
CD57	REA769	Maturation marker	PE-Vio 615	655–730 (blue)
KIR2D	REA1042	Maturation marker	FITC	525/50 (blue)
CD159c (NKG2C)	REA205	Maturation marker	APC	655–730 (red)
Immunophenotyping of NK cells from mouse spleen				
Specificity	Clone	Purpose	Fluorochrome	Detection filter (nm) (laser)
CD11b	REA592	NK cell maturation	VioBlue®	450/50 (violet)
Viability™ 405/520 Fixable Dye	-	Viability	-	525/50 (violet)
CD335 (NKp46)	REA815	NK cells	FITC	525/50 (blue)
KLRG1	REA1016	Mature NK cells	PE	585/40 (blue)
CD3e	REA606	Cell type exclusion	PE-Vio® 615	655–730 (blue)
CD19	REA749	Cell type exclusion	PE-Vio 615	655–730 (blue)
NK1.1	PK136*	NK cells	PE-Vio 770	750LP (blue)
CD27	REA499	NK cell maturation	APC	655–730 (red)
CD45	REA737	Leukocytes	APC-Vio 770	750LP (red)

NK/CAR-NK 相關試劑

貨號	品名	說明	
NK cell enrichment			
130-050-101	CD3 MicroBeads, human	T cell removal	
130-050-401	CD56 MicroBeads, human	Positive selection	
130-092-657	NK Cell Isolation Kit, human	Negative selection	
NK cell activation and expansion			
130-114-429	NK MACS Medium	須外加 hAB serum 與 Cytokine	
130-097-744	IL-2, premium grade 10 µg	生產方式與 GMP 一致可無縫銜接 GMP 等級	
130-097-745	IL-2, premium grade 50 µg		
130-097-746	IL-2, premium grade 200 µg		
130-097-748	IL-2, premium grade 1000 µg		
130-095-762	IL-15, premium grade 10 µg		
130-095-764	IL-15, premium grade 25 µg		
130-095-765	IL-15, premium grade 100 µg		
130-095-766	IL-15, premium grade 1000 µg	以 FLOW 方式偵測細胞是否表達 CAR 標記	
CAR NK cell characterization			
130-129-550	CD19 CAR Detection Reagent, human		
130-126-727	CD22 CAR Detection Reagent, human		
130-126-090	BCMA CAR Detection Reagent, human		
130-127-349	CD19 CAR FMC63 Idiotype Antibody, REAfinity 30 Test		
130-127-984	CD19 CAR FMC63 Idiotype Antibody, REAfinity 100 Test		



SALE

買 2 送 1

(可混搭・贈品以價低者計)

免疫沈澱

PureProteome 磁珠系統


- 回收率高：清洗較完全且無須離心，不會造成樣本的流失
- 高親和性：高度結合效能（binding capacity）、再現性佳
- 省時：磁珠系統快速且方便操作
- 專一性高：磁珠表面以 polymeric 處理，避免物質卡在磁珠的孔洞裡，有效減少非專一性蛋白鍵結



貨號	品名	包裝	應用
LSKMAGAG10	PureProteome™ Protein A/G Mix Magnetic Beads	10 mL	Serum Depletion
LSKMA GG10	PureProteome™ Protein G Magnetic Bead System	10 mL	IP. Protein Purification
LSKMA GA10	PureProteome™ Protein A Magnetic Bead System	10 mL	

Agarose 系統不敗熱銷款

- 經濟實惠，適合大量 IP 需求
- 應用性廣，也適用於抗體純化



貨號	品名	包裝	應用
16-266	Protein G Agarose, Fast Flow	10 mL	IP. Ab purification
16-125	Protein A Agarose Beads	10 mL	Ab purification

Western Blotting

BCA Protein Assay Kit 蛋白濃度檢測試劑

- 可見光偵測方式：偵測波長 562 nm
- 偵測靈敏度範圍廣：20-2000 µg/mL
- 可適用於 cuvette format or microplate format
- 提供 BSA 標準品
- 檢測快速、穩定
- 試劑室溫保存好方便




貨號	品名	包裝
71285-3CN	BCA Protein Assay Kit	500 assays

ReBlot Plus Strong Antibody Stripping Solution

- 加強版有效去除膜上的抗體
- 可適用於 PVDF. NC 膜材
- 不含 β -ME (β -mercaptoethanol)，無難聞氣味
- 室溫操作，僅需 15 分鐘
- 無酸配方，減少蛋白降解風險
- 操作簡便，滿足快速多次抗體檢測要求


貨號	品名	包裝
2504	ReBlot Plus Strong Antibody Stripping Solution	50 mL





SALE

一般抗體優惠



指定二抗品項

貨號	品名	應用	物種	包裝
AP124P	Goat Anti-Mouse IgG Antibody, Peroxidase Conjugated, H+L	ELISA, IHC, WB	Mouse	2 mL
AP132P	Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, Peroxidase Conjugated	ELISA, IHC, WB	Rabbit	2 mL

買 1 送 1 可混搭 (贈品以價低者計)

Western Blotting



快速搜尋抗體品項

RIPA Lysis Buffer

- 實驗室常備庫存，蛋白裂解最佳選擇
- 適用於免疫沉澱 (Immunoprecipitation) 、西方墨點法 (Western Blotting)

貨號	品名	包裝
20-188	RIPA Lysis Buffer, 10X	100 mL

Millipore®

小包裝抗體

熱銷抗體

25 µL 小包裝

節省經費

售完為止

精選 Zoomab 全新重組單株抗體

- 獨特的重組表達系統製造，每批濃度皆均一分配，穩定且批次間一致性高
- 效能強化：靈敏度可達 picomolar
- 再現滿分：重組生產，批次一致性
- 品質把關：至少通過三種應用測試
- 穩定性佳：凍乾保存、提高抗體穩定性
- 可適用動物實驗：不含動物成分、疊氮化鈉及防腐劑



精選小包裝抗體 (25 μL/25 μg)

貨號	品名 (依字母順序排列)	應用	物種
06-758-25UL	Anti-ACETYL P53(LYS373 & 382)	WB	Vrt
07-590-25UG	Anti-Ago 2	WB	H
07-416-25UG	Anti-AKT1/PKBA PC 12-301	IP,WB	H,R,M
ZRB1100-25UL	Anti-AMPK alpha	ICC, IHC (p), WB	H
07-350-25UG	Anti-AMPK alpha 1	WB	H
MABC34-25UG	Anti-Beclin-1	WB,IHC(P),FC	H
ZRB05665-25UL	Anti-beta Catenin Antibody	ICC, IHC (p), WB	H, M
05-637-25UG	Anti-BMI-1, CL F6	IC, IP, WB	H, M, R, Rb
ABN14-25UG	Anti-Brain Lipid-Binding Protein (BLBP)	WB,IHC	M,H
ZRB1013-25UL	Anti-CD133 (Prominin-1) Antibody	IF, IHC (p), WB	R, H
CBL496-25UG	Anti-CD34 Class II Antibody	FC,IP,IHC,IHC(P)	H,Mk
ABT45-25UG	Anti-Claudin-5	WB,IHC(P)	H,M,R,Eq,Ox
AB1728-25UG	Anti-Connexin 43 Antibody, CT, cytosolic	ELISA,IF,IHC,IP,WB	H,M,R
07-729-25UL	Anti-CTCF PC 12-309	WB, ChIP-seq,ChIP	H,M,R,Ca
MAB1675-25UL	Anti-Cytokeratin 19 Antibody	IHC,WB	R,Rb,F
07-697-25UL	Anti-E-Cadherin	WB	H
MAB3199Z-25UG	Anti-E-Cadherin, clone 67A4, Azide Free	WB	H
ZRB04338-25UL	Anti-EGFR Antibody	ICC, IHC (p), WB, gene knockdown	H, M
04-820-25UL	Anti-Estrogen Receptor α Antibody, rabbit monoclonal	WB,IP	H,M,R,B,Po
05-824-25UL	Anti-Estrogen Receptor β Antibody, rabbit monoclonal	IP,WB	H
07-662-25UG	Anti-Estrogen-related Receptor α Antibody	EMA,IHC,IP,WB	H,Ham,M,R
07-689-25UL	Anti-EZH2	IP,WB,ChIP-seq	H,M
MAB1935-25UG	Anti-Fibronectin Antibody, CT	ELISA,WB,IHC	H
07-551-25UG	Anti-G9A	WB,	H
AB2302-25UG	Anti-GAPDH	WB	H,M,R,Hs,Ca
ZRB2383-25UL	Anti-GFAP Antibody	ICC, IF, IHC (p), WB	R, H, M
MAB2510-25UG	Anti-Green Fluorescent Protein Antibody, original GFP only	IC,WB,IP	All
MAB3472-25UL	Anti-HIF-2 alpha	WB,IC,IHC(P),ELISA	H
ZRB1000-25UL	Anti-Histone H4	IHC (p), IP, WB	H, M
04-1469-25UG	Anti-hnRNP A1	WB	H
MABN92-25UG	Anti-Iba1/AIF1	WB,IHC	H,M,R
MAB1997-25UG	Anti-Integrin β 1 Antibody	FC,IHC,IP,WB	M,R
06-445-25UG	Anti-Kip1 (p27) Antibody	IHC,IP,WB	H,R,Rb
ZRB100-25UL	Anti-LC3B Antibody	ICC, IF, IHC (p), WB	R, H
06-583-25UG	Anti-LCK PC 12-303	IP,WB	B,H,M
MAB16985-25UG	Anti-MCAM	ELISA,FC,ICC,IHC,IP,WB	Ca,H,M
MAB3328-25UG	Anti-MMP-14 Antibody, catalytic domain, clone LEM-2/15.8	ELISA,WB,IP,IF,IHC	M
06-549-25UG	Anti-Myc Tag Antibody	IC,WB	H
06-520-25UG	Anti-NA+/K ⁺ ATPASE A-1	ICC,IP,WB	B,R,M
AB5731-25UG	Anti-Nanog Antibody, NT	WB	H,M,R
ZRB2082-25UL	Anti-NF-kB p50/105 Antibody	ICC, IHC (p), WB	H, M
ZRB5320-25UL	Anti-NG2 Antibody	ICC, IF, WB	M, R
MABE56-25UG	Anti-pan Ago	WB, IP,IC,IHC	H
MAB424-25UG	Anti-PCNA Antibody	ELISA,FC,ICC,IHC(P),IP,WB	Inv,Vrt
07-276-25UL	Anti-PDGF RECEPTOR ALPHA	IP,WB	H,M
AB10200-25UG	Anti-Perilipin A Antibody	WB	B,M
07-164-25UG	Anti-PHO-H2AX? (SER139) 25UG	IP,WB,ChIP-seq	Vrt, H
07-303-25UG	Anti-phospho-Acetyl CoA Carboxylase (Ser79) Antibody	WB	H,M,R,Ca,Ch,B
04-792-25UL	Anti-phospho-CENP-A (Ser7) Antibody, rabbit monoclonal	MP,WB,IC	H
06-597-25UG	Anti-phospho-Histone H1 Antibody	ICC,WB	B,H
09-213-25UG	Anti-PHOSPHO-MTOR (SER2448)	WB	H
09-272-25UL	Anti-phospho-p38a (Thr180/Tyr182)	IP,WB,IF,IPK	H,M,R
ABN1445-25UG	Anti-PPAR-gamma (rabbit polyclonal)	WB,ICC	H,M
MAB5428-25UG	Anti-Retinal Pigment Epithelium 65	ELISA,IC,IP,WB,IHC	B,H,M,X
04-1557-25UL	Anti-SIRT1 Antibody	WB,IP,IC,IHC,ChIP	H,M
07-408-25UL	Anti-SMAD2/3	WB	H,M,R
07-478-25UL	Anti-SNF2B/BRG1 PC 12-309	IP,WB	H,M,R
AB5535-25UG	Anti-Sox9	IHC,WB,ChIP,ChIP-Seq,IC,IF	H,M,R,Ch
04-469-25UL	Anti-SREBP-1a	WB	H
MAB1406-25UG	Anti-Thy 1.1 clone OX-7	FC,IC,IHC	R,Rb,F
MAB1096-25UG	Anti-Tumor Necrosis Factor- α Antibody	WB,IC,IHC,N	H
AB10527-25UG	Anti-VDAC	WB	H,M,R,B,Eq,Rh,Chp,Po
ZRB2374-25UL	Anti-VGluT1 Antibody	IF, IHC (p), WB	R, M, H
36-008-25UL	Anti- α -Synuclein Antibody	IP,WB,IHC	H
AB15708-25UG	Anti- β III tubulin	WB	M



mPAGE 系列

全新上市優惠

優惠多多，請洽當區業務



鑄膠系統



防漏設計 123

精準鑄膠
很簡單

	貨號	品名 / 內容
鑄膠台	GCR2	mPAGE® Caster, 2 pk
鑄膠系統	MGCK-10M	mPAGE® Casting Kit, 1 mm
含玻璃和齒梳	MGCK-75M	mPAGE® Gel Casting Kit, 0.75 mm
	MGCK-15M	mPAGE® Gel Casting Kit, 1.5 mm

防漏重點 1

實用設計「玻片定位角」，
保證玻片一定對齊！



防漏重點 2

重磅升級「密封墊片」，
保證玻片一定密封！



防漏重點 3

視覺化「夾鉗機制」，
保證玻片一定夾緊！



電泳系統



防漏設計 123

膠片裝卸
很簡單

	貨號	品名 / 內容
電泳系統	MGT-2	mPAGE® Mini Gel Tank, 2-gel
	MGT-4	mPAGE® Mini Gel Tank, 4-gel


防漏重點 1

水平移動即開合卡匣，
保證玻片一定穩定！




防漏重點 2

打開卡匣即釋放玻片，
保證操作一定順手！



防漏重點 3

卡匣高度與膠條齊平，
保證玻片一定夾緊！



SALE

轉漬系統

貼心除錯設計

若緩衝液槽或轉漬槽安裝錯誤，則上蓋無法蓋起，保證不出錯！

一定
裝得對



貨號	品名 / 內容
----	---------

轉漬系統	MWTS
------	------



電源供應系統

基礎款
#MA400-US



- 適合濕式轉漬
- 計時器控制、2步驟程式
- 體積小、不占空間

進階款
#MA700-US



- 更高的最大輸出量，提供更大的容量
- 適合濕式轉漬及半乾式轉漬
- 可保存 30 組程式，每組多達 6 步驟
- 運行時有顏色顯示
- 體積小、可堆疊放置

耗材專區



	貨號	品名 / 內容
齒梳	C1M10W	mPAGE® Combs 1.0 mm 10 Wells, 5 pk
	C1M15W	mPAGE® Combs 1.0 mm 15 Wells, 5 pk
	C75M10W	mPAGE® Combs 0.75 mm 10 Wells, 5 pk
	C75M15W	mPAGE® Combs 0.75 mm 15 Wells, 5 pk
	C15M10W	mPAGE® Combs 1.5 mm 10 Wells, 5 pk
	C15M15W	mPAGE® Combs 1.5 mm 15 Wells, 5 pk
注膠玻璃片	MSPA75	mPAGE® Mini Spacer Plates 0.75 mm, 5 pk
	MSPA10	mPAGE® Mini Spacer Plates 1.0 mm, 5 pk
	MSPA15	mPAGE® Mini Spacer Plates 1.5 mm, 5 pk
短玻片	MSHRT	mPAGE® Mini Short Plates, 10 pk
膠片分離工具	GREL5	mPAGE® Gel Releasers, 5 pk
玻璃放置架	CPS1	mPAGE® Casting Plate Rack, 1pk
替代擋板	BDAM1	mPAGE® Buffer Dam, 1 pk

ThawSTAR® CFT2 Automated Cell Thawing System 自動細胞解凍系統

- 專利的 STAR™ sensing technology 和內建的解凍演算法
- 根據樣本溫度自動矯正解凍溫度
- 除去人為判斷的誤差與水浴槽的污染風險，可進行確效
- 標準化細胞解凍程序，提供高再現性的結果
- 操作簡單，解凍完成 10 秒前警鈴，提高細胞存活率
- 確保解凍後細胞數量、存活率、recovery 最佳化
- 所有型號皆已在 US FDA & Center for Devices and Radio logical Health (CDRH) 登記主文件 (reference number MAF2643)



搭配 ThawSTAR® CFT2 Transporter 使用，細胞解凍流程更完善

ThawSTAR® CFT
Transporter
#AST-602



ThawSTAR® CFT2
#AST-601

NO WATER
避免細胞污染
可進行確效

No Guessing
標準化解凍流程
一致性 / 再現高

No Hands
避免人為
判斷誤差

適用解凍 1.8 ~ 2.0 mL 冷凍小管

3 分鐘內解凍完成

ThawSTAR® CFT2 Transporter 細胞運送盒

- 最多可放 5 個 1.8 mL 或 2.0 mL 細胞凍管
- 可維持 -70°C 低溫環境下至少一小時

保護細胞不受溫度短暫上升影響，提高細胞解凍存活率



貨號	品名	包裝
AST-601	ThawSTAR® CFT2 Automated Thawing System	1 EACH
AST-602	ThawSTAR® CFT2 Transporter 細胞運送盒	1 EACH





SALE

CryoHandy 攜帶型液態氮運輸罐

市面上最輕便的低溫液態氮運輸罐，可放置 8 個 1 mL ~ 2 mL 冷凍小管。小巧安全，是短程運輸樣品的理想選擇。


- 安全運送：內部使用液態氮吸收材質，無液態氮傾倒洩漏的安全疑慮
- 衛生設計：可用酒精消毒，適合用在醫院或細胞處理設施中
- 易於使用：體積小、攜帶方便
- 維持樣品溫度：可維持 -150°C 以下的溫度 4 小時
- 溫度指示：溫度感測器在上方蓋子，在運送途中，可隨時確認溫度

買就送細胞凍存液




洩壓設計

蓋子內部具有凹槽可排出氣化的液態氮，即使緊閉也不用擔心內部壓力上升。



可凍存 8 管



溫度顯示清楚



貨號	品名	包裝
M7CRHD000	CryoHandy, Portable Dry-Shipper	1 EACH

購買 CryoHandy 運輸罐

送 ZENOGEN PHARMA / 100 mL 細胞凍存液 2 瓶

CELLBANKER 1 或 # CELLBANKER 2 (可混搭)

價值
11,360 元

ZENOGEN PHARMA

存活率
高於 90%

Ready
to use

可直接
儲存在
-80°C

批次
差異小



熱銷品項

Cellbanker 1

20 / 100 mL

含 60% FBS

廣泛使用在哺乳動物細胞凍存



熱銷品項

Cellbanker 2

20 / 100 mL

不含 FBS

無血清衍生病原體污染風險

SALE

NEPTUNE
Tools for Life Sciences**BIOTIX**
LIQUID HANDLING

優惠專區

尺寸任選 10 包 特價 4,500 元 再送 10 個空盒

(#2042-ER-1 / 2342-ER-1)

貨號	品名	包裝
NEPTUNE Tools for Life Sciences	NEPTUNE 2040	10 µl non-filter tips (低殘留)
	NEPTUNE 2340S3	10 µl XL non-filter tips (低殘留)
	NEPTUNE 2100	200 µl non-filter tips (低殘留)
	NEPTUNE 2090	300 µl non-filter tips (低殘留)
	NEPTUNE 2160	1000 µl non-filter tips
	NEPTUNE 2370.N	1250 µl non-filter tips
BIOTIX LIQUID HANDLING	BIOTIX M-0010-BC	10 µl non-filter tips (低殘留)
	BIOTIX M-0011-BC	10 µl XL non-filter tips (低殘留)
	BIOTIX M-0200-BC	200 µl non-filter tips (低殘留)
	BIOTIX M-0300-BC	300 µl non-filter tips (低殘留)

4 包 特價 2,500 元 再送 10 個空盒

(#2372-ER-1)

貨號	品名	包裝
BIOTIX LIQUID HANDLING	BIOTIX M-1250-BC	1250 µl non-filter tips (低殘留)



好好湊專區

分類	貨號	品名	包裝	
Dish	TPP 93040	Tissue culture dish Ø 40 mm	20/pack, 900/case	
	TPP 93060	Tissue culture dish Ø 60 mm	14/pack, 840/case	
	TPP 93100	Tissue culture dish Ø 100 mm	10/pack, 240/case	
	TPP 93150	Tissue culture dish Ø 150 mm	5/pack, 100/case	
Tube	TPP 91015	15mL Centrifuge Tube	40/pack, 800/case	
	TPP 91050	50mL Centrifuge Tube	20/pack, 360/case	
Flask	TPP 90075	Tissue culture flask 75 cm ²	5/pack, 100/case	
	TPP 90076	Tissue culture flask 75 cm ² (Filter)	5/pack, 100/case	
Cryo Tube (External thread)	TPP 89020	1.5mL Cryo Tube	100/pack, 800/case	
	TPP 89050	4.5mL Cryo Tube	100/pack, 400/case	

SALE



q(PCR) 耗材

下列同品項 買4送1 / 買10送3

- 管蓋易開闔，操作方便
- 0.3 mm 匀稱薄壁設計，熱傳導均勻且蒸發率低
- EU-O 型材質，超低吸附性增強實驗靈敏度
- 絶無 DNase、RNase、Metal Pyrogen 汚染
- 高管、矮管、磨砂、透明、白色等各式材質可搭配不同儀器與實驗目的
- 不論各式機型，皆有最適合的單管、八連排、96 孔盤或 384 孔盤，產線最齊全



八連排反應管及蓋

貨號	產品	包裝	適用機型	
B59901	EU 0.1 ml Thin-wall 8-tube Strip Extra-Robust , Frosted	120 strips / bag	ABI StepOnePlus / 7500 Fast	
B69901	EU 0.2 ml Thin-wall 8-tube Strip Extra-Robust , Frosted	120 strips / bag	ABI 7000 / 7300 / 7500	
B57801	EU Optical wide area 8-cap Strip,robust with Indented flat cap	120 strips / bag	全系列適用	
B79701-1	EU Optical wide area 8-cap Strip ,with wide indented flat cap	120 strips / bag	全系列適用	

96 孔盤

貨號	產品	包裝	適用機型	
AB17500	EU Sub skirted 96 x 0.2 ml Thin-wall Plate,Forsted (凸盤)	25 plates / box	ABI 7000 / 7300 / 7500	
AB19800	EU Sub skirted 96 x 0.1 ml Thin-wall Plate, Forsted (凸盤)	25 plates / Box	ABI StepOnePlus / 7500 Fast	
B17489	EU Semi skirted 96 x 0.1 ml Thin-wall Plate, White (平盤)	25 plates / Box	Roche LightCycler	

PCR 光學封膜

貨號	產品	包裝	適用機型	
157300	EU Opti-Seal Optical Sealing Sheet	100 sheets / bag	全系列適用	
157300-S	EU Opti-Seal Optical Sealing Sheet	25 sheets / bag	全系列適用	



為你的福利加碼

LINE
+起來

LINE@ 會員招募中！

月月
抽好禮

滿額
滿件贈

互動
回饋抽

神秘
活動

超低
優惠價

各樣促銷活動、新品訊息、新知講座不漏接



立即掃描 QRcode
和我們 LINE 在一起！



研毅企業有限公司
ANTEC Bioscience Inc.

www.antec-bio.com.tw 0800-363-666

台北 02-2758-5928 新竹 03-530-7572 台中 04-2463-8312 台南 06-336-9665 高雄 07-342-7336