

超值折扣  
滿額再贈  
★ 全員瘋搶  
快跟上就對啦



超好用 肯定買爆 😄



買 A 送 B 要瘋了 🍷



你看看這好東西 ❤️



YEAH! 我搶到啦~



好物入手 再等沒有



生醫年會 優惠特輯

額滿 12,800 好禮成雙

限購買本目錄產品。可累贈，送完為止。活動至 2023/3/31 止

好禮 1

珍奶系守護組

酒精噴瓶套 & 口罩套



# GIFT 00-00017

好禮 2

奈米矽抗菌除臭口罩

非醫療用

100% 手工縫製



# GIFT0001



研毅企業有限公司  
www.antec-bio.com.tw

# 為你的福利加碼

**LINE**  
+ 起來

## LINE@ 會員招募中!

月月  
抽好禮

滿額  
滿件贈

互動  
回饋抽

神秘  
活動

超低  
優惠價

各樣促銷活動、新品訊息、新知講座不漏接



立即掃描 QRcode  
和我們 LINE 在一起!





購買兩個組合可送兩個！買越多組送越多個，以此類推

購買本頁指定組合  
送 定序新時袋 1 個  
(贈品不含內容物)



# Roche

## KAPA HiFi Kits

- 擴增長度高達 15 kb
- AT、GC-rich 區域有效減少偏差
- 複製效率高，快速省時
- 準確擴增 expression vector 及 gene-editing templates
- 有效放大 Low-copy variants

高效能

高效率

高靈敏度

低錯誤率

## KAPA HyperPure Beads

- 進化版磁珠，提高清洗效率，進而提升文庫多樣性降低定序成本
- 快速、有效的去除實驗反應不需要的成分 (例如：adapters、adapter-dimers、primers、primer-dimers、nucleotides、salts 和 enzymes)
- 可調節片段篩選大小

回收率高

分選效果  
佳

清洗效率  
高

大片段擴增超精確

小片段清洗最乾淨

一起買好划算

# 07958935001

KAPA HiFi HS RM  
(6.25 mL)



# 08963843001

KAPA HyperPure Beads  
(30 mL)

指定組合 **85** 折  
再送 定序新時袋



ZYMO RESEARCH  
The Beauty of Science is to Make Things Simple

買 A 送 B

## DNA/RNA 濃縮、純化

### DNA Clean & Concentrator Kits (DCC)

- 簡單操作步驟，兩分鐘快速純化並濃縮 DNA
- 回溶體積最小至可達 6  $\mu$ L，濃縮純化高品質的 DNA
- 純化範圍涵蓋大部分常用 DNA 片段大小
- 可直接進行後續實驗 (NGS、PCR、Cloning... 等)



獨家專利 Zymo-Spin column 技術，  
樣品回收不殘留，除去所有 Buffers、  
Salts、與 inhibitors


### Zymoclean Gel DNA Recovery Kits

還在煩惱切膠純化回收率很差嗎？Zymo 小幫手拯救你！

- 簡單快速從 agarose gels 回收高品質的 DNA
- 明星優點：高回收率
- 50 bp - 10 kb DNA 回收率達 70 - 90%
- 11 kb - 23 kb DNA 回收率達 50 - 70%
- 可直接進行後續實驗 (NGS、PCR、Cloning... 等)

### RNA Clean & Concentrator Kits (RCC)

- 純化的過程簡單並快速，10 分鐘即可得到 Ultra-Pure RNA
- 高回收率可達 >90%，適用 RNA 長度為 16bp 以上皆可
- 回溶體積最小至可達 6  $\mu$ L，可濃縮至高品質 RNA
- 可直接上機進行後續實驗 (NGS、RT-qPCR、hybridization... 等)






## ▶ 買 A 區 任選一

貨號	品名	包裝	Binding capacity	Minimum Elution	送 B
D4014	DNA Clean & Concentrator™ -5	200 Preps	5 µg	≥ 6 µL	B 區任選一
D4034	DNA Clean & Concentrator™ -25	200 Preps	25 µg	≥ 25 µL	B 區任選一
D4011	Genomic DNA Clean & Concentrator™ Kit	100 Preps	10 µg	≥ 10 µL	B 區任選一
D4065	Genomic DNA Clean & Concentrator™ Kit-25	100 Preps	25 µg	≥ 35 µL	B 區任選一
D4061	Oligo Clean & Concentrator	200 Preps	10 µg	≥ 6 µL	B 區任選一
D4008	Zymoclean™ Gel DNA Recovery Kit	200 Preps	5 µg	≥ 6 µL	B 區任選一
R1014	RNA Clean & Concentrator-5 (with DNase I Set )	200 preps	10 µg	≥ 6 µL	B 區任選二
R1016	RNA Clean & Concentrator™ -5	200 Preps	10 µg	≥ 6 µL	B 區任選二
R1018	RNA Clean & Concentrator™ -25	100 Preps	50 µg	≥ 25 µL	B 區任選一

## ▶ 送 B 區

貨號	品名	包裝
3DP-1002	PCR Strip MagStand	1 unit
D3001-2-20	Proteinase K	20 mg
E1010	DNase I Set	250 U

磁力佳！  
大受好評



買 A 區

任選一



## cDNA 合成 (Real Time PCR 專用)

### PrimeScript RT Reagent Kit (Perfect Real Time)

- 37°C 處理 15 分鐘，迅速合成 cDNA
- 達 pg 等級的靈敏度
- 適用樣品廣，細胞、病毒、組織都可以
- 後續相容各大廠牌的 qPCR Master Mix



貨號	品名	包裝
RR037A	PrimeScript™ RT Reagent Kit (Perfect Real Time)	200 Rxns
RR055A	PrimeScript™ One Step RT-PCR Kit Ver.2	50 Rxns
638313	Mir-X™ miRNA First-Strand Synthesis Kit	20 Rxns

送 B 區

任選一



## qPCR Master Mix (Dye-based)

### TB Green® Premix Ex Taq™

- 2X Premix 版本
- 適用較長片段，最長可達 570 bp
- PCR 放大效率高，提高樣本檢出率



## DNA Polymerase 人氣三巨頭大禮包

### Takara Taq DNA Polymerase

#R001A

- 經濟實惠
- 可做 genotype 和 T/A cloning

### TaKaRa Ex Taq® DNA Polymerase

#RR001A

- 產量高、校正率佳為 4.5x taq
- 適合 low copy number 和較髒的樣品

### TaKaRa LA Taq® DNA Polymerase

#RR002A

- 長片段擴增，平均長度約 20kb
- 校正率為 6.5x taq，亦適合用於定序





### One-Step RT-PCR

## PrimeScript™ One Step RT-PCR Kit Ver.2

- 單管完成反轉錄和擴增
- 選用 Takara Ex Taq HS 專一性  
超高，背景值超低



### miRNA 反轉錄

## Mir-X™ miRNA First-Strand Synthesis Kit

- 僅需一股 miRNA sense primer
- 一個步驟、單管反應，即可反轉 miRNA
- 一次反應的 cDNA 可進行 50 次 SYBR qPCR

### CITATIONS – 使用 Mir-X™ 操作 Exosomal RNA 實驗

- He, Fei et al. "Exosome-mediated delivery of RBP-J decoy oligodeoxynucleotides ameliorates hepatic fibrosis in mice." *Theranostics* vol. 12,4 1816-1828. 24 Jan. 2022
- Qi, Di et al. "Adipose-Derived Circulating Exosomes Promote Protection of the Pulmonary Endothelial Barrier by Inhibiting EndMT and Oxidative Stress through Down-Regulation of the TGF-β Pathway: A Potential Explanation for the Obesity Paradox in ARDS." *Oxidative medicine and cellular longevity* vol. 2022 5475832. 5 May. 2022

### qPCR Master Mix (Dye-based)

## TB Green® Premix Ex Taq™ II

- 2X Premix 版本
- 適用 GC rich 樣本
- 有效消除雜訊的干擾，專一性佳



### Rnase 去除劑

## RNase-OFF®

- 可室溫保存
- 非鹼性、無腐蝕性、無致癌性
- 可去除任何表面（包含 eppendorf）的 RNase 污染

貨號	品名	包裝
RR420L	TB Green® Premix Ex Taq™ (Tli RNase H Plus), 1 x 5 mL	200 Rxns
RR820L	TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNase H Plus), 1 x 5 mL	200 Rxns
9037	RNase-OFF™	500 mL
R001A+RR001A+RR002A 試用品	Takara DNA Polymerase 人氣三巨頭大禮包 (Taq+Ex+LA)	共 150 Rxns

## 預裁切膜 Immobilon® - NOW Membrane

- 使用方便：一刀裁切適用膠體大小
- 省空間：盒狀包裝，減少實驗室儲存空間
- 不浪費：依照使用量裁切，無任何浪費
- 依照不同需求，選擇適用產品

Publications  
citing  
> 52000



新品



品名	Immobilon®-E	Immobilon®-P	Immobilon®-FL	Immobilon®-PSQ	Immobilon®-NC
貨號	IEVH85R	IPVH85R	IPFL85R	ISEQ85R	HATF85R
膜材	PVDF			NC	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 史上第一片不需要甲醇預潤濕</li> <li>✓ 目標蛋白大於 20 kDa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 最多文獻發表</li> <li>✓ 目標蛋白大於 20 kDa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 螢光偵測的最適產品，包括近紅外線波長</li> <li>✓ 降低螢光背景值，提高螢光偵測敏感度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 最高的蛋白質結合力及保留量</li> <li>✓ 適用小分子量目標蛋白及低表現量目標蛋白</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 不須甲醇預潤濕</li> <li>✓ 目標蛋白大於 20 kDa</li> </ul>
膜孔徑	0.45 µm	0.45 µm	0.45 µm	0.2 µm	0.45 µm
長寬	8.5 cm x 10 m	8.5 cm x 10 m	8.5 cm x 10 m	8.5 cm x 10 m	8.5 cm x 10 m
可裁切數量	142 mini blot	142 mini blot	142 mini blot	142 mini blot	142 mini blot

## ECL 呈色劑 Immobilon Western HRP Substrate

經濟  
實惠

- 選擇多：多種靈敏度選擇，符合不同蛋白質表現需求
- Premixed 型式不浪費：用多少加多少



品名	Immobilon Classico	Immobilon Crescendo	Immobilon Forte	Immobilon Western	Immobilon ECL Ultra
貨號	WBLUC0500	WBLUR0500	WBLUF0500	WBKLS0500	WBULS0500
模式	Premixed	Premixed	Premixed	A+B mixed	A+B mixed
包裝	500 mL	500 mL	500 mL	Luminol (250 mL) Peroxide solution (250 mL)	Luminol (250 mL) Peroxide solution (250 mL)
靈敏度	★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★★





超值折扣  
滿額再贈



**MERCK**

標準包裝抗體 1 支  
100 µg



送

mPAGE 預鑄膠體 x 10 片

+ loading buffer #MPSB-10ML

+ running buffer : MES #MPMES

(兩款擇一)

MOPS #MPM0PS

+4,600 元

升級 PVDF Membrane

#IPVH85R / #IPVH00010 / #IEVH85R



**MERCK**

標準包裝抗體 2 支  
100 µg

送

預混型 Western HRP Substrate  
Classico 500 mL

#WBLUC0500 / 價值 \$ 7,800 元

+1000 元

升級 預混型 Western HRP  
Substrate Crescendo 500 mL

#WBLUR0500



+3500 元

升級 經典熱銷 Western HRP  
Substrate 500 mL

#WBKLS0500



PVDF Membrane  
2 捲

#IPVH85R  
#IPVH00010  
#IEVH85R

送

**Millipore**

25 µg 小包裝抗體 1 支



本頁促銷方案：

1. 【贈送】或【加購】二擇一
2. 【加購】限一種方案 數量 1



◀ 25 µg 小包裝抗體 &  
搜尋關鍵字：

\*-25ug

\* 抗體名稱

## Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)

快速！一天即可完成 ChIP 實驗！

- 準確性高：EZ-Magna ChIP™ 附帶有 normal IgG 和 qPCR primer 對照，無須複雜的驗證，幫助您一次實驗就上手
- 應用性廣：適用細胞和組織
- 方便：內含樣品製備與 DNA 回收相關試劑
- 省時：磁珠系統讓 ChIP 實驗在 1 天內完成



細胞內神秘的  
三角關係



步驟	快速操作步驟 (1 天)	標準操作步驟 (2-3 天)
固定細胞以及收集細胞	30 分鐘	30 分鐘
打破細胞以及打斷染色質	50 分鐘	50 分鐘
免疫沈澱	2 小時	Overnight
Wash、Elution 以及 Crosslink reversal	3 小時	3 小時
純化 DNA 以及 PCR 分析	3 小時	3 小時

貨號	品名	包裝
17-10085	Magna ChIP™ A/G ChIP Kit	22 Assays
17-10086	EZ-Magna ChIP™ A/G ChIP Kit	22 Assays

任選 1 組

**送** Millipore 25 µg 小抗體 1 支  
(150 種品項任選)

任選 2 組

**送** 標準包裝抗體 (100 µg) 1 支 or 原廠 8 well 磁座 1 組  
#20-400 / 價值 \$14,280 元

## RNA Immunoprecipitation (RIP)

Magna RIP™ EZ-Magna RIP™ Native RNA-Binding Protein IP Kit

可用來研究細胞核內外的 RNA，如：mRNA 的穩定

- 應用性廣：適用細胞和組織
- 操作簡易：五步驟即可完成分析
- 準確性高：EZ-Magna ChIP 附帶有 positive 對照和 qPCR primer 對照，方便進行實驗 QC
- 應用性廣：相容於下游實驗 RT-PCR、microarray (RIP-chip) 與 NGS (RIP-Seq) 等

貨號	品名	包裝
17-700	Magna RIP™ RNA-Binding Protein IP Kit	12 Assays
17-701	EZ-Magna RIP™ RNA-Binding Protein IP Kit	12 Assays

買就送

標準包裝抗體 (100 µg) 1 支





## 通用型 Inhibitor Cocktail

### Protease Inhibitor Cocktail

- 選擇多：針對不同的應用，提供多種不同的選擇 (with EDTA, EDTA-free, Animal-Free)
- 方便使用：提供 Liquid 以及 lyophilized 型式，方便選擇使用
- 成分及濃度透明
- 高濃度：提供高濃度包裝，不過度稀釋裂解液



### Phosphatase Inhibitor Cocktail

- 全面性防護
- Ready-to-use：提供 Liquid 型式，需要多少用多少
- 成分及濃度透明
- 高濃度：提供高濃度包裝，不過度稀釋裂解液

Protease Inhibitor Cocktail						
	Serine proteases	Cysteine proteases	Aspartic proteases	Aminopeptidases proteases	Metalloproteases	concentration stock solution
539131	++	++			+	100X
539134	+++	++	+	+		200X
539137	+++	++				100X
Phosphatase Inhibitor Cocktail						
	Acid phosphatase	Alkaline phosphatase	protein tyrosine phosphatases (PTPs)	Serine/threonine phosphatases	concentration stock solution	
524625	+++	++	+		100X	
524629	+	+	+	++	50X	

類別	貨號	品名	包裝
蛋白酶抑制劑	539131-10VLCN	Protease Inhibitor Cocktail Set I	10 vial
	539131-1VLCN	Protease Inhibitor Cocktail Set I	1 vial
	539134-1SETCN	Protease Inhibitor Cocktail 1PC X 1SET (EDTA-free)	5 x 1 mL
	539134-1MLCN	Protease Inhibitor Cocktail 1PC x 1ML (EDTA-free)	1 mL
	539137-10VLCN	Protease Inhibitor Cocktail 1PC x 10VL	10 x 1 mL
	539137-1MLCN	Protease Inhibitor Cocktail 1PC x 1ML	1 mL
磷酸酶抑制劑	524625-1SETCN	Phosphatase Inhibitor Cocktail Set II	5 x 1 mL
	524625-1EACN	Phosphatase Inhibitor Cocktail Set II	1 mL
	524629-1SETCN	Phosphatase Inhibitor Cockta 1PC x 1ML	5 x 1 mL
	524629-1MLCN	Phosphatase Inhibitor Cockta 1PC x 1SET	1 mL

## 超好用小飛碟

- 多一道工序的抗壓環：色環不只是利用顏色辨識膜材，更是一道抗壓的熱封工序
- 紅外線熱封技術：乾淨抗壓的工法，比膠封更乾淨，比超音波封更抗壓
- 自動化生產：濾膜全檢，確保膜與 Housing 封合，確保業界最高攔截率
- 拒用回收材料：使用原始塑膠粒，避免回收材質不明物質溶出
- 高品質膜材：Millipore 核心技術，超過 60 年的製膜經驗



無溶析物

抗壓

### 膜與 Housing 緊密接觸

防漏 + 增加膜使用率

### 外部環型加強圈

耐高壓 + 顏色分辨材質

### 特殊溝槽設計

增加膜使用率

過濾效率 up





hold-up 體積 down

### Housing 材質

非回收材質、低雜質溶出

紅外線熱封技術

抗壓高、沒有膠溶出

貨號	品名	Materials	Material Size
SLGSR33SB	Millex 33 mm MCE .22 µm Sterile	 <p>MCE</p> <p>經濟實惠的材質，適用於一般水溶液的過濾</p>	250 pk
SLGSR33SS	Millex 33 mm MCE .22 µm Sterile		50 pk
SLHAR33SB	Millex 33 mm MCE .45 µm Sterile		250 pk
SLHAR33SS	Millex 33 mm MCE .45 µm Sterile		50 pk
SLGVR33RB	Millex 33 mm Durapore PVDF .22 µm Sterile	 <p>PVDF</p> <p>蛋白質殘留量最低，適用過濾珍貴蛋白質樣品</p>	250 pk
SLGVR33RS	Millex 33 mm Durapore PVDF .22 µm Sterile		50 pk
SLHVR33RB	Millex 33 mm Durapore PVDF .45 µm Sterile		250 pk
SLHVR33RS	Millex 33 mm Durapore PVDF .45 µm Sterile		50 pk
SLGVR13SL	Millex 13 mm Durapore PVDF .22 µm Sterile		100 pk
SLHVR13SL	Millex 13 mm Durapore PVDF .45 µm Sterile		100 pk
SLGPR33RB	Millex-GP 33 mm PES .22 µm Sterile	 <p>PES</p> <p>流速快，蛋白質殘留量低，可使用於細胞培養液等溶液的過濾</p>	250 pk
SLGPR33RS	Millex-GP 33 mm PES .22 µm Sterile		50 pk
SLHPR33RB	Millex-HP 33 mm PES .45 µm Sterile		250 pk
SLHPR33RS	Millex-HP 33 mm PES .45 µm Sterile		50 pk





限 P.11 - P.13 跨頁品項

## 特殊細胞培養添加物

### Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS)

內皮細胞  
專用

- 成分為牛下視丘蛋白質萃取物
- 符合細胞實驗等級需求，出廠皆接受嚴格的品質檢測
- 廣泛應用於 mammalian, avian 和 human endothelial cells, smooth muscle cells, keratinocytes, melanocytes 與 hybridoma 等多種細胞
- 小量分裝方式，減少反覆解凍及汙染

貨號	品名	包裝
02-102	Endothelial Cell Growth Supplement, 150 mg	15 mg x 10


### Leukemia Inhibitory Factor (LIF) protein

ESC /  
iPSC 專用

Publications  
citing  
> 2500

- 包裝以生物活性取代重量，可避免批次間差異性
- 嚴格且優良的品質管理
- 溫度穩定性測試，確保 LIF 依然具有活性：  
LIF 在 37°C ,5% CO<sub>2</sub> 培養環境中可維持其功能至少七天
- #ESG1107 可配置 10 L media, #ESG1106 可配置 1 L media


貨號	品名	包裝
ESG1106	ESGRO <sup>®</sup> Recombinant Mouse LIF Protein	10 <sup>6</sup> units / mL
ESG1107	ESGRO <sup>®</sup> Recombinant Mouse LIF Protein	10 <sup>7</sup> units / mL



#### Alkaline Phosphatase staining of Mouse ES cells.



(A) Undifferentiated ES cells cultured for five days in media containing LIF/ESGRO<sup>®</sup>. A concentration of 10<sup>3</sup> units / mL is used for inhibition of differentiation. (B) Differentiated ES cells – cultured at low-medium density for three days in media without any LIF/ESGRO<sup>®</sup>. (C) Differentiated ES cells – cultured at low-medium density for six days in media without any LIF/ESGRO<sup>®</sup>.

### Agarose 快速選擇指南



**買就送** 單次購買 **5 瓶** 再送 **1 瓶** (以此類推)

貨號	品名	包裝
50150	SeaKem® GOLD AGAROSE	125 g
50152		25 g
50110	SeaPlaque™ GTG™ Agarose	125 g
50111		25 g
50114		500 g
50100	SeaPlaque™ AGAROSE	125 g
50101		25 g
50104		500 g
50070	SeaKem® GTG AGAROSE	125 g
50071		25 g
50074		500 g
50000	SeaKem® LE AGAROSE	125 g
50001		25 g
50002		100 g
50004	NuSieve™ GTG AGAROSE	500 g
50080		125 g
50081		25 g
50084	NuSieve™ 3:1 AGAROSE	500 g
50090		125 g
50091		25 g
50094		500 g





# 方案間不可互換 # 每方案限購 3 組 # 不提供寄貨 # 僅此一檔，錯過可惜

### \$10,000 元 方案一

**BIOTIX & NEPTUNE Non-filter tips 盒裝滅菌 尺寸任選 10 條**

#### BIOTIX

貨號	品名	規格
BIOTIX M-0010-9SC	10ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/box, 10 boxes/ pack
BIOTIX M-0011-9SC	10ul XL non-filter tips (低殘留)	96 tips/box, 10 boxes/ pack
BIOTIX M-0200-9SC	200ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/box, 10 boxes/ pack
BIOTIX M-0300-9SC	300ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/box, 10 boxes/ pack
BIOTIX M-1250-9SC	1250ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/box, 10 boxes/ pack

#### NEPTUNE

貨號	品名	規格
NEPTUNE 2042.S	10ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/ box, 10 boxes/ pack
NEPTUNE 2342.S	10ul XL non-filter tips	96 tips/ box, 10 boxes/ pack
NEPTUNE 2102.S	200ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/ box, 10 boxes/ pack
NEPTUNE 2092.S	300ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/ box, 10 boxes/ pack
NEPTUNE 2372.S	1250ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/ box, 10 boxes/ pack

### \$10,000 元 方案二

**BIOTIX & NEPTUNE Non-filter tips 散裝 尺寸任選 20 包**


+ 送 20 個空盒 #2042-ER-1 / 2342-ER-1 / 2372-ER-1

#### BIOTIX

貨號	品名	規格
BIOTIX M-0010-BC	10ul non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag
BIOTIX M-0011-BC	10ul XL non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag
BIOTIX M-0200-BC	200ul non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag
BIOTIX M-0300-BC	300ul non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag
BIOTIX M-1250-BC	1250ul non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag

#### NEPTUNE

貨號	品名	規格
NEPTUNE 2040	10ul non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag
NEPTUNE 2340S3	10ul XL non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag
NEPTUNE 2100	200ul non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag
NEPTUNE 2090	300ul non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag
NEPTUNE 2160	1000ul non-filter tips	1000 tips/ bag
NEPTUNE 2370.N	1250ul non-filter tips	1000 tips/ bag



## 96well PCR / qPCR Plate

- 0.3mm 勻稱薄壁設計，熱傳導均勻且蒸發率低
- EU-O 型材質，超低吸附性增強實驗靈敏度
- 絕無 DNase、RNase、Metal Pyrogen 污染
- 高管、矮管、磨砂、透明、白色等各式材質可搭配不同儀器與實驗目的
- 不論各式機型，皆有最適合的單管、八連排、96 孔盤或 384 孔盤，產線最齊全
- 業界最先進的雷射刻印技術，可依需求代客刻印條碼或 LOGO 於耗材上

貨號	品名	顏色	包裝	適用機型	
AB17500	0.2 mL EU 材質薄壁磨砂全裙邊 96 孔盤 EU Sub skirted 96 x 0.2 ml Thin-wall Plate	磨砂 Frosted	25 盤 / 盒 box/25 plates	ABI 7000 / 7300 / 7500 / 7900HT	
AB19800	0.1 mL EU 材質薄壁磨砂全裙邊 96 孔盤 EU Sub skirted 96 x 0.1 ml Thin-wall Plate	磨砂 Frosted	25 盤 / 盒 box/25 plates	ABI StepOnePlus / 7500 Fast & ABI QS 3/5 .6/7 Flex	
B50751	0.1 mL EU 材質薄壁磨砂可裁半裙邊 96 孔盤 EU Semi skirted 96 x 0.1 ml Thin-wall Plate, cut-able	磨砂 Frosted	25 盤 / 盒 box/25 plates	ABI StepOnePlus & Bio-Rad CFX96	
B17489	0.1 mL EU 材質薄壁白色半裙邊 96 孔盤 (適用 Roche 480) EU Semi skirted Thin-wall 96 x 0.1 ml plate. fits LightCycler® 480 systems	白色 White	25 盤 / 盒 box/25 plates	Roche LightCycler	
貨號	品名	顏色	包裝		
157300	EU 材質定量 PCR 光學封膜 EU Opti-Seal Optical Sealing Sheet	透明 Optical	100 片 / 包 bag/100 sheets		

上列指定產品限定  
同時購買 **96 孔盤及封膜**  
享 **85 折優惠**

