

■ 2024 生醫年會好優惠 ■

1 次擁有 2 種感受

活動至 2024/3/31 止

生活鬆弛感

從容啜飲，心神嚮往
慢。慢。來



180 ml
保冰 / 溫

316
不鏽鋼內膽

GIFT 00-00022

滿額送

單筆額滿 **12,800** 元
送 慢活隨身杯

限購買本目錄產品。單筆計算不累計。送完為止

實驗成就感

快又有效率的工具
事半！功倍！



MERCK

購買指定 PCR/qPCR 酵素滿 **30** 支
送 KAPA 高效酵素 Kit

詳見本目錄 P.04-P.05



研毅企業有限公司
www.antec-bio.com.tw



為你的福利加碼

— LINE@ 會員招募中 —

月月
抽好禮

滿額
滿件贈

互動
回饋抽

神秘
活動

超低
優惠價

各樣促銷活動、新品訊息、新知講座不漏接



立即掃描 QRcode
和我們 LINE 在一起！

■ 2024 生醫年會好優惠 ■

1 次擁有
2 種感受

活動至 2024/3/31 止

KAPA HiFi Kits

- 擴增長度高達 15 kb
- AT、GC-rich 區域有效減少偏差
- 複製效率高，快速省時
- 錯誤率比 wild-type Taq 低 100 倍
- 具備 HotStart 與 ReadyMix 版本


高效能

高效率

高靈敏度

低錯誤率


GC-rich 區域也能成功擴增




各類應用，搭配 HiFi 最精確

- PCR
- Cloning
- NGS library preparation
- CRISPR/Cas9 gene editing

優異的擴增效率，可減少 PCR cycles



進化版高保真聚合酵素，具有最低錯誤率



貨號	品名	包裝	優惠
07958838001	KAPA HiFi PCR Kit	100 U	
07958846001	KAPA HiFi PCR Kit	250 U	買就送 100 U
07958889001	KAPA HiFi HotStart PCR Kit	100 U	
07958897001	KAPA HiFi HotStart PCR Kit	250 U	買就送 100 U
07958927001	KAPA HiFi HotStart ReadyMix PCR Kit	1.25 mL	
07958935001	KAPA HiFi HotStart ReadyMix PCR Kit	6.25 mL	買就送 1.25 mL


For research use only, not for clinical purpose.



KAPA2G Fast ReadyMix


專為 **routine PCR** 設計的酵素

- 節省反應時間達 70%
- 合成速度快，1kb 的 extension 時間只需 1sec
- 2X ReadyMix 配方，使用方便
- 含 loading dye，PCR 完可直接跑膠



購買 **30** 支 ▶ 送 **7** 支 (KK5101)
 購買 **50** 支 ▶ 送 **1** 支 (KK5515)

好方便 高性能 超快速



KAPA2G Fast HotStart 29 min
 Competitor A 1 hr 14 min
 Competitor I 1 hr 05 min
 Competitor Q 1 hr 26 min

Reactions (25 µL) contained 5 ng human genomic DNA and 0.5 units (KAPA2G Fast HotStart and Competitor I) or 0.625 units (Competitor A and Q) enzyme. The extension (72°C) was 1 sec/cycle for KAPA2G Fast HotStart and 60 sec/cycle for competitor enzymes.


貨號	品名	包裝
KK5608	KAPA2G Fast HotStart ReadyMix with dye (100 x 25 µl reactions)	1.25 mL

KAPA SYBR® FAST qPCR Kit

第一支專為 **qPCR** 設計的酵素

- 速度快，反應時間僅需 40 分鐘
- 螢光訊號強
- 靈敏度高
- 專一性佳
- 應用廣

95 °C 3min
 95 °C 3sec
 60 °C 20sec } 40 cycles



與他牌 SYBR 相比，KAPA SYBR FAST 有更高的螢光讀值。

螢光讀值
較高


貨號	產品	包裝
KK4600	KAPA SYBR®FAST Universal (100 x 20 µl reactions)	1 mL
KK4603	KAPA SYBR® FAST ABI Prism® (100 x 20 µl reactions)	1 mL
KK4606	KAPA SYBR® FAST Bio-Rad iCycler™ (100 x 20 µl reactions)	1 mL
KK4609	KAPA SYBR® FAST for Roche® LightCycler 480 (100 x 20 µl reactions)	1 mL
KK4619	KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) ROX Low (100 x 20 µl reactions)	1 mL

KAPA PROBE FAST qPCR Kits

- 速度快，反應時間僅需 40 分鐘
- 適用 TaqMan probe, FRET probe, Molecular Beacon 系統
- 靈敏度高、專一性佳
- 精確、優異的重複性
- 可同時容納 5 種 probe 作用


PROBE
系統專用

即使是 low copy number 仍有精確的再現性



95°C 3min
95°C 3sec
60°C 20sec } 40 cycles
Template: human genomic DNA
(1.5-fold dilutions over a 89 - 450 copies per reaction range)

Standard 與 Fast protocol 的表現與重複性優



standard cycling protocol

95°C 10min
95°C 15sec
60°C 1min } 40 cycles

fast cycling protocol

95°C 3min
95°C 3sec
60°C 20sec } 40 cycles

貨號	品名	包裝
KK4701	KAPA Probe Fast Universal (100 x 20 µl reactions)	1 mL

贈品專區

KAPA2G Fast ReadyMix with dye #KK5101 / 100 x 25 µl rxns

專為 routine PCR 設計

- 節省反應時間達 70%
- 合成速度快，1kb 的 extension 時間只需 1sec
- 含 loading dye，PCR 完可直接跑膠
- 2X ReadyMix 配方，使用方便



好方便 高性能
超快速

KAPA2G Robust PCR Kit #KK5515 / 250U

專治各種困難片段

- 可直接從 *E.coli* 與 yeast 做 PCR
- 可用於高 AT / 高 GC 或含 PCR 抑制劑的樣本
- 高產量、高靈敏度



困難片段 OK
高產量
高靈敏


寡核苷酸合成服務 Oligo Synthesis Service

20 年專業合成經驗，供應高品質、高純度 oligo

	DNA Oligo	RNA Oligo
合成長度	6-200 nt	4-180 nt
修飾種類	超過 200 種	
合成量	mg 級至 kg 級	
純化方式	Desalt, PAGE, HPLC, PAGE+, HPLC+	Desalt RNase HPLC
應用	qPCR、NGS、PCR、DNA 定序、點突變等	基因編輯、RNA 藥物、基因功能性分析等
QC 項目	1. 質譜分析 MS：分子量誤差 $\leq 0.05\%$ 2. 高效能液相層析 HPLC：純度高於 90% 3. 毛細管凝膠電泳 CGE 純度分析服務 4. 液相層析質譜儀 LC MS/MS 定序服務	1. 質譜分析 MS：分子量誤差 $\leq 0.05\%$ 2. 高效能液相層析 HPLC：純度高於 90% 3. 液相層析質譜儀 LC MS/MS 定序服務 4. 內毒素含量分析 5. 生菌試驗

Oligo modification position

✓ 修飾位點：5' 端、3' 端、5' 及 3' 端、中央、核苷酸修飾



Oligo modifications/labeling (provided by GenScript)

✓ Special Bases

Ferrocene dT	1-Methyl-Pseudo-Uridine
Ferrocene dI	2-Amino-purine
5-Carboxyl dC	5-Fluoro dU
5-Formyl dC	5-Fluoro I
N6-Methyl-rA	5-Iodo dC
Bromodomain	N6-Methyl dA
7-deaza-2' -dG	2-methyl I
2'-O-Methyl-5-Methyl C	U
5'-Hydroxymethyl dC	I
Iso deoxy bases	ri
5-methyl isodeoxycyto sine	O4 Triazolyl dU
N3-Methyl-dC	N1-Methyl-dC
Chimeric DNA base	8-oxo-dG

✓ Modifications

Biotin modifications	Spacers modifications
Amino modifications	Quenching group
Mercaptan modifications	Fluorophore
Digoxin	Thiosubstitution
Cholesterol	Nucleotide inversion
Methacrylate	Pentasaccharide 2&3 positions
Click reaction related modifications	Phosphorylation
Diphenyl-cyclooctyne	Adenylation
Penta saccharide 2&4 positions	Peptide-oligo conjugates
Aminobutylethyl isoluminol	Thymidine Glycol
Palmitate acid	Puromycin
Symmetric Doubler	DMT ON
TCO	Nitroindole

GenTitan™ Oligo pools




採用互補式金屬氧化物半導體 (CMOS) 技術



高同質性



高精準度



單一晶片可承載
超過 8 百萬條 oligo

應用面向

CRISPR
gRNA
Library

shRNA
Library

NGS target
enrichment

protein/
antibody
engineering 等

Oligo Popular Applications

✓ qPCR Probes and Oligo Primers

- 優化 pH 及緩衝液，提升螢光修飾的穩定度
- 高精確性、高靈敏度、高穩定性、高批次同質性
- 合成長度：15-30 nt (qPCR probe)、15-59 nt (qPCR oligo)

✓ Next Generation Sequencing

- Hybridization-based target enrichment :
提供高同質性 5' biotin ssDNA 探針 (80-150 nt)
- Amplicon-based target enrichment :
提供高純度客製化 Multiplex PCR 引子 (15-150 nt)
- NGS Adapter :
合成長度 15-80 nt，批次 QC 交叉污染率極低 (<0.01%)



全面 **85** 折

一件 **85** 折

兩件 **75** 折 (任搭)

DNA 萃取試劑

CP 值高 · 新手入門 Quick-DNA kits

- 適用樣本 (Cells、Whole blood、Swab)
- 操作簡單、快速，20 分鐘即可完成實驗
- 下游可用於 PCR、酵素水解、甲基化分析、定序等實驗

通用性高 · 高手首選 Quick-DNA plus kits

- 雙 lysis buffers 系統 (Red、Blue)，內附 Proteinase K，適用多種樣本 (Cells、Biological Fluids、Swab、Solid Tissues)
- 下游可用於 PCR、酵素水解、甲基化分析、次世代定序等實驗

Biological Fluid & Cells
Whole blood, semen, buffy coat, saliva, body fluids, milk, *E. coli*, insect, mammalian cells (e.g. HeLa, buccal, drosophila, etc.)

Solid Tissues
Tail snips, ear punches, organ biopsies (brain, liver, heart, kidney, muscle, stomach, etc.)


雙 lysis buffers 系統 (Red、Blue)

適用於多種樣品處理

Cat. No.	Product	Size	DNA Recovery	Minimum Elution	Cells/Tissue
D3020	Quick-DNA™ Microprep Kit	50 preps	5 µg	10 µL	≤ 10 ⁶ cells
D3021		200 preps			
D3024	Quick-DNA™ Miniprep Kit	50 preps	25 µg	35 µL	≤ 5 x 10 ⁶ cells
D3025		200 preps			
D4074	Quick-DNA™ Microprep Plus Kit	50 preps	5 µg	10 µL	≤ 10 ⁶ cells ≤ 5 mg tissue
D4068	Quick-DNA™ Miniprep Plus Kit	50 preps	25 µg	35 µL	≤ 5 x 10 ⁶ cells
D4069		200 preps			≤ 25 mg tissue
D4075	Quick-DNA™ Midiprep Plus Kit	25 preps	125 µg	200 µL	≤ 3 x 10 ⁷ cells ≤ 125 mg tissue

PCR Strip MagStand

- PCR tube 適用
- 磁力佳！大受好評



甜甜價 \$ **2,500** 元

貨號	品名	包裝
3DP-1002	PCR Strip MagStand	1 unit

DNase I Set


- 10 倍速度消化 DNA
- 經認證不含 RNase 和蛋白酶
- 耐受 10 次以上凍融循環



貨號	品名	包裝
E1010	DNase I Set	250U
E1011	DNase I Set	1500U
E1012	DNase I Set	5x1500U

買 **7500U** 贈 **1750U**

(買 E1012 送 E1011+E1010)



all in one
一次搞定

PBS 錠 買 3 送 1

- 一罐 100 錠，一錠可泡 1,000 mL
- pH7.4 一沖搞定，免調整 pH 值好方便
- ELISA / WB / Wash buffer / Sample dilution 等好多種應用



貨號	品名	包裝
T9181	Phosphate Buffered Saline (PBS) Tablets	100 Tablets
T9182	Phosphate Buffered Saline (PBS) Tablets without Potassium	100 Tablets
T9183	Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) Tablets	100 Tablets

預混型袋裝 Yeast media 2 組 7 折

- 一袋粉末加 500 mL dH₂O、滅菌，簡單完成
- 免額外秤量、混合、調整 pH 值
- 多種 Dropout mixs 自由選擇



單包裝
好方便

貨號	品名	包裝
Rich Media (用於未轉形酵母菌的日常培養)		
630306	YPDA Broth	10 x 0.5 L Pouches
630307	YPDA With Agar	10 x 0.5 L Pouches
Minimal Media Single Dropouts (SDO)		
630308	SD-Trp Broth	10 x 0.5 L Pouches
630309	SD-Trp with Agar	10 x 0.5 L Pouches
630310	SD-Leu Broth	10 x 0.5 L Pouches
630311	SD-Leu with Agar	10 x 0.5 L Pouches
630313	SD/-His with Agar	10 x 0.5 L Pouches
630314	SD/-Ura Broth	10 x 0.5 L Pouches
630315	SD/-Ura with Agar	10 x 0.5 L Pouches
Minimal Media Double Dropouts (DDO)		
630316	SD-Leu/-Trp Broth	10 x 0.5 L Pouches
630317	SD-Leu/-Trp with Agar	10 x 0.5 L Pouches
Minimal Media Triple Dropouts (TDO)		
630318	SD-His/-Leu/-Trp Broth	10 x 0.5 L Pouches
630319	SD-His/-Leu/-Trp with Agar	10 x 0.5 L Pouches
630320	SD/-Leu/-Trp/-Ura Broth	10 x 0.5 L Pouches
Minimal Media Quadruple Dropouts (QDO)		
630322	SD-Ade/-His/-Leu/-Trp Broth	10 x 0.5 L Pouches
630323	SD-Ade/-His/-Leu/-Trp with Agar	10 x 0.5 L Pouches
630324	SD/-His/-Leu/-Trp/-Ura Broth	10 x 0.5 L Pouches
630325	SD/-His/-Leu/-Trp/-Ura with Agar	10 x 0.5 L Pouches



支持您的 WB 日常

最挺你 1 號

買 最防漏的鑄膠台套組 單件 **9** 折

再送 TurboMix 加速鑄膠套組一組 (價值 3,000 元 #TMKIT-10)

只需加入 APS 與 TEMED，上下層一次凝膠！！



貨號	品名 / 內容
MGCK-75M	mPAGE® Gel Casting Kit, 0.75 mm
MGCK-10M	mPAGE® Gel Casting Kit, 1.0 mm
MGCK-15M	mPAGE® Gel Casting Kit, 1.5 mm

鑄膠台套組，內含鑄膠台 2 組、Comb 10 & 15 well 各 5 支、長玻璃 5 片、短玻璃 10 片、拆膠器 5 支

最方便、高解析度！！

最挺你 2 號

買 Bis-Tris 預鑄膠片 **6** 組 (可任選)

就送 防漏 Mini 電泳槽一組 (價值 20,500 元 #MGT-2)

- 文獻等級的蛋白質電泳圖、實惠的價格
- 相容於常用的蛋白質電泳槽
- 高達 80 μ L / well 的樣本容納量
- 跑膠時間可節省最多 15 分鐘
- Bis-Tris 凝膠片及 MES / MOPS 緩衝液可維持 pH 中性環境、避免蛋白質出現修飾 (modification) 現象而劣化數據圖



需一次出貨

膠片濃度	Well 數	貨號
4-12%	10-well	MP41G10
	12-well	MP41G12
	15-well	MP41G15
4-20%	10-well	MP42G10
	12-well	MP42G12
	15-well	MP42G15
8-16%	10-well	MP81G10
	12-well	MP81G12
	15-well	MP81G15
8%	10-well	MP8W10
	12-well	MP8W12
	15-well	MP8W15
10%	10-well	MP10W10
	12-well	MP10W12
	15-well	MP10W15
12%	10-well	MP12W10
	12-well	MP12W12
	15-well	MP12W15

貨號	品名 / 內容	規格
MGT-2	mPAGE® Mini Gel Tank	1 system (for 2 gels)

Immobilon® Now PVDF membrane 免裁切

- 省時：一刀裁切，不須量測大小
- 好方便：Mini & Midi 兩種規格隨您裁切
- 不浪費：用多少裁多少
- 節省空間



Immobilon® -P

適用 >20kDa 的蛋白

Immobilon® -PSQ

適用 <20kDa 的蛋白

Immobilon® -FL

適用螢光偵測應用

Immobilon® -E

無須預浸泡甲醇

	貨號	品名
I-Now	IEVH85R	IMMOBILON-E, 8.5 CM X 10 M ROLL
	IPVH85R	IMMOBILON-P, 8.5 CM X 10 M ROLL
	ISEQ85R	IMMOBILON-PSQ, 8.5 CM X 10 M ROLL
	IPFL85R	IMMOBILON-FL, 8.5 CM X 10 M ROLL
	HATF85R	Immobilon®-NC 8.5 CM X 10 M ROLL

Substrate 依照樣本表現量，提供多種靈敏度選擇



預混款

隨開即用

選擇多

貨號 等級	WBLUC0500	WBLUR0500	WBLUF0500
	Immobilon Classico Western HRP substrate	Immobilon Crescendo Western HRP substrate	Immobilon Forte Western HRP substrate
實驗 形式	Western blot ; dot blot	Western blot ; dot blot	Western blot ; dot blot
包裝	Premixed	Premixed	Premixed
靈敏度	500 mL	500 mL	500 mL
	+	++	+++



經典
熱賣款

高靈敏度

效價比高

貨號 等級	WBKLS0500	WBULS0100 / WBULS0500
	Immobilon Western Chemiluminescent HRP Substrate	Immobilon ECL Ultra Western HRP Substrate
實驗 形式	Western blot ; dot blot	Western blot
包裝	A+B	A+B
靈敏度	2 x 250 mL	2 x 50 mL 2 x 250 mL
	+++	++++



最挺你 4 號

現貨抗體 限量 \$ **8,900** 元 / 支

售完不補 · 先搶先贏

目標蛋白	物種	應用	貨號
Acetyl Histone H3 (Lys9 and 14)	H	ICC, IHC (p), WB, inhibition assay	ZRB06599-4X25UL
Acetylated Tubulin	H, M, R, Mk, B, P, Fg, invertebrates, hamster, protista, ch, plant	DB, EM, IHC, RIA, WB	T7451-100UL
Acetylcholinesterase	H	WB, ICC, Neut	MAB304
Acetyl-Histone H3 (Lys9)	H, Vrt, Yeast (<i>S. cerevisiae</i>)	WB, Mplex, ChIP-seq, ChIP	07-352
Acetyl-Histone H4	H, T, Eu	WB, ICC, ChIP	06-866
Acetyl-Lysine	M, R, H, Vrt	IP, WB	05-515
Akt1/PKB α	H, M, R	IP, WB	05-796
Amyloid Oligomer, α β , oligomeric	Eu, H, M, R	ELISA, IF, IHC, IH(P), IP, WB	AB9234
APP	H, M, R	ICC, IHC (p), WB	ZRB1151-4X25UL
APP	H, R	IH(P), WB	MAB343
APP A4	Ca, H, M, Mk, Po, R, F	ICC, IF, IHC, IH(P), WB	MAB348
ATRX	M, H	ICC, IHC (p), WB	ZRB001906-4X25UL
Aurora-B (N-term)	H	WB, IH(P), ICC, IP	04-1036
BRCA1	H, M	ChIP, ICC, IF, IHC, IP, WB	SAB2702136-100UL
Caldesmon	H, M, R	ICC, FC, IHC(P), IP, WB	04-590
CD133	M	FC	MAB4310X
CD44v6	H	FC, WB, ICC, IH(P)	MAB4073
CD45	R, H, M	ICC, IHC (p), WB	ZRB1180-4X25UL
Chitinase-3-like protein 1 (YKL-40)	H	WB, IHC, ACT	MABC196
c-Jun	H, M, R, Bo, Ch, Dog	WB	09-754
c-Myc	M, H	ICC, IHC, WB, gene knockdown	ZRB1003-4X25UL
Collagen Type II	B, Ca, H, M, Po, R, Sh	ELISA, IHC	MAB1330
Connexin 43	R, M, H	ICC, IHC (p), WB	ZRB1179-4X25UL
Cre Recombinase	A	ELISA, ICC, IF, IHC, WB	MAB3120
CTCF	H, M, R	ICC, IHC (p), WB	ZRB1009-4X25UL
CVB4	H	IF	MAB10220
Cytokeratin 18	Ca, Ch, H, Ht, M, Po, R, Rb	FC, ICC, IHC, WB	MAB3234
dimethyl-Arginine	H, M	WB	07-414
dimethyl-Histone H3 (Lys9)	H, Vrt	WB, PIA, Mplex	07-521
DNA, single stranded specific	A	FC, ICC, IHC, IH(P)	MAB3299
DNA-RNA Hybrid	A	ABA, ChIP, DB, ICC, IP	MABE1095
Dopamine D2 Receptor	H, M, R, Mk	ELISA, IHC, IP, WB	AB5084P
DSCR3	H	WB, IH(P)	ABN87
DYKDDDDK (FLAG epitope tag)	Vrt, E. coli	ELISA, ICC, IF, IP, WB	MAB3118
FADD	H	IHC (p), WB, gene knockdown	ZRB06711-4X25UL
Fas	H	FC, ICC, WB	05-201
Flavivirus	H	IF	MAB10216
FOXP3	H, M, R	WB, ICC	ABE75
GLUT-1	H, M	ICC, IF, IHC, WB	ZRB071401-4X25UL
GLUT-4	H, M	WB, IHC	07-1404
Growth Associated Protein-43 (GAP-43)	H, M, R, Ch, B	ELISA, ICC, IHC, IP, WB	AB5220
HP1 α	H, M, Vrt	ICC, IHC, IP, WB, ChIP	05-689
HSP90	B, Ch, H, M, Po, R, Rb	IP, WB, IH(P)	05-594
Huntingtin	H, M, R	ICC, IHC, WB	ZRB1102-4X25UL
Huntingtin Protein	H, R, M	ICC, IHC, WB	MAB5374
IL-33	H, M	ELISA (i), IHC, WB	SAB3500479-100UG
INOS	H, M, R	ELISA, WB	SAB4502011-100UG
Integrin α 3	H	ICC, IHC(P), Func	MAB1952
IRS1	H, M, R	IP, WB	06-248
Isocitrate Dehydrogenase 2 (IDH2)	H, M, R	IHC, IP, WB	MABC183
JNK/ SAPK1	H, M, R	IP, WB	06-748


備註：此活動限庫存品項，優惠價只適用庫存數量。

目標蛋白	物種	應用	貨號
KRas	H	IHC (p), WB, gene knockdown	ZRB003845-4X25UL
Laminin	H, animal	ARR, DB, IHC (p)	L9393-100UL
Laminin	H, F, P	ELISA, EM, IF, IHC	SAB4200719-100UL
Laminin-5 (α2 chain)	H	ELISA, IH(P), WB	MAB19562
LEWIS A	H	ELISA, FC, Func, IH(P), WB	MAB2095
LIM-3	H, M, F, Fg	IP, WB, ICC, IHC, IH(P)	AB3202
LMO2 (Rhombotin-2)	H	ICC, IF, IHC, WB	MABE1801
Luciferase	A	WB, IHC	05-603
MAP2	R, H, M	ICC, IHC (p), WB	ZRB2290-4X25UL
MAP2-PE	H	FC	FCMAB318PE
MCU	H	IHC	HPA016480-100UL
Metabotropic Glutamate Receptor 5, pain	M, R	IHC, WB	AB5675
MMP-2	H	ELISA, IP	AB19167
MUC1/episialin	H	FC, IHC	05-652
Myosin	H, M, R, Rb, B, Po, ch, F, guinea pig	IF, IHC (p), WB	M4276-100UL
NA+/K+ ATPASE, A1	H, R, Rb, M, Mk, Xn, Po, Ca, Sh	ICC, IHC, IP, WB	05-369
N-Cadherin	H	ICC, IHC, IP, WB	05-915
Nestin	M, R	ICC, IHC, IH(P), WB	MAB353
Nestin	H	ICC, IHC, WB	ZRB69-4X25UL
Nestin (HUMAN)	H	WB, ICC, IHC	ABD69
NeuN	M, R, H	ICC, IF, IHC (p), WB	ZRB377-4X25UL
Nuclei	Human Only	IH(P), IP, ICC	MAB1281
O4	Ch, H, M, R	ICC, IHC	MAB345
Olig-2	H, M, R	ICC, IHC, IH(P), IP, WB	AB9610
P40	H	IH(P), WB	MABS519
p53	H	IHC, IP, WB	05-224
phospho-AKT (Thr34)	H	WB	07-789
phospho (Ser10)-acetyl (Lys14)-Histone H3	M, H, Eu	ICC, WB, ChIP-seq, ChIP	07-081
phospho-Acetyl CoA Carboxylase (Ser79)	H, M, R, Ca, Ch, B	WB	07-303
phospho-HSP27 (Ser78)	H	WB	05-645
phospho-IRS1 (Tyr612)	H, M	IHC, WB, inhibition assay	ZRB09432-4X25UL
phospho-p38α (Thr180/Tyr182)	H, M, Vrt	WB, IF	05-1059
PHOSPHO-PP2A (TYR307)	Vertebrate	ELISA	05-547
phospho-Rsk1 (Thr359/Ser363)	H, M	WB, IP, ICC, IHC(P)	04-419
Phosphotyrosine	A	WB, ICC, ELISA, IHC, IF, FC, IP	05-1050
phospho-ZAP-70 (pTyr493)	H, M, R	ELISA, IHC, WB	SAB4504571-100UG
Prosurfactant Protein C (proSP-C)	H, M, R	ELISA, IHC, IH(P), WB	AB3786
PTP α	H, M, R	WB	07-472
RAGE	B, H, M	ELISA, ICC, IHC, WB	MAB5328
Recoverin	H	ICC, IF, IHC (p), WB	ZRB1107-4X25UL
RNA polymerase II subunit B1 (phospho CTD Ser-2)	M	ChIP, WB, ELISA	04-1571
RORA (AB3)	H, M, R, Rb, G, B, horse, D, Sheep, guinea pig	IHC, WB	AV45608-100UL
Sam 68	H, M, R	IP, WB, ICC	07-415
Secretagogin	H	IHC, WB	MAB5622
Serotonin	H, Po, R, Rb, Lz, M	IHC	MAB352
SIRT1	H, M	WB, IP, ICC, IHC, ChIP	04-1557
Sirt1 (Sir2)	M	ICC, IHC, WB	ZRB07131-4X25UL
Sox-2	H, M	ICC, IHC (p), WB	ZRB5603-4X25UL
SOX-9	M, H	ICC, IHC, WB	ZRB5535-4X25UL
SRC	Av, H, M, Mi, R	IP, WB	05-184
Stella	H, M	ELISA, ICC	MAB4388
Tbr2	M, H, R	WB, IHC	AB15894
trimethyl-Histone H3 (Lys27)	H, M	ICC, IP, Mplex, WB, IHC	07-449
trimethyl-Histone H3 (Lys4)	H, M	ICC, IHC, WB, inhibition assay	ZRB04791-4X25UL
Tubulin	H, M, R, Rb, B, Mk, ch, sea urchin (Lytechinus pictus and three others.), Oxyrrhis marina (dinoflagellate)	ARR, ELISA (i), ICC, WB	T9822-100UL
Tyrosine Hydroxylase	R, M	ICC, IF, IHC (p), WB	ZRB2381-4X25UL
Vinculin	IF, IHC (f), WB	H, M, R, B, Ch, C, Frog, Turkey	V9131-100UL
β-Tubulin	H, M, R, Bo, Rb, Hamster	ICC, IHC, IF, WB	05-661-I-100UG

WST-1 cell proliferation assay kit

粒腺體呼吸鏈上的酵素活性，往往成為判定細胞是否存活的依據：當細胞死亡時，酵素也跟著失去活性，只有活細胞的酵素才有活性，再加入呈色受質就可以定量存活的細胞量。

- 精確：細胞酵素代謝活性與細胞數量息息相關
- 快速：開始到結束最快只需一小時
- 簡單：只要一個步驟，不用 wash，不需其他試劑
- 安全：沒有放射性物質，沒有有機溶劑
- 完全水溶：無需再用 DMSO 回溶結晶





Cat. No.	Description	Size	Detection
MK400	Premix WST-1 Cell Proliferation Assay System	2500 Tests	Colorimetric


In Situ Apoptosis Detection Kit

透過 TUNEL Assay (TdT-mediated dUTP Nick End Labeling)，螢光素標記的核苷酸將結合至 DNA 片段的 3' 端以檢測在細胞凋亡過程中片段化的 DNA，進而可對單一細胞進行檢測與組織定位。

組織切片 or 固定細胞 皆可用
螢光 or 光學顯微鏡 都 OK



組織切片染色檢測示意圖



- 快速：直接的 TUNEL labeling assay，最快僅需 1~2 小時
- 靈敏：可偵測單一細胞的細胞凋亡前期狀態
- 專一：僅染色凋亡細胞，排除壞死細胞 (Necrosis)
- 彈性：Kit 內所有組件皆可單獨購買
- 安全：內容物不含 Cacodylic acid 等危險試劑

Cat. No.	Event	Measure	Product	Package Size	Detection
MK500	Apoptosis	DNA fragmentation	In Situ Apoptosis Detection Kit	20 Assays	Light microscopy; Fluorescence microscopy; Flow cytometry

Millicell® Cell Culture Inserts

- 膜材多樣化：PTFE、MCE、PC、PET 膜可供挑選
- 多種孔徑可選擇：0.4、1、3、5、8、12 μm
- 單顆無菌包裝，可依實驗調整使用量，不浪費

其他品項 **75** 折



站立式

圓柱型加高設計
內外培養液不易相混



懸掛式

三段不對稱設計
方便更換溶液



組織培養

PTFE 膜材質
有良好的氧通透性
適合用來培養組織

Insert format	membrane material	Cat no.	pore size (um)	device size (wells)	qty / pk
 站立式	Organotypic				
	PTFE 組織培養 (Organotypic) 專用	PICM0RG50	0.4	6	50
	HA Insert				
	MCE	PIHA03050	0.45	6	50
		PIHA01250	0.45	24	
	CM Insert				
	PTFE	PICM03050	0.4	6	50
		PICM01250	0.4	24	
	PCF Insert				
	polycarbonate	PIHP03050	0.4	6	50
PIHP01250		0.4	24		
PITP01250		3			
PI8P01250		8			
PIXP01250		12			
 懸掛式	PET Insert				
	PET	PTHT06H48	0.4	6	48
		PTRP06H48	1		
		PTSP06H48	3		
		PTMP06H48	5		
		PTEP06H48	8		
		PTHT12H48	0.4	12	
		PTRP12H48	1		
		PTSP12H48	3		
		PTMP12H48	5		
		PTEP12H48	8		
		PTHT24H48	0.4	24	
		PTRP24H48	1		
		PTSP24H48	3		
		PTMP24H48	5		
		PTEP24H48	8		



Fetal Bovine Serum (Cat no. 12103C-500ML)

Premier 等級 來自北美的胎牛血清

- 經多種無菌測試，採用 0.1 μ m 濾膜過濾 3 次
- 高達 12 項的病毒檢測
- 內毒素和血紅素符合規範
- 通過多項測試標準，包含細菌、病毒、支原體、內毒素、血紅蛋白...等



細胞實驗神器組合價 \$ **15,000** 元

FBS 胎牛血清 1 瓶 (500 mL) + EZ slide 可拆式細胞培養玻片 1 盒 (16 片 / 盒)

Millicell® EZ Slide 4 / 8 well

種細胞、培養、加藥、固定、染色，一片搞定！

貨號	品名	規格
PEZGS0416	Millicell EZ SLIDE 4-well glass, sterile	16
PEZGS0816	Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile	16



ZENOGEN PHARMA CELLBANKER RUO grade

- 細胞解凍後存活率依然高於 90%
- 通用所有種類的細胞

細胞功能
維持完整

存活率
> 90%

Ready
to use

-80°C
儲存

批次
差異小



含 80% FBS
熱銷品

Cellbanker® 1 (20 mL / 100 mL)



不含 FBS

適合無血清培養環境，
降低後續蛋白純化困難

Cellbanker® 2 (20 mL / 100 mL)

買 **1** 瓶 100 mL 凍存液 送 **1** 箱 濾杯

Sterile 500 mL Steritop, 0.22 μ m, PES, 45 mm (12 個 / 箱)
(Cat no. S2GPT05RE)



Non-filter Tip 專區

規格二選一

■ 盒裝滅菌【尺寸任選 5 條】

品號	品名	規格
BIOTIX M-0010-9SC	10ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/ box, 10 boxes/pack
BIOTIX M-0200-9SC	200ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/ box, 10 boxes/pack
BIOTIX M-0300-9SC	300ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/ box, 10 boxes/pack
BIOTIX M-1250-9SC	1250ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/ box, 10 boxes/pack
NEPTUNE 2042.S	10ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/ box, 10 boxes/pack
NEPTUNE 2342.S	10ul XL non-filter tips	96 tips/ box, 10 boxes/pack
NEPTUNE 2102.S	200ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/ box, 10 boxes/pack
NEPTUNE 2092.S	300ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/ box, 10 boxes/pack
NEPTUNE 2372.S	1250ul non-filter tips (低殘留)	96 tips/ box, 10 boxes/pack

■ 散裝【尺寸任選 10 包】

品號	品名	規格
BIOTIX M-0010-BC	10ul non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag
BIOTIX M-0200-BC	200ul non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag
BIOTIX M-0300-BC	300ul non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag
NEPTUNE 2040	10ul non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag
NEPTUNE 2340S3	10ul XL non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag
NEPTUNE 2100	200ul non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag
NEPTUNE 2090	300ul non-filter tips (低殘留)	1000 tips/ bag
NEPTUNE 2160	1000ul non-filter tips	1000 tips/ bag
NEPTUNE 2370.N	1250ul non-filter tips	1000 tips/ bag

微量離心管專區

■ 【尺寸任選 8 包】

品號	品名	規格
NEPTUNE 4445.X	1.6 mL Graduated Microcentrifuge Tube (透明)	500/pack
NEPTUNE 3745	1.6 mL Graduated Microcentrifuge Tube (透明)	500/pack
NEPTUNE 3745.A	1.6 mL Graduated Microcentrifuge Tube (彩色)	500/pack
NEPTUNE 3765	2.0 mL Graduated Microcentrifuge Tube (透明)	500/pack
NEPTUNE 3765.A	2.0 mL Graduated Microcentrifuge Tube (彩色)	500/pack



q(PCR) 耗材

- 管蓋易開闔，操作方便
- 0.3 mm 勻稱薄壁設計，熱傳導均勻且蒸發率低
- EU-O 型材質，超低吸附性增強實驗靈敏度
- 絕無 DNase、RNase、Metal Pyrogen 污染
- 高管、矮管、磨砂、透明、白色等各式材質可搭配不同儀器與實驗目的
- 不論各式機型，皆有最適合的單管、八連排、96 孔盤或 384 孔盤，產線最齊全






下列同品項 買 4 送 1 / 買 10 送 3

八連排反應管及蓋

貨號	產品	包裝	適用機型	
B59901	EU 0.1 ml Thin-wall 8-tube Strip Extra-Robust , Frosted	120 strips / bag	0.1 ml systems (Low Profile)	
B69901	EU 0.2 ml Thin-wall 8-tube Strip Extra-Robust , Frosted	120 strips / bag	0.2 ml systems (Regular Profile)	
B57801	EU Optical wide area 8-cap Strip, robust with Indented flat cap	120 strips / bag	全系列適用	

96 孔盤

貨號	產品	包裝	適用機型	
AB17500	EU Sub skirted 96 x 0.2 ml Thin-wall Plate, Forsted (凸盤)	25 plates / box	ABI 0.2 ml systems	
AB19800	EU Sub skirted 96 x 0.1 ml Thin-wall Plate, Forsted (凸盤)	25 plates / Box	ABI Fast or 0.1 ml systems	
B17489	EU Semi skirted 96 x 0.1 ml Thin-wall Plate, White (平盤)	25 plates / Box	LightCycler 480 systems	

■ 2024 生醫年會好優惠 ■

1 次擁有
2 種感受

活動至 2024/3/31 止

Leading the way in 3D bioprinting



瑞典不只有諾貝爾獎、VOLVO 和 IKEA，現在還有 CELLINK。

CELLINK，來自瑞典的 3D 生物列印領域專家，打造出實驗室專屬 3D 生物列印機，可列印含細胞的 3D 模型，最高程度模擬生理狀態，促使癌症研究、藥物輸送 / 篩選、血管生成及組織工程 ... 等研究能有更多探討可能性。

CELLINK，與您一同開啟細胞立體培養新世界。

CELLINK BY the Numbers

65+


Countries

1200+

Publications

1600+

Instruments



預約 demo 享好禮

➤ 3 月底前預約 Bio X / Lumen X demo，可於完成 demo 後
獲贈瑞典 **IKEA** 禮物卡 \$100 元 (以實驗室為單位)

➤ demo 後，購買任一款生物列印機
再送 **IKEA BLÅHAJ** 鯊魚 填充玩具一隻
長度：100 公分，數量有限，送完為止

