

買了實驗笑呵呵 馬上心情笑呵呵

😄 呵 喝 呵 😄

Drink Well
Lab Well
Drink Well
Lab Well



510 mL
保冰 / 溫

304
不鏽鋼

全面防漏
底部止滑

GIFT 00-00028

滿額馬上送

購買本目錄限定產品
單筆額滿 **16,800 元**
送 未來隨行杯 1 個

以上活動單筆計算不累計。送完為止。
活動至 2026/3/31 止。

Roche 加碼送

購買本目錄限定新品 P.04
KAPA EvoAmp ReadyMix
powered by HiFi
再加送 未來隨行杯 1 個



研毅企業有限公司
www.antec-bio.com.tw

😋 呵喝呵 😋



滿額馬上送
Roche 加碼送

為你的福利加碼

LINE@ 會員招募中！

月月
抽好禮

滿額
滿件贈

互動
回饋抽

神秘
活動

超低
優惠價

各樣促銷活動、新品訊息、新知講座不漏接

LINE
+ 起來



立即掃描 QRcode
和我們 LINE 在一起！

新產品上市

Roche

p.04

KAPA EvoAmp ReadyMix
powered by HiFi

全品項多重優惠

p.06

MERCK KAPA 滿額優惠雙重送 / 加購優惠

超值優惠套組

MERCK × SARTORIUS



呵喝呵 好事馬上來

優惠一籬筐

滿額送 / 買就送

p.08

BIO-HELIX
CO., LTD.

SALE 滿額送 - Agarose - Molecular Biology Grade

SALE 買就送 - OneStep Blocker - Western Blocking
Solution and Signal Enhancer

超強神隊友推薦

p.10



神隊友優惠中

- 兔多株抗體 / Real-one IHC Staining Kit
- CCK-8 Assay Kit

耗材專區

p.17



細胞培養

p.11



騰達行 委託工研院製造

hMSC UniStem PRF Medium

快速增殖人類間質幹細胞擴增培養基 8 折



AMICON® ULTRA - 全系列買 5 送 1

分生專區

p.18



大掃除

- RNase-OFF / DNA-OFF
 - LabCare Incubator Antimicrobial Spray
- 實驗順手 GO! 指定耗材滿萬 66 折加購



細菌

- DNA / RNA Shield™ Collection Devices
 - FastPrep® -24 5G 均質機
 - ZymoBIOMICS DNA/RNA Miniprep Kit
- 一站式核酸萃取 75 折起



蛋白純化

- TALON Resin / His60 Resin 買 3 送 1
 - Capturem His-tagged Membranes 等
- 試用價 7 折



蛋白表現服務

- 哺乳類平台及細菌類表達平台
- 基因合成 + 質體 雙重送

精選品牌

p.12

ZENOGEN PHARMA

細胞凍存液 - 日本市佔率第一 / 可直接儲存在 -80°C
組合超值價 \$15,000 元



蛋白 / 細胞培養 / 分生 - 指定產品滿兩萬贈優質好禮



Fetal Bovine Serum 胎牛血清

- 美國原產 Premier 等級
- 哥斯大黎加原產



細胞培養試劑 - 單一特價

血清蛋白系列產品 - 新客戶限定優惠

抗生素 / 緩衝液 / Trypsin-EDTA - 買 3 送 1

超值加碼優惠

p.22

凡購買本 DM 任一品項


即可以免費獲得或以加購價購買指定產品

Roche

新產品上市

KAPA EvoAmp ReadyMix powered by HiFi

Constantly evolving, efficient, and complete solutions




更適合應用於 NGS 的新版酵素！






更多資訊

在變異判讀中具高精準度與召回率（F1-score）




A. Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs)



B. Insertions/Deletions (InDels)

更高的產量、更少的 cycle 數






KAPA 滿額優惠雙重送

可合併贈送



全品項單筆額滿 **12,000 元** 立即送

滿額送 **BIO-HELIX** DNA ladder + Agarose



滿額好禮成雙	貨號	規格	體積
DNA ladder-with dye	DMF12-0100	100-3,000bp	600 µl
	DMF13-0100	100-10,000bp	600 µl
Agarose	AGT002-0500S	agarose tablet (2 顆)	1 g



全品項單筆額滿 **22,000 元** 再送

送 BP 耗材 好禮 5 選 1



好禮 5 選 1	貨號	規格	品名
好禮 1	C79601	EU 0.2 ml 8-tube strip	Natural, Bag of 120 Strips
	B79701-1	EU Optical robust flat 8-cap strip	Natural, Bag of 120 Strips
好禮 2	B77101	EU 0.2 ml 8-tube strip, SFGC	Natural, Bag of 120 Strips
	B79501	Single attachable indented 8-cap strip	Natural, Bag of 120 Strips
好禮 3	K77301	EU 0.2 ml Thin-wall tube	Natural, Bag of 1000 tubes
好禮 4	B70558	10 µl Low Adhesion Tip	Natural, Bag of 1000 Tips
好禮 5	B71931	200 µl Low Adhesion Tip	Natural, Bag of 1000 Tips


KAPA 滿額加購優惠



全品項單筆額滿 **10 萬**，享加購優惠

定序晶片 1 片加購價

SALE \$25,000 元



MERCK × SARTORIUS 超值優惠套組

SYBR	Tip	Pipette	套組價
20 組 SYBR	1 種 Tip 相對應的規格	電動 Picus 單爪 擇一 (#735021/735041/735061)	44,800
20 組 SYBR	1 種 Tip 相對應的規格	手動 Tacta 單爪 擇一 (#LH-729020/LH-729030/LH-729050)	28,000
20 組 SYBR	1 種 Tip 相對應的規格	手動 Tacta 8 爪 擇一 (LH-729120/LH-729130/LH-729140)	34,800
60 組 SYBR	3 種 Tip 相對應的規格	手動 Tacta 單爪 共 3 支 (#LH-729020/LH-729030/LH-729050)	77,100



MERCK

KAPA SYBR® FAST qPCR Kit

第一支專為 qPCR 設計的酵素

- 速度快，反應時間僅需 40 分鐘
- 螢光訊號強
- 靈敏度高
- 專一性佳
- 應用廣

95 °C 3min
95 °C 3sec
60 °C 20sec } 40 cycles



螢光讀值
較高

相較他牌，KAPA SYBR FAST 的螢光讀值更高

貨號	產品	包裝	貨號	產品	包裝
KK4600	KK4600 KAPA SYBR FAST UNI	1 mL (100 rxns)	KK4609	KK4609 KAPA SYBR FAST LC480	1 mL (100 rxns)
KK4603	KK4603 KAPA SYBR FAST ABI	1 mL (100 rxns)	KK4619	KK4619 KAPA SYBR FAST ROX LOW	1 mL (100 rxns)
KK4606	KK4606 KAPA SYBR FAST BIORAD	1 mL (100 rxns)			

SARTORIUS

市場公認最精確性 實驗結果最可靠

全面升級 體積最小 重量最輕 準度最高

手動移液器 TACTA



reddot design award
winner 2016

傑出設計獲得德國紅點設計獎肯定

Picus 電動移液器



reddot design award
winner 2012

傑出設計獲得德國紅點設計獎肯定

SALE 購滿 3 千就送安全染劑及 DNA ladder

Agarose - Molecular Biology Grade

一錠快速製膠



乾淨不沾手


用量精準、品質一致

減少人為測量誤差

高解析度、低背景


Agarose Powder

Cat No: MB755-0500/MB755-0100
Size: 500g / 100g



Agarose Tablets

Cat No: AGT002-0500
Size: 110Tablets



	1 Tablet	2 Tablet	3 Tablet
0.70%	71 mL	143 mL	214 mL
0.80%	63 mL	125 mL	188 mL
1.00%	50 mL	100 mL	150 mL
1.20%	42 mL	83 mL	125 mL
1.30%	38 mL	77 mL	115 mL
1.50%	33 mL	67 mL	100 mL

貨號	品名	容量
AGT002-0500	OneStep Blocker - Western Blocking Solution and Signal Enhancer Agarose Tablets, 110 pcs	0.5 g*110
MB755-0100	Agarose Powder 100g -Molecular Biology Grade	100 g
MB755-0500	Agarose Powder 500g -Molecular Biology Grade	500 g
上列品項滿 3 千就送安全染劑及 DNA ladder(兩款擇一)		
LD011-1000	Prime Juice Preloading Fluorescent Stain	1 mL
DMF12-0100	OmniMARK 100 DNA Ladder RTU (12 bands, 100-3,000bps, fluorescent dye)	500 µl
DMF13-0100	OmniMARK 1K DNA Ladder RTU (13 bands, 100-10,000bps, fluorescent dye)	500 µl

SALE 買就送 Next11 Prestained protein ladder

OneStep Blocker - Western Blocking Solution and Signal Enhancer



更多資訊

3 步驟一次完成
Blocking、一抗、二抗反應

PVDF 和 NC 膜相容

低背景值

增強訊號


產圖不用 overnight !

3 Steps in one! 一次搞定


Step 1



Step 2





Step 3



Final

室溫 1~2 小時完成
Blocking +1Ab & 2Ab incubation




HeLa cell lysate
(ab150035, abcam)

- A. 5ug
- B. 2.5ug
- C. 1.25ug
- D. 0.625ug
- E. 0.312ug

1° Ab (ab8227, abcam): Rabbit anti-β Actin; 1:5,000

2° Ab (ab205718, abcam): Goat anti Rabbit HRP ; 1:5,000



貨號	品名	容量
BS001-B500ML	OneStep Blocker - Western Blocking Solution and Signal Enhancer	500 mL
買就送		
PMX11-0500S	NEXT 11 Prestained Protein Ladder (11 bands, 5 colors, 11-250 kDa)	25 µl



明星商品 超強應援



助你實驗順利

台灣製造
快速到貨

WB/IHC 神隊友

高靈敏度 高特異性

兔多株抗體 (100 μ L) **特價** \$8,500 / 支

買就送 兔多株抗體 小包裝 (25 μ L)

再送二選一：

(A) Anti-Rabbit IgG WB 二抗 100 μ L (貨號 #IRBS4012)

(B) Real Femto Plus Western Substrate 10 mL +10 mL (貨號 #IRRG8001-20ml)

IHC 神隊友

IHC 應用必備，最佳配件包

Real-one Mouse/Rabbit IHC Staining Kit

特價 \$15,000 / 組

貨號 #IRSK8003

規格 150 Tests

- 實驗室只要自備 Mouse/Rabbit primary antibody
- DAB 呈色系統
- Kit 內附 Antigen retrieval buffer, Hydrogen peroxidase block, High effect immunoblock, Mouse/Rabbit probe HRP, DAB chromogen (20X DAB buffer), Counter strain Hematoxylin, Antibody dilution buffer



細胞毒殺 / 活性 神隊友

高靈敏度 操作簡單快速

Cell Counting Kit-8 (CCK-8) assay **特價** \$3,500 / 組

貨號 #IRRG8009

規格 500 assays

- 偵測細胞增生 / 細胞毒殺
- 優於傳統 MTT、WST-1 等實驗方式
- ready-to-use
- 不具細胞毒性

hMSC UniStem PRF Medium

快速增殖人類間質幹細胞擴增培養基

低密度細胞種植 ($2.5 \sim 5 \times 10^2$ cells/cm²)，高效增殖細胞
培養皿不需先用細胞外基質 (ECM) 處理

Serum-free

Xeno-free

Phenol red free

GMP 等級

8折

#MSC-PL-004

高效增殖配方

hMSC UniStem PRF Basal Medium

4°C


450 mL

UniStem 與含胎牛血清或
他牌無血清培養基相比
增殖速度更快

人類血小板裂解物和特殊配方
hMSC UniStem PRF Supplement

-20°C

50 mL



MERCK Amicon® Ultra

核酸

蛋白質

病毒

外泌體

去鹽

置換緩衝液

✓無溶析物 ✓殘留最低 ✓回收率高 ✓一體成形 ✓全程自動化生產 ✓Real Dead Volume



<0.5 mL



<2 mL



<4 mL



<15 mL

全系列
買5送1

3, 10, 30, 50, 100 kDa

可混搭 · 贈價低者

ZENOGEN PHARMA

優惠方案二選一 (RUO & GMP 品項可混搭，送價低者)

方案 1 買大送小 買 100 mL 一瓶 送 20 mL 一瓶 (限購 2 組)

方案 2 買兩瓶 送一箱 (限購 2 組)

買兩瓶 100 mL 包裝 送 一箱 MERCK #S2GPT05RE

Steritop® Vacuum Bottle Top Filter (0.22 µm, PES membrane 500 mL, 12 個 / 箱)



RUO grade

廣用型 - 適用多款細胞凍存、原代細胞凍存

日本
市佔率第一

可直接儲存
在 -80 °C

文獻
引用數多

細胞功能
維持完整



CELLBANKER®1

100 mL / 20 mL

含 ≤ 80%

Bovine serum



CELLBANKER®2

100 mL

不含血清

適合無血清培養環境

適合蛋白質表達細胞

GMP grade

幹細胞 & 免疫細胞專用 (可用於細胞治療相關研究)

Xeno-
free

Serum-
free

Chemically
defined

PIC/S GMP
grade



STEM-CELLBANKER®

20 mL / 100 mL

凍存 iPSC、MSC、ES、PBMC、
Organoid、tissue 效果好



STEM-CELLBANKER®

DMSO Free

20 mL / 100 mL

不含 DMSO，對細胞傷害降到最低



STEM-CELLBANKER EX

100 mL

所有成分皆已用於靜脈注射
凍存 HSC、ADSC 效果好



Protein

mPAGE® Gel Casting Kit



mPAGE® Mini Gel Tank



mPAGE® 預鑄膠體



mPAGE® Mini Wet Transfer System



Immobilon® 轉漬膜



傳統款



裁切款

SignalBoost™ Immunoreaction Enhancer Kit

#407207-1KITCN



Immobilon® Western Substrate 呈色劑



傳統款



預混款

Cell culture

Millipore® Steritop® Vacuum Bottle Top Filter



Millicell® EZ Slide 4 / 8 well



Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS), 150 mg

#02-102



Millex Syringe Filter Unit 小飛碟



Molecular Biology

LB Broth

#1.10285



Agar

#1.01614



KOD Hot Start DNA polymerase

#71086/ #71975

10mM dNTP Mix

#71004

以上三大系列產品

SALE 滿 \$20,000 元，贈送一項以下產品

pH-indicator strips pH 0 - 14 Universal indicator
#1.09535.0001

Water suitable for electrophoresis, PCR
#W4502-1L

Goat anti-Mouse IgG Antibody-HRP (H+L)
#INGM-1000

Goat anti-Rabbit IgG Antibody-HRP (H+L)
#INGR-1000

EZColor Pre-stained Protein Marker
#IN1130 x 2

SERANA DPBS or PBS, 1L
#BDL-001-1L/ #PBS-001-1L

SERANA 熱賣
基礎培養液 500 mL
常見培養液規格





高品質 Fetal Bovine Serum 胎牛血清

#12103C-500ML

美國原產胎牛血清 Premier 等級

- 好嚴謹：高達 12 項的病毒檢測
- 好放心：檢測項目包含偵測病毒抗體效價
- 無菌測試：採用 0.1 μm 濾膜過濾 3 次
- 好安心：通過多項測試標準，含細菌、病毒、支原體、內毒素、血紅蛋白...等



SALE 買一瓶 FBS + ZENOGEN PHARMA CELLBANKER 1 or 2 100mL

細胞凍存液 超值價 \$15,000 元

廠牌	備註	貨號	品名
Serana	三合一抗生素	RAL-008-100ML	Penicillin-Streptomycin-Amphotericin Solution 100X
ZENOGEN PHARMA	細胞凍存液	CELLBANKER 1 20 mL	CELLBANKER® 1 含 $\leq 80\%$ Bovine serum
MERCK	濾杯	S2GPT02RE	Steritop, 12 pack, GP, 0.22 μm , polyethersulfone, 250 mL
	細胞分離試劑	SCR005	Accutase
	針頭過濾器	SLGPR33RS	Millex-GP Syringe Filter Unit, 0.22 μm , PES, 33 mm 50/pk
		SLHPR33RS	Millex-HP Syringe Filter Unit, 0.45 μm , PES, 33 mm, 50/pk
		SLGSR33SS	Millex-GS Syringe Filter Unit, 0.22 μm , MCE, 33 mm, 50/Pk
		SLHAR33SS	Millex-HA Syringe Filter Unit, 0.45 μm , MCE, 33 mm, 50/pk
		SLGVR33RS	Millex-GV Syringe Filter Unit, 0.22 μm , PVDF, 33 mm, 50/pk
		SLHVR33RS	Millex-HV Syringe Filter Unit, 0.45 μm , PVDF, 33 mm, 50/pk



SALE 新品嘗鮮 每瓶折價 \$5,000 元

(一名限折抵一瓶，限量 10 名)

眾多藥廠指定血源—哥斯大黎加 FBS

#S-FBS-CR-015

嚴格的品質控管，適用科學研究與生物製藥

- 無菌過濾三次 (0.1 μm)，符合嚴格的無菌標準測試
- 遵守歐洲血清製品協會 (ESPA) 的認證規範與相關標準
- 超低內毒素、低總蛋白、低血紅素
- 完整的 11 種病毒檢測清單，涵蓋 BVDV(CP/NCP)、PI3、Rabies、REO、Adenovirus 1/3/5、IBR 等均為「未檢出」
- 完整檢測數據：生化指標、電解質與金屬、荷爾蒙與抗生素 (Tetracycline 殘留) 完整的細胞生長測試報告



狂牛病可忽略風險國



高技術倫理
高採集標準

可追溯機制
安全放心

具備卓越
批次一次性

管理完善
限量生產

單一特價

DMEM, 500 mL

LabPRO

貨號	MCL-002	LPCM03007L 	MCL-003	MCL-004	MCL-005	MCL-015	MCL-019
Glucose	High	High	-	High	High	Low	Low
Glutamine	✓	✓	-	✓	-	✓	-
Sodium pyruvate	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Phenol red	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sodium bicarbonate	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SALE 任選 3 瓶 **\$1,900 元****M199, 500 mL**

貨號	MCL-032	MCL-033
Format	Liquids	Liquids
Glucose	✓	✓
Glutamine	✓	✓
Phenol red	-	✓
Sodium bicarbonate	✓	✓

SALE 3 瓶 **\$2,500 元****RPMI-1640, 500 mL**

貨號	MCL-037	MCL-038	MCL-042
Glucose	✓	✓	✓
Glutamine	✓	✓	-
Phenol red	✓	✓	-
Sodium bicarbonate	✓	✓	✓
HEPES	-	✓	-
Gibco 相似品	#11875	#22400	#32404

SALE 任選 3 瓶 **\$2,100 元****Water 分生等級**

DNase, RNase, Protease-Free,
Not DEPC Treated

#BWL-002-500ML

SALE 3 瓶 **\$3,400 元****RBC Lysis Buffer (5X)****Sugar-based formulation**

#RCL-002-100ML

SALE 1 瓶 **\$2,000 元**

組合優惠

抗生素

PS (二合一) / PSA (三合一) /
 Amphotericin B / G418 / Gentamicin

緩衝液

PBS / DPBS / HEPES /
 EBSS / HBSS

Trypsin-EDTA

0.05% (1X) / 0.25% (1X) /
 0.5% (10X)

SALE 買 3 送 1 (可混搭, 送價低者)

新客限定

分生等級 牛血清白蛋白 Bovine Serum Albumin (BSA)

BSA powder (Purity>99%)

Low endotoxin, Fatty Acid-Free,
Immunoglobulin-Free,
Protease-Free,
#RBP-018-100G

SALE \$9,000 元

10% BSA Solution in DPBS

Fatty acid-free, Immunoglobulin free,
Low endotoxin Sterile-filtered,
不含 stabilizer / preservative,
#BSM-001-100ML

SALE \$2,900 元

人類血清白蛋白 Human Serum Albumin (HSA)

HSA, Lyophilized Powder

Origin: United States
#HSA-001-10G

SALE \$6,200 元

10% HSA Solution in DPBS

Cell Culture grade, Serum-free,
Xenobiotic-free,
不含 stabilizer / preservative
#HSA-001-100ML

SALE \$5,700 元

血清系列產品

Human AB serum

For In vitro use,
Further manufacturing use,
Cell Culture
#S-HUB-US-011

SALE 2 瓶 \$15,000 元



Rabbit Serum

0.2 µm Sterile Filtered
#S-RB-EU-015

SALE \$4,000 元



SALE 實驗順手 GO! Biotix / Neptune 耗材滿萬 享分生專櫃指定品項 **66** 折加購價 P.19

優惠 1



5 mL 內 / 外旋 細胞凍管

\$ 999 / 包

買就送 5 mL 細胞凍管 專用塑膠盒



#6142-S0-45000 (內旋)
#6242-S0-45000 (外旋)
#89050-1 (外旋)



TPP 99014-1

優惠 2



散裝 Tips \$ 500 / 包

(尺寸任選)

(BIOTIX M-1250-BC 在此優惠外)



優惠 3




1.6 mL 微量離心管一次買 10 包，再送 80 孔微量離心管 Rack

規格任選
一次滿足
所有需求



#4445.X (熱賣好開)
#3745.X (透明)
#3745.A (彩色)
#CL15.010.1000 (防爆)
#1210-07 (棕色避光)
#1210-10 (防爆低殘留)




FISHER 11728084

優惠 4



買高光學透明封膜，再送原廠刮板



#PDL-5PK-1



貨號	品名	備註
TSS-RTQ-100	ThermalSeal® RTS, Optically Clear (Silicone Adhesive 無黏性)	適用 ABI 機型
TS-RT2-100	ThermalSeal® RT2, Optically Clear for Flat-Top Plates	適用 Bio-Rad 機型 / For 平邊盤
TS-RT2-RR-100	ThermalSeal® RT2RR, Optically Clear for Raised Rim Plates	適用 Bio-Rad 機型 / For 凸邊盤

優惠 5



MICROFLEX® Supreno® 紫色丁腈橡膠手套

\$ 4,500 / 箱 (ANSELL 92-743-XS/S/M/L 尺寸任選)



厚款

一站式菌相分析

保存



SALE 75 折

DNA / RNA Shield™ Collection Devices

NASA 都在用的 DNA / RNA 樣本保存液

- 室溫保存 RNA 至少 1 個月、DNA 至少 2 年
- 5 - 30 分鐘即可抑制病毒與其他感染源的活性
- 無需移除保存液，直接搭配 DNA / RNA 純化試劑



均質



全新代理開幕慶 SALE

FastPrep® -24 5G 均質機

一鍵均質 糞便 / 土壤 / 牙齒 / 骨骼 / 毛髮或
酵母 / 真菌 / 細菌 / 植物 / 細胞 等多種樣本

- 一次可處理 24 管樣本
- 最高轉速達 10 m/s，處理時間短
- 內建 72 種均質 Protocol



開幕優惠歡迎洽詢當區業務

萃取




SALE 75 折

ZymoBIOMICS DNA/RNA Miniprep Kit

靈活萃取菌相 DNA / RNA

- 適用糞便 / 土壤 / 水 / 植物 / 生物膜 / 拭子 / 口水 / 體液 等多種樣本
- 無偏差裂解所有微生物
- 移除干擾因子，PCR / 16S rRNA seq / Shotgun seq 免擔心



功能	貨號	品名	包裝
保存	R1100-50	DNA/RNA Shield	50 mL
	R1100-250		250 mL
	R1200-25	DNA/RNA Shield (2X Concentrate)	25 mL
	R1200-125		125 mL
	R1101	DNA/RNA Shield Fecal Collection Tube	10 Pack
均質	116005500	FastPrep® -24 5G	1 Each
萃取	D4300	ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit	50 Rxns
	R2001	ZymoBIOMICS RNA Miniprep Kit	50 Rxns
	R2002	ZymoBIOMICS DNA/RNA Miniprep Kit	50 Rxns



掃描連結查看更多規格

SALE 實驗順手 GO! Biotix / Neptune 耗材滿萬 享本頁品項 **66** 折加購價 P.17



DNA-OFF® (Cat. 9036)

快速去除 PCR 工作站的 DNA



RNase-OFF® (Cat. 9037)

快速去除 RNA 工作站的 RNase

- 非鹼性、非腐蝕性、非致癌性的實驗室清潔溶液
- 任何表面（桌面 / 分注器 / 離心管內壁…等）的污染皆適用

貨號	品名	包裝
9036	DNA-OFF®	500 mL
9037	RNase-OFF®	500 mL



LabCare Incubator Antimicrobial Spray

30 分鐘內即可消除實驗室微生物污染



- Isothiazolone 類抗菌劑，高效率、低毒性、環保、無腐蝕性
- 抑制並消除培養箱、生物安全櫃和工作台上的病毒、細菌、真菌、*Mycoplasma* 和黴菌
- 每次清潔可維持 7-10 天

貨號	品名	包裝
093051149	LabCare Incubator Antimicrobial Spray	100 mL
093051153		450 mL
093051153X4		450 mL x 4

TALON Resin

獲得最高純度的 His-tagged 蛋白

- 鈷離子 (Co^{2+}) 樹脂，可用溫和的 pH 值 (pH 6.3) 洗脫蛋白，保持 His-tagged 蛋白的生物活性

His60 Resin

載量 & 產量都超高的 Ni-IDA 樹脂

- 純化性能優於傳統 Ni-NTA 的鎳離子 (Ni^{2+}) 純化樹脂
- Capacity 最高可達 60 mg/mL

SALE 買三送一



Capturem™ His-tagged purification kits

5 分鐘取得高純度 & 高產量 His-Tagged 蛋白

- 新一代膜技術大大增加樣本載量、清洗空間與蛋白質結合表面積
- 兼容 EDTA、DTT、BME、glycerol、TCEP 等試劑


SALE 試用價 7 折



NucleoGone™ Endonuclease

高活性的核酸去除酵素

- 降解核酸減低樣品黏度，從而提高純化蛋白的產量
- 降解細胞粗萃物中的 DNA/RNA
- 去除病毒載體中的宿主殘留核酸




分類	型式	貨號	產品	包裝
TALON	填充樹脂	635501	TALON Metal Affinity Resin (省錢經濟型)	10 mL
		635502		25 mL
		635503		100 mL
		635506	TALON Superflow Metal Affinity Resin (FPLC 專用)	25 mL
		635507		100 mL
His60	填充樹脂	635659	His60 Ni Superflow Resin (FPLC 適用)	10 mL
		635660		25 mL
		635662		250 mL
Capturem	高容量濾膜	635710	Capturem™ His-Tagged Purification Miniprep Kit	20 Rxns
		635713	Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Kit	6 Rxns
		635715	Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Columns	25 Columns
		635719	Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Columns	50 Columns
		635724	Capturem™ His-Tagged Purification Large Volume	4 Units (2 Units per box)
		635730	Capturem™ His-Tagged Purification 24-Well Plate	1 x 24 - Well Plate
		635714	Capturem™ His-Tagged Purification 96-Well Plate	1 x 96 - Well Plate
NucleoGone™	核酸內切酶	2490A	NucleoGone™ Endonuclease	25,000 Units

Picus[®] 2

進化型電動移液器



新一代



藍芽連接行動 App

- ✓ 編輯串聯實驗步驟
- ✓ 簡化樣品製備流程
- ✓ 快速提升工作效率



邁向未來科技的電動移液器



8+8 操作模式

選用多種移液模式，完成不同實驗需求
降低手動操作的錯誤風險



充電 1 小時移液 1000 次

採用鋰聚合電池，配合掛耳式充電支架
快速充電方便使用



內建微孔盤嚮導系統

準確分注 96 或 384 孔盤
減少樣品遺漏與操作錯誤



人體工學輕量設計

重量更輕、體積更小
操作最方便省力的電動移液器



獨特調節輪設計

輕鬆設定體積與瀏覽選單，省時效率高



大型顯示螢幕

直覺式友善操作介面，簡單容易上手



電動退除 Tip

達成全電動式操作
避免手部重複性勞損 RSI (Repetitive strain injury)



凡購買本目錄任一品項，即可免費獲得或以加購價購買以下產品

(一個品項，限購一個。數量有限，送完為止)

分類	品號	品名	備註	包裝
0 元贈送區				
耗材	C5291-100EA	Spectrophotometer cuvettes, polystyrene, 340-800 nm	分光光度計比色皿	100 pk
	SLHNX13NL	Millex™ Nylon syringe filter, 0.45 µm, 13 mm, non-sterile, hydrophilic	小飛碟	100 pk
	Z162159-1PAK	Spinfin® magnetic stirring bar	磁性攪拌子	1 pk
試劑	10109142001	RNase A from bovine pancreas	核糖核酸酶 A	25 mg
	1.00264.0100	Formic acid 98-100%, EMSURE ACS, Reag. Ph Eur	甲酸	100 mL
	1.02904.0010	Acetonitrile-D3, 99% for NMR spectroscopy	氘代乙腈	10 mL
	1.16981.0001	Ascorbic Acid Test; 25-450 mg/L	快速檢測天然抗壞血酸的含量	500 Tests
	455652-25G	Sodium p-toluenesulfonate	對甲苯磺酸鈉，常用作還原劑或自由基反應助劑	25 g
	914304-500MG	Hyaluronic acid methacrylate	透明質酸是一種線性多醣，主要存在於結締組織中。廣泛應用於組織工程、3D 生物列印及藥物傳遞等領域	500 mg
	L4895-2MG	Lectin from Triticum vulgaris (wheat)	凝集素是碳水化合物結合蛋白，在宿主辨識和組織黏附中也扮演著重要角色	2 mg
	P2307-100G	Polyvinylpyrrolidone	聚乙吡咯烷酮，防止非特異性結合的作用	100 g
1,000 元加購區				
耗材	23226	Magnetic Stir Bar, 0.1-2.0 mL vessels, PTFE	磁性攪拌子	6 pk
	132752SP	Spectra/Por Weighted Closures 10 w/weight	透析夾	10 pairs
抑制劑	219421-1MGCN	Cathepsin L Inhibitor I	cathepsin L 抑制劑	1 mg
	309866-100MGCN	Diltiazem, Hydrochloride	鈣離子通道拮抗劑	100 mg
	382115-10MGCN	Histone Acetyl Transferase Inhibitor VII, CTX7A	抑制 p300 和 PCAF 的乙醯化以及組蛋白乙醯化，誘導生長停滯	10 mg
	401250-100UGCN	Ilimaquinone	一種透過細胞膜的代謝物，具有抗菌、抗 HIV、抗發炎和抗有絲分裂特性	100 µg
	444152-5MGCN	MDM2 Antagonist IV, Nutlin-3	阻止 p53 與 MDM2 的結合	5 mg
	474780-5MGCN	MG-115	抑制類胰凝乳蛋白酶活性	5 mg
	554715-25MGCN	Retro-2	一種細胞可滲透的三環亞胺化合物，可抑制 CtxB 和 StxB 高基氏體	25 mg
	565761-1MGCN	γ-Secretase Inhibitor IV	抑制 Aβ x-40、Aβ x-42 的釋放	1 mg
試劑	05233801-.5MGCN	Endothelin 3, Human and Rat	皮素 -3，血管收縮蛋白	0.5 mg
	1.02536.0250	Cobalt(II) nitrate hexahydrate	硝酸鈷 (II) 六水合物，催化劑或分析化學試劑	250 g
	1.04374.2500	n-Hexane, (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur.	正己烷，非極性溶劑	2.5 L
	1.09731.2500	Tetrahydrofuran (THF), ACS reagent, reag. Ph. Eur.	四氫呋喃，極性非質子溶劑，能溶解多種有機化合物和無機鹽	2.5 L
	1.11662.0010	CHAPS for biochemistry	非變性兩性離子去垢劑	10 g
	561505-250MGCN	L-Selenomethionine	增加穀胱甘肽過氧化物酶的表達	250 mg
	ESG1106	ESGRO® Leukemia Inhibitory Factor (LIF)	透過抑制自發性分化，促進小鼠胚胎幹細胞和誘導多能幹細胞的自我更新和長期維持	10 ⁶ units / L
	S25-100ML	Mouse Serum, 100 mL	小鼠血清，可用於細胞培養添加劑及免疫學實驗	100 mL
	S7109	Propidium Iodide Solution, PI	核螢光染料，可區分活細胞和死細胞	250 µg/ mL

分類	品號	品名	備註	包裝
1,000 元加購區				
抗體	04-1469-25UG	Anti-hnRNP A1, clone 9H10	WB; Human	25 µg
	05-637-25UG	ANTI-BMI-1, CL F6	ICC, IP, WB; Rat, Human, Mouse, Rabbit	25 µg
	05-824-25UL	Anti-Estrogen Receptor β Antibody, clone 68-4, rabbit monoclonal	IP, WB; Human	25 µg
	06-445-25UG	Anti-Kip1 (p27) Antibody	IHC, IP, WB; Rabbit, Human, Rat	25 µg
	06-583-25UG	ANTI-LCK PC 12-303	IP, WB; Human	25 µg
	06-597-25UG	Anti-phospho-Histone H1 Antibody	ICC, WB; Bovine, Human	25 µg
	07-276-25UL	ANTI-PDGF RECEPTOR ALPHA	IP, WB; Human, Mouse	25 µg
	07-303-25UG	Anti-phospho-Acetyl CoA Carboxylase (Ser79) Antibody	WB; Canine, Human	25 µg
	07-408-25UL	ANTI-SMAD2/3	WB; Human, Mouse, Rat	25 µg
	07-416-25UG	ANTI-AKT1/PKBA PC 12-301	IP, WB; Rat, Human, Mouse	25 µg
	07-478-25UL	ANTI-SNF2B/BRG1 PC 12-309	IP, WB; Rat, Mouse, Human	25 µg
	07-590-25UG	Anti-Ago 2	WB; Human	25 µg
	07-689-25UL	Anti-EZH2	ChIP, IP, WB; Human, Mouse	25 µg
	07-697-25UL	Anti-E-Cadherin	IHC, WB; Human	25 µg
	09-213-25UG	ANTI-PHOSPHO-MTOR (SER2448)	WB; Human	25 µg
	AB10200-25UG	Anti-Perilipin A Antibody	WB; Bovine, Human	25 µg
	CBL194F-25ASSAYS	Anti-Cytokeratin 7 Antibody, clone LP5K, FITC conjugated	FACS, ICC, IHC (p); Human	25 Tests
	CBL496-25UG	Anti-CD34 Class II Antibody, clone QBEND/10	FACS, IHC (p), IP; Monkey, Human	25 µg
	MAB1406-25UG	Anti-Thy 1.1 clone OX-7	FACS, ICC, IHC; Rat	25 µg
	MAB1675-25UL	Anti-Cytokeratin 19 Antibody, clone E6	IHC, WB; Fish, Rat, Rabbit	25 µg
	MAB1935-25UG	Anti-Fibronectin Antibody, CT, clone 868A11	ELISA, WB; human	25 µg
	MAB5428-25UG	Anti-Retinal Pigment Epithelium 65	ELISA, IHC, IP, WB; Bovine, Human, Xenopus, Mouse	25 µg
	MABC34-25UG	Anti-Bec1-1, clone 9A1.1	FACS, IHC, WB; Human	25 µg
5,000 元加購區				
耗材	132678SP	Spectra/Por 2 Dialysis Membranes 12-14 kDa	透析膜	1 Roll
抑制劑	239783-1SETCN	Cyclooxygenase Inhibitor Set	環氧合酶抑制劑	Set
	S4317-5MG	SB 431542 hydrate	抑制 TGF- β 介導的 SMAD 蛋白活化	5 mg
試劑	1.08643.1000	TritonR X-100, Ph Eur	聚氧乙烯辛基苯醚	1 L
	14-441	FYN, ACTIVE	Src 家族的非受體酪氨酸激酶，參與多種信號傳遞	10 µg
	324681-100UGCN	Elastase, Human Neutrophil 1PC X 100UG	彈性蛋白酶	100 µg
	56485-1G	N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt	N-基磺基琥珀酰亞胺鈉鹽，用于蛋白質或多肽的標記、偶聯、固定化	1 g
抗體	04-1036	Anti-Aurora-B (N-term), clone EP1009Y	ELISA, FACS, IP, WB; Human, Monkey, Canine, Mouse	100 µg
	05-184	ANTI-SRC, PC 12-301	IP, WB; Avian, Mink, Mouse, Rat, Human	100 µL
	05-603	Anti-Luciferase Antibody, clone21	IHC, WB; All	200 µg
	05-645	Anti-phospho-HSP27 (Ser78) Antibody, clone JBW502,100UG	WB; Human	100 µg
	05-652	Anti-MUC1/episialin Antibody, clone 214D4	FACS, IHC; Human	200 µg



ZetaView® Evolution Your EV Solution



全新空間掃描技術
Concentration Scanning Technology

最先進的奈米粒子追蹤分析儀 (NTA)

細胞外囊泡分析偵測必備

粒徑、濃度、膜電位、螢光與共定位等分析一機搞定！

快速偵測

自動對焦

介面友善

螢光偵測
(F-NTA)

共定位
螢光分析
(C-NTA)