

 好好犒賞整天待在實驗室的自己

優惠期間
4.1 ▶ 6.30

2026 SALE

假日FUN心 去玩吧!

限購本目錄產品

額滿 \$ **16,888** 元

送 **Chill V V** 小包

單筆消費不累贈，數量有限，送完為止

寬16 cm × 高16 cm × 底5 cm (不含背袋長度)

防潑水水洗感尼龍布材質

GIFT 00-00026



研毅企業有限公司
www.antec-bio.com.tw



GIFT 00-00026

假日帶著小包出門
輕鬆愜意 心情超級好

為你的福利加碼

LINE@ 會員招募中!

月月
抽好禮

滿額
滿件贈

互動
回饋抽

神秘
活動

超低
優惠價

各樣促銷活動、新品訊息、新知講座不漏接

LINE
+ 起來



立即掃描 QRcode
和我們 LINE 在一起!



Roche _____ (P04)
NGS 新品專區

MERCK _____ (P06)
KAPA PCR 酵素專區

BIO-HELIX CO., LTD. _____ (P08)
新品專區

SERANA **MERCK** _____ (P10)
細胞培養產品專區

MERCK _____ (P13)
蛋白研究專區


ZENOGEN PHARMA **WAKENOTECH CO., LTD.** **LabServ** _____ (P14)
細胞凍存 / 解凍專區

Polyplus Now Part of Sartorius _____ (P16)
細胞轉染專區

Takara **ZYMO RESEARCH** **GenScript** _____ (P17)
分生實驗專區
載體建構與製備 | 基因 & CRISPR 合成服務

加購專區 _____ (P24)

BIOTIX **NEPTUNE** **Biosigma** _____ (P26)
實驗室必備耗材專區




KAPA EvoPrep Boost Kit & KAPA EvoPlus Boost Kit

搭配新版 **EvoAmp** 酵素，提升 **NGS** 定序正確率


- ReadyMix 包裝提升操作效率，可用於自動化
- KAPA EvoT4 ligase 提升建庫效率 (library conversion)
- KAPA EvoAmp ReadyMix 降低 PCR 偏差，確保高均勻性且覆蓋率佳的定序結果
- 更少量的 inputs(0.1-500 ng) 即可完成建庫
- 可適用於 FFPE 檢體、cfDNA 等困難樣本

提供優異的定序結果，錯誤率及 **artifact rate** 極低

Error rate




Artifact rate



簡潔操作流程，稀少樣本首選建庫試劑

KAPA EvoPlus Boost Kit





樣本類型與應用	KAPA EvoPrep Boost Kit	KAPA EvoPlus Boost Kit
樣本經過片段化前處理 (如 Covaris 超音波震盪)	推薦	
FFPE 檢體萃取等 DNA 品質較差者		推薦
cfDNA 樣本	推薦	
WGS, WES, Target Enrichment 研究	推薦	推薦
更多資訊		


貨號	品名	規格
10613696001	KAPA EvoPlus Boost Kit (24 Rxns)	24 Rxns
10613700001	KAPA EvoPlus Boost Kit (96 Rxns)	96 Rxns
10613718001	KAPA EvoPlus Boost Kit (384 Rxns)	384 Rxns
10613726001	KAPA EvoPlus Boost Kit (96 Rxns plates)	96 Rxns plates
10613653001	KAPA EvoPrep Boost Kit (24 Rxns)	24 Rxns
10613661001	KAPA EvoPrep Boost Kit (96 Rxns)	96 Rxns
10613670001	KAPA EvoPrep Boost Kit (384 Rxns)	384 Rxns
10613688001	KAPA EvoPrep Boost Kit (96 Rxns plates)	96 Rxns plates

KAPA2G Fast ReadyMix with dye


您需要更有效率的病毒檢驗流程

- 節省反應時間達 70%
- 合成速度快，1kb 的 extension 時間只需 1sec
- 含 loading dye，PCR 完可直接跑膠
- 2X ReadyMix 配方，使用方便

有效節省時間



KAPA		Others	
95 °C	3min	95 °C	3min
95 °C	15sec	95 °C	30sec
60 °C	15sec	60 °C	30sec
72 °C	5sec	72 °C	1min
} 35 cycles		} 35 cycles	
95 °C	3min	95 °C	3min
95 °C	15sec	95 °C	30sec
60 °C	15sec	60 °C	30sec
72 °C	15sec	72 °C	1min
} 35 cycles		} 35 cycles	



貨號	品名	包裝
KK5603	KAPA2G Fast HotStart ReadyMix	100 x 25 µL Rxns
KK5608	KAPA2G Fast HotStart ReadyMix with dye	100 x 25 µL Rxns

KAPA2G Robust DNA Polymerase

第二代聚合酶，專為 PCR 設計

- 大幅提高對 PCR inhibitor 的耐受性
- 有效提高 GC-rich 與 AT-rich 片段 PCR 成功率
- 輕鬆簡單完成 Colony PCR
- 高產量、高敏感度，深受好評愛用



貨號	產品	包裝
KK5515	KAPA2G Robust HotStart PCR Kit, 250 U	250 U



KAPA SYBR® FAST qPCR Kit

第一支專為 qPCR 設計的酵素

- 速度快，反應時間僅需 40 分鐘
- 螢光訊號強
- 靈敏度高
- 專一性佳
- 應用廣

螢光讀值較高

95 °C 3min
95 °C 3sec
60 °C 20sec } 40 cycles



與他牌 SYBR 相比，KAPA SYBR FAST 有更高的螢光讀值

貨號	產品	包裝
KK4600	KK4600 KAPA SYBR FAST UNI	1 mL (100 Rxns)
KK4603	KK4603 KAPA SYBR FAST ABI	1 mL (100 Rxns)
KK4609	KK4609 KAPA SYBR FAST LC480	1 mL (100 Rxns)
KK4619	KK4619 KAPA SYBR FAST ROX LOW	1 mL (100 Rxns)

SALE

凡購買 **9** 組 KAPA SYBR qPCR Kit

贈 **1** 組 Serana BWL-002-100ML

Water for Molecular Biology, Sterile filtered, 100 mL
#BWL-002-100ML



SALE

凡購買 **12** 組 KAPA2G 贈 **1** 組 PCR Plate 封膜

AlumaSeal II, AF-100 鋁膜 (含刮板), 100 Units
#AF-100

- 無 DNase 和 RNase 汙染
- 化學耐受性佳 ex. DMSO
- 溫度範圍：-80°C -120°C
- 適用於 PCR，光敏感 assay，長期保存



UVPAD Trio LED 365/302/300nm UV Transilluminator

三波長專業 UV 影像系統



三波長靈活應用

一機涵蓋多種實驗需求

適用於：DNA / RNA 凝膠觀察、分子生物研究、基礎生命科學、醫學診斷應用。高功率 300 nm 模式，滿足更高強度需求

智慧自動斷電保護

全面提升安全性與設備壽命

上蓋未正確安裝 → 自動斷電
365 / 302 nm 模式 → 5 分鐘自動關機
300 nm 高功率模式 → 7 分鐘自動關機

底部 LED 均勻照明

影像更清晰，拍攝品質更出色

長效免維護 LED、無需更換燈管、無有害氣體產生、自下而上均勻照射、減少折射與繞射干擾

磁吸式 UV 防護上蓋

無鉸鏈設計，結構耐用

可直接觀察、切膠與拍照
有效降低 UV 暴露風險

三段式亮度調整

影像更精準易判讀

依樣本濃度自由調整亮度，呈現最佳對比效果 (適用於 302 nm / 365 nm 模式)

輕巧耐用設計

合金機身，兼顧穩定與便攜


實驗室與外部現場應用皆適用

貨號	品名	規格
UP001CU	UVPAD Trio LED 365/302/300nm UV Transilluminator	1 set
買就送		
AGT002-0500	Agarose Tablets (Molecular Biology Grade)	0.5 g x 110
LD011-1000	Prime Juice Preloading Fluorescent Stain	1 mL
以下可擇一		
DMF12-0100	OmniMARK 100 RTU (100-3,000 bps) 600ul	600 μL
DMF13-0100	OmniMark 1K DNA Ladder RTU (100-10,000 bps)	600 μL

Agarose Tablets



Prime Juice




Bio-Helix 官方網站

UltraScience Western ECL Substrate


- 無需優化，無痛替換
- 高靈敏度與長效化學發光
- 兼容 PVDF/ Nitrocellulose 膜
- 膠片與 CCD 成像系統 OK



ECL 操作流程



貨號	品名
CCH321-B100ML	UltraScience Pico Plus Western Substrate 50ml +50ml
CCH345-B100ML	UltraScience Pico Ultra Western Substrate 50ml +50ml
CCH375-B100ML	UltraScience Femto Plus Western Substrate 50ml +50ml
CCH385-B100ML	UltraScience Atto Western Substrate 50ml +50ml
買就送	
PMX11-0500S	NEXT 11 Prestained Protein Ladder (11 bands, 5 colors, 11-250 kDa) 25ul



Millicell® Hanging Cell Culture Insert 懸掛式透明薄膜細胞培養皿

- 適用細胞趨化、侵襲、遷移、血管生成、細胞共培養和藥物滲透等研究
- 單顆無菌包裝 (γ -irradiated, sterile), 可依實驗調整使用量, 節省成本
- 三端不對稱設計: 方便更換培養液及藥物的添加
- 兩種透明度膜材與多款孔徑提供選擇
- 可與市面上大部分 culture plate 一起使用



買 2 盒送 1 盒 加碼再送  基礎培養液一罐 (正貨, 500 mL)

膜材	透明度	貨號	孔徑大小 (μ m)	適用培養品 (wells)	包裝 (PK)
PET (Polyethylene Terephthalate)	半透明款 (translucent)	PTHT06H48	0.4 μ m	6	48
		PTHT12H48		12	
		PTHT24H48		24	
		PLRP06H48	1 μ m	6	
		PLRP12H48		12	
		PLRP24H48		24	
		PTSP06H48	3 μ m	6	
		PTSP12H48		12	
		PTSP24H48		24	
		PTMP06H48	5 μ m	6	
		PTMP12H48		12	
		PTMP24H48		24	
	PTEP06H48	8 μ m	6		
	PTEP12H48		12		
	PTEP24H48		24		
	全透明款 (clear)	PCHT06H48	0.4 μ m	6	
		PCHT12H48		12	
		PCHT24H48		24	
		PTRP06H48	1 μ m	6	
		PTRP12H48		12	
		PTRP24H48		24	
		PCSP06H48	3 μ m	6	
		PCSP12H48		12	
		PCSP24H48		24	
PCEP06H48		8 μ m	6		
PCEP12H48			12		
PCEP24H48			24		

最優惠

— 立即搶購 —

MERCK 任選 2 支標準抗體 送二抗 1 支 (2 選 1)


精選熱門抗體

目標蛋白	貨號	應用
Tyrosine Hydroxylase	AB152	ELISA, IF, IHC, IH(P), IP, WB
	MAB318	IHC, IH(P), IP, WB
NeuN	MAB377	FC, ICC, IF, IHC, IH(P), IP, WB
GFAP	MAB360	ICC, IHC, IH(P), WB
ChAT	AB144P	IH(P), ICC, IHC, WB
MAP2	AB5622	ELISA, ICC, IHC, IH(P), WB
Synaptophysin	MAB5258-I	ICC, IF, IHC, WB
Tubulin beta3 isoform	MAB1637	ELISA, ICC, IHC, IH(P), IP, WB
VGLUT1	AB5905	IHC
VGLUT2	AB2251-I	WB, IHC

目標蛋白	貨號	應用
SOX9	AB5535	IHC, WB, ChIP, ChIP-seq, ICC, IF
Nestin	MAB353	ICC, IHC, IH(P), WB
p-Histone H2A.X (S139)	05-636	ICC, IF, WB, ChIP, IHC
Acetylated Histone H3	06-599	WB, ICC, ChIP-seq, ChIP
VEGF	ABS82	WB, IH(P)
Puromycin	MABE343	FACS, IF, ICC, WB, IP, IHC
BrdU	MAB4072	FC, IHC, IH(P)
Enterovirus 71	MAB979	IF
LC3B	L7543-100UL	IF, WB



常見基礎細胞培養液



買 **3** 瓶 送 **1** 瓶
可混搭，送價低者

可累加
滿額送
活動擇一

滿 \$ 3,000 送 DPBS
#BDL-001-500ML

滿 \$ 5,000 送三合一抗生素
#RAL-008-100ML

	貨號	品名	包裝
緩衝液	BDL-002-500ML	DPBS (10X), 不含 Ca, Mg	500 mL
	BDL-001-500ML	DPBS, 不含 Ca, Mg	500 mL
	BDL-001-1L	DPBS, 不含 Ca, Mg 1 L	1 L
	BHL-005-500ML	HBSS (10X), 不含 Ca, Mg, phenol red	500 mL
	BHL-001-500ML	HBSS, 含 Ca, Mg, 不含 phenol red	500 mL
	BHL-003-500ML	HBSS, 不含 Ca, Mg, phenol red	500 mL
	BSL-001-100ML	HEPES Solution, 1M	100 mL
	PBS-002-1L	PBS (10X), 不含 Ca, Mg, phenol red	1 L
	PBS-001-500ML	PBS, 不含 Ca, Mg, phenol red	500 mL
	PBS-001-1L	PBS, 不含 Ca, Mg, phenol red	1 L
BHL-006-500ML	EBSS, 不含 Ca, Mg, phenol red	500 mL	
抗生素	RAL-005-100ML	Amphotericin B Solution, 250 µg/mL	100 mL
	RGP-001-10G	G418 disulfate	10 g
	RAL-003-100ML	Gentamicin Solution (10 mg/mL)	100 mL
	RAL-002-100ML	Penicillin-Streptomycin Solution 100X	100 mL
	RAL-008-100ML	Penicillin-Streptomycin-Amphotericin Solution 100X	100 mL
血清類產品	S-FBS-CR-015	Fetal Bovine Serum, COSTA RICA, Manufactured in US	500 mL
	S-HUB-US-011	Human Male AB Serum, Plasma-Derived, US	100 mL
	S-RB-EU-015	Rabbit Serum, EU Eligible	500 mL
	RBP-018-100G	Bovine Serum Albumin (BSA), purity>99%, Molecular Biology Grade, Low endotoxin, Fatty acid- Free	100 g
	BSM-001-100ML	Bovine Serum Albumin (BSA) Solution 10% in DPBS, Sterile-filtered, Molecular Biology Grade, Fatty acid, Ig-free, Low endotoxin	100 mL
	HSA-001-10G	Human Serum Albumin (HSA), Powder	100 g
HSA-001-100ML	Human Serum Albumin (HSA) Solution (10%) in DPBS, Sterile-Filtered, Cell Culture Grade, Serum-free, Xenobiotic-free	100 mL	
其他常用試劑	BBL-001-100ML	Sodium Bicarbonate Solution, 7.5% solution (75 mg/mL)	100 mL
	BPL-001-100ML	Sodium Pyruvate Solution, 100 mM solution (11 mg/mL)	100 mL
	RGL-001-100ML	L-Glutamine Solution, 100X	100 mL
	RGL-002-100ML	Stabilized L-Glutamine Solution, 200 mM (100X)	100 mL
	RTL-001-100ML	Trypsin-EDTA Solution (1X) in DPBS, 0.25% No phenol red	100 mL
	RTL-002-100ML	Trypsin-EDTA Solution (10X) in DPBS, 0.5% No phenol red	100 mL
	RTL-004-100ML	Trypsin Solution (10X) in DPBS, 2.5%	100 mL
	RTL-006-100ML	Trypsin-EDTA (0.05 %) in HBSS (1x), with phenol red	100 mL
	BWL-002-100ML	Water for Molecular Biology, DNase, RNase, Protease-Free, Not DEPC Treated	100 mL
	BWL-002-500ML	Water for Molecular Biology, DNase, RNase, Protease-Free, Not DEPC Treated	500 mL



Goat Anti-Mouse IgG (H+L) Antibody (HRP) ,1 mL (# INGM-1000)
Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody (HRP) ,1 mL (# INGR-1000)

Internal control 抗體

目標蛋白	貨號	包裝	應用
Total Actin	MAB1501	100 µL	ELISA, ICC, IF, IHC, IH(P), WB
β -Actin	A5441-100UL	100 µL	ELISA (i), IF, IHC (p), WB
α -Smooth Muscle Actin	A5228-100UL	100 µL	ARR, ELISA (i), ICC, IF, IHC (p), WB
	A2547-100UL	100 µL	IF, IHC (f), IHC (p), WB
GAPDH	MAB374	200 µg	ELISA, IP, ICC, IF, IHC, WB
α -Tubulin	05-829	200 µg	ICC, IF, WB
	T6074-100UL	100 µL	ARR, ICC, IP, WB

標籤抗體

目標蛋白	貨號	包裝	應用
His	05-949	200 µg	ICC, IP, WB
c-Myc	05-724	200 µg	ICC, IF, IP, WB, CHIP-seq
	05-419	200 µg	IH(P), ICC, IP, WB
HA	05-904	200 µg	ICC, IP, WB
FLAG	MAB3118	100 µL	ELISA, ICC, IF, IP, WB

默克的部分 ELISA 試劑可以追溯到 Linco Research, Inc. (1978 年從聖路易斯華盛頓大學獨立出來), Upstate Biotechnology (1996 年成立, 隨後在 2006 年被 Merck Millipore 收購), 在神經與代謝相關因子檢測研究領域中是黃金標準的 ELISA 產品。

內含 QC

目標蛋白	品名	辨識物種	呈色方式	檢體	領域	貨號
Amyloid β 42	High Sensitivity Human Amyloid β 42 ELISA	H	C	plasma, CSF, Cell culture supernatants	神經科學	EZHS42 strip form
GLP-1	Multi Species GLP-1 Total ELISA	H, M, R	C	serum, plasma	代謝 / 肥胖	EZGLP1T-36K
GLP-1 (Active)	Glucagon Like Peptide-1 (Active) ELISA	H, M, R	F	plasma	代謝 / 肥胖	EGLP-35K
Insulin	Rat/Mouse Insulin ELISA	R, M	C	serum, plasma	代謝 / 肥胖	EZRMI-13K
NPY	Human Neuropeptide Y (NPY) ELISA	H	C	serum, plasma	神經科學	EZHNPY-25K strip form
S100B	Human S100B ELISA	multiple species	C	CSF	神經科學	EZHS100B-33K

C : colorimetric F : fluorometric

細胞培養工具

細胞外基質 (Extracellular Matrix)

1 件 **9** 折 2 件 **85** 折

Collagen

可促進細胞貼附力、細胞分裂及生長並提高 primary cells 的存活率, 可用於 Serum-free 或 reduced-serum culture。

Laminin

為 basement membrane 的主要成分之一, 負責協助細胞進行細胞貼附、遷移、生長與分化, 以及 chemotaxis 等。

Poly-D-Lysine

Poly-D-Lysine 可以改善細胞的貼附及生長, 除此之外, 還可降低因多次清洗而造成的細胞脫落。

Fibronectin

透過 RGD (Arg-Gly-Asp) 序列作用促使細胞貼附於細胞外基質中並提高細胞的存活率, 也可用於 Serum-free 或 reduced-serum culture。

貨號	品名	包裝
341635-5MGCN	Fibronectin, Human Plasma	5 mg
FC010-10MG	Human Fibronectin from human plasma, liquid, 1 mg/mL	10 mg
08-115	Collagen Type I, rat tail	100 mg
ES-006-B	EmbryoMax [®] 0.1% Gelatin Solution	500 mL
A-003-E	Poly-D-Lysine solution, 1.0 mg/mL	20 mL
A-005-C	Poly-L-Lysine Solution (0.01%)	100 mL
CC095	Laminin, mouse purified	1 mg

Millicell[®] ERS 3.0 Digital Voltohmmeter #MERS03000

數位式細胞電壓電阻偵測儀

免費保固升級 **4** 年

測量細胞的跨膜電位和電阻, 可做屏障模型 (血腦屏障 & 腸胃道物質穿透)、藥物運輸、3D Organoid 氣液介面培養等應用

- 好清晰: 觸控螢幕顯示使用好方便
- 溫度檢測: 內建感測器可做介質溫度測量
- 好方便: 可記錄數據, 背景值可自動扣除
- 數據可透過網路或 USB 隨身碟匯出, 或傳輸到雲端
- 可調式電極: 與 6、12 和 24 孔格式相容, 或選購 96 孔適用的 probe
- 電阻範圍為 0 – 100 k Ω , 解析度為 1 Ω

ERS 好夥伴 Millicell[®] 一起搭配效果佳

蛋白研究工具

應用	貨號	品名	包裝
總蛋白萃取	R0278-50ML	RIPA Buffer, 1x	50 mL
膜蛋白萃取	444810-1KITCN	ProteoExtract® Native Membrane Protein Extraction Kit	1 KIT
核蛋白萃取	NXTRACT-1KT	NuCLEAR™ Extraction Kit	1 KIT
磷酸化蛋白萃取	71296-3CN	PhosphoSafe Extraction Reagent	1 KIT
蛋白質定量	71285-3CN	BCA Protein Assay Kit	1 KIT

買 **4** 送 **1** 可混搭，送價低者

應用	貨號	品名	包裝
轉漬	IEVH85R	Immobilon®-E Membrane, 0.45 µm	8.5 cm x 10 m ROLL
	IPVH85R	Immobilon®-P Membrane, 0.45 µm	8.5 cm x 10 m ROLL
	ISEQ85R	Immobilon®-PSQ Membrane, 0.2 µm	8.5 cm x 10 m ROLL
	IPFL85R	Immobilon®-FL Membrane, 0.45 µm	8.5 cm x 10 m ROLL
	HATF85R	Immobilon®-NC, 0.45 µm	8.5 cm x 10 m ROLL
呈色	WBKLS0500	Immobilon® Western Chemiluminescent HRP Substrate	2 X 250 mL
	WBULS0500	Immobilon® ECL Ultra Western HRP Substrate	2 X 250 mL
	WBULP-100ML	Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate	2 X 50 mL
	WBLUC0500	Immobilon® Classico Western HRP substrate	500 mL
	WBLUR0500	Immobilon® Crescendo Western HRP substrate	500 mL
	WBLUF0500	Immobilon® Forte Western HRP substrate	500 mL

精選抗體請參考 P.10-11

買 **MERCK** 抗體 享 **INFINIGEN** 二抗優惠

買 **1** 支 ◀ 二抗加購價 ▶ 每支 \$ **1,000**

買 **2** 支 ◀ 送二抗 **1** 支 (**2** 選 **1**) ▶ Goat Anti-Mouse IgG (H+L) Antibody (HRP) ,1 mL (# INGM-1000)
Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody (HRP) ,1 mL (# INGR-1000)

WB
實驗回饋計畫

MERCK x Paper


Marker + WB 實驗大禮包

Paper 條件說明

- ☑ 標示使用 Merck/Millipore Immobilon® - Now PVDF membrane、Immobilon® Western substrate、Antibody
- ☑ 需刊登於 2020 年後之文獻

9/30 前，憑 Paper 兌換以下好禮

- ☑ NEXT 11 Prestained Protein Ladder (PMX11-0500S) 5 支 ▶ 轉漬實驗神隊友
- ☑ WB 實驗大禮包



RUO Grade 廣用型 - 適用多款細胞以及原代細胞凍存，存活率高

- ✔ 日本市佔第一
- ✔ 細胞功能維持完整
- ✔ 可直接儲存在 **-80°C**
- ✔ 文獻引用多

含 **≤80%**
Bovine serum
廣泛使用在多種細胞凍存



Cellbanker® 1
20 / 100 mL



Cellbanker® 2
100 mL

不含血清
無動物來源成份
適用無血清培養環境
降低後續蛋白純化難度

GMP Grade 幹細胞 & 免疫細胞專用 (可用於細胞治療相關研究)

- ✔ **Xeno-free**
- ✔ **Serum-free**
- ✔ **Chemically defined**



STEM-CELLBANKER®
20 mL/ 100 mL

凍存 iPSC、MSC、ES、
PBMC、Organoid、
tissue 效果好



STEM-CELLBANKER® DMSO Free
20 mL/ 100 mL

不含 **DMSO**
對細胞傷害降到最低



STEM-CELLBANKER® EX
100 mL

HSC、ADSC
凍存效果好
所有成分已獲准用於
靜脈注射

優惠方案 2 選 1

RUO 及 GMP Grade / 100 mL 可混搭

買 **6** 瓶 送 **MERCK** 胎牛血清一瓶 #12103C-500ML

買 **15** 瓶 送 **WAKEN B TECH CO., LTD.** **CryoHandy** 一個 #M7CRHD000




WAKEN B TECH CO., LTD.

CryoHandy 攜帶型液態氮運輸罐 #M7CRHD000

85 折

輕巧、安全、即時監測，**重塑細胞運輸新體驗**


- 安全運送：內部使用液態氮吸收材質，無液態氮傾倒洩漏的安全疑慮
- 衛生設計：可用酒精消毒，適合用在醫院或細胞處理設施中
- 易於使用：體積小、攜帶方便
- 維持樣品溫度：可維持 **-150°C** 以下的溫度 4 小時
- 溫度指示：溫度感測器在上方蓋子，在運送途中，可隨時確認溫度



洩壓設計

蓋子內部具有凹槽可排出氣化的液態氮，
即使緊閉也不用擔心內部壓力上升

可凍存 8 管



溫度顯示清楚



CryoLift 細胞解凍儀

- 乾式循環氣流系統：使凍存管均勻受熱，解凍完全
- 嵌入式解凍方式：均勻受熱，避免凍管有破裂的可能，降低汙染風險
- 彈性大：不限制冷凍管廠牌
- 符合 21 CFR Part 11 電子紀錄
- 軟體友善：具有分級權限管理系統
- 操作便利：提供多種解凍模式，並可自行設定解凍參數
- 資料輸入雙模式：針對凍管辨識，可連結條碼器 ID 掃描或手動輸入，方便操作
- 資料存取方便：USB 存取或連接網路存取

全自動標準化
解凍流程

乾式系統

具記錄功能

多種解凍模式



	CryoLift One	CryoLift Plus	CryoLift Pro2	CryoLift Pro5	CryoLift Pro25
	Cryo vial		COP/ Glass Vial		
	單管	4 管			
Capacity	1 x 1.5 - 2.0 mL	2 x 1.5 - 2.0 + 2 x 5 mL	4 x 2 mL	4 x 5 mL	2 x 2 + 2 x 5 mL
Features	Connect to Barcode Scanner	Connect to Printer and Barcode Scanner			
LIMS/ intra netweb integration	No	Wifi + Ethernet			
Thaw duration	2.5 mins	3-4 mins			
Multi-level User Access	3	4			
Touch Screen	4.3"	8"			
Programmable		✓			
Audit Trail		✓			
GMP & 21CFR11 Compliance		✓			
CE Certificate		✓			
IQ/OQ Protocol		✓			
Dimension (WxDxH)	232 x 116 x 188 mm	325 x 267 x 327 mm	326 x 269 x 278 mm	326 x 269 x 278 mm	326 x 269 x 278 mm
Weight	2 kg	9.4 kg	8.4 kg	8.4 kg	8.4 kg
Remarks	5MP Camera	-	-	-	-

Delivery - non-virus



jetPRIME

Plasmid 轉染至一般貼附細胞

- 最常用細胞 transfection 試劑
- 可進行 DNA 或 DNA/siRNA 共轉染
- 細胞毒性低，可兼容血清及抗生素

jetOPTIMUS

Plasmid 轉染至難轉染貼附細胞

- 針對 Hard-to-transfect 細胞專用試劑
- 使用少量 DNA 與 reagent 即可達高轉染效率
- 細胞毒性低，可兼容血清及抗生素

極致性能

在難轉染細胞 (Hard-to-transfect) 中表現優異，提供極高的攝取率與基因表達量。

高度通用

適用於 DNA、RNA、siRNA 等多種核酸分子，滿足客戶從基礎研究到臨床開發的需求。

溫和無毒

專利的化學組成能維持極佳的細胞存活率 (Viability)，不影響細胞型態與生理功能。

Non-Viral in-vivo Transfection



in vivo-jetPEI

in-vivo DNA/siRNA 傳遞系統



透過注射方式直接將 DNA 或 siRNA 送至動物體內表現。

高效的基因表現

操作快速，適用任意動物體與其各個器官皆有高轉染效率。

GMP 等級試劑

符合 GMP 高規格生產，可直接應用於臨床治療技術。



提供動物體系統性的核酸傳遞功能，有效達到各器官的高基因表現

試劑名稱	貨號	主要傳遞分子	推薦應用	適用細胞類型
jetPRIME®	101000027 / 101000015	DNA / siRNA (共轉染)	多功能研究	一般通用型
jetOPTIMUS®	101000051 / 101000025	Plasmid DNA	基因表達、基因編輯、病毒研發	難轉染的貼附型細胞
jetPEI®	101000053 / 101000020	Plasmid DNA	基因表達、高通量篩選 (HTS)	所有細胞
In vivo-jetPEI®	101000040 / 101000030	DNA / siRNA / miRNA	多功能研究、疫苗接種	注射動物體

若有其他傳遞分子需求，歡迎聯繫各區業務

高準確度 PCR 酵素

PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2

- 校正率最高 (~1 error/45,177 bp)
- 最快合成速度 (5 sec/kb)
- 2X Premix 型式



速度快
高校正

Super Speed
Highest Accuracy

PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase

- 最長可合成 30 kb 片段
- 適用 GC/AT rich 樣本
- 有多種版本可選擇：Premix (R051) / Loading dye (R052) / Fast (R053)



長片段
複雜樣本

GC-RICH templates
Excess template Long PCR product

PrimeSTAR® LongSeq DNA Polymerase

- 獨特技術，可合成 50 kb 超長片段
- 適用 GC/AT rich 複雜模板
- 適合長片段定序中模板擴增 (eg. ONT)



超級長片段
複雜樣本

Ideal for Long-read
Sequencing

TaKaRa Ex Premier™ DNA Polymerase

- 對長片段 (長達 30 kb)、GC/AT-rich 或粗萃取樣本皆適用
- 高準確度產物可接續各種應用，包括 Cloning 和定序
- 高速擴增縮短 PCR 時間 (長達 10 kb 的目標產物，擴增速度可到 10 秒 /kb)



全能五邊形戰士
從日常到定序

All-around performance
from routine PCR to NGS

貨號	品名	包裝
R047A/B	PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2	100 Rxns/400 Rxns
R050A/B	PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase	250 Units/1,000 Units
R051A/B	PrimeSTAR GXL Premix	200 Rxns/800 Rxns
R052A	PrimeSTAR GXL Premix Fast, Dye plus	200 Rxns
R053A/B	PrimeSTAR GXL Premix Fast	200 Rxns/800 Rxns
R055A/B	PrimeSTAR® LongSeq DNA Polymerase	200 Rxns/800 Rxns
RR370A/B	TaKaRa Ex Premier™ DNA Polymerase	200 Rxns/800 Rxns

In-Fusion® Snap Assembly

- 任意載體，任意位點，插入任意片段
- Cloning 成功率超過 95%
- 不附加多餘序列，實現無縫選殖 (seamless cloning)
- 只需一次反應即可同時插入單一或多個 DNA 片段

Cloning
達人必備

輕鬆 **3** 步驟

1 Amplify



Each fragment as a PCR product with 15-0p extensions complementary to the vector ends.

2 Combine

The In-Fusion enzyme mix, linearized vector, and PCR product in a single-tube cloning reaction (15 min for liquid enzyme, 30 min for EcoDry enzyme).

3 Transform

Competent cells with the cloning reaction. Plate on selective media.




花時間 Digest insert，不如留時間 Digest 您的天馬行空



In-Fusion Cloning



Traditional cloning




貨號	品名	包裝
638947	In-Fusion® Snap Assembly Master Mix	10 Rxns
638948		50 Rxns
638949		250 Rxns

ZymoPURE Plasmid Kits™

- 搭配真空抽氣技術 (S7000) 或離心，無須重力流，Midi /Maxi 只需 18 分鐘
- 獨家專利管柱設計，簡單快速收集樣本，大幅提升 Plasmid 萃取效率
- 使用高品質 Column，單一反應即可擁有高產量回收
- 有效獲得 Endotoxin-free、疫苗等級的高品質 Plasmid (< FDA 規範 0.04 EU/μg DNA)
- Buffer 零殘留，下游可直接用於 Transfection、Cloning, *in vivo* injection 與 Sequencing 等實驗



內含 EndoZero™ spin column 去除內毒素
內毒素含量小於 FDA (< 0.04 EU/μg DNA) 疫苗等級



免濃縮菌液 (Pellet-free)，可直接裂解樣品
(ZymoPURE-Express)

貨號	品名	包裝	Plasmid 產量	內毒素等級
D4200/D4201	ZymoPURE II Plasmid Midiprep	25/50 Preps	400 μg	≤ 0.025 EU/μg DNA
D4202/D4203	ZymoPURE II Plasmid Maxiprep	10/20 Preps	1.2 mg	≤ 0.025 EU/μg DNA
D4204	ZymoPURE II Plasmid Gigaprep	5 Preps	10 mg	≤ 0.025 EU/μg DNA
D4208T/D4209/ D4210/D4211/D4212	ZymoPURE™ Plasmid Miniprep Kit	10/50/100/400 /800 Preps	100 μg	≤ 1 EU/μg
D4213	ZymoPURE-Express Plasmid Midiprep	50 Preps	200 μg	≤ 1 EU/μg Plasmid DNA

EZ-Vac Vacuum Manifold

- 真空抽氣裝置，搭配 ZymoPURE plasmid kit 系列
- 取代離心步驟，快速處理大體積樣本
- 可一次處理最多 20 個樣本



貨號	品名	包裝
S7000	EZ-Vac Vacuum Manifold	1 Unit



DNA 濃縮 / 純化

DNA Clean & Concentrator Kits (DCC)

8折

純化後的 DNA 常濃度不夠？ZYMO 小幫手 1 Kit 搞定！

- 二合一方案，2 分鐘快速純化 PCR 產物並濃縮 DNA
- 簡單操作步驟，兩分鐘快速純化並濃縮 DNA
- 回溶體積最小可達 6 μ L，濃縮純化高品質的 DNA
- 純化範圍涵蓋大部分常用 DNA 片段大小
- 可直接進行後續實驗 (NGS、PCR、Cloning... 等)



Zymoclean Gel DNA Recovery Kits

8折

還在煩惱切膠純化回收率很差？Zymo 小幫手拯救你！

- 簡單快速從 agarose gels 回收高品質的 DNA
- 明星優點：高回收率
- 50 bp - 10 kb DNA 回收率達 70-90%
- 11 kb - 23 kb DNA 回收率達 50-70%
- 可直接進行後續實驗 (NGS、PCR、Cloning... 等)



貨號	品名	包裝	Binding capacity	Minimum Elution
D4014	DNA Clean & Concentrator™ -5	200 Preps	5 μ g	\geq 6 μ L
D4034	DNA Clean & Concentrator™ -25	200 Preps	25 μ g	\geq 25 μ L
D4011	Genomic DNA Clean & Concentrator™ Kit	100 Preps	10 μ g	\geq 10 μ L
D4065	Genomic DNA Clean & Concentrator™ Kit-25	100 Preps	25 μ g	\geq 35 μ L
D4061	Oligo Clean & Concentrator	200 Preps	10 μ g	\geq 6 μ L
D4008	Zymoclean™ Gel DNA Recovery Kit	200 Preps	5 μ g	\geq 6 μ L



LB Medium (capsules)

- 簡單配製、免秤重，只需將膠囊加入水中並進行高壓滅菌即可使用
- 有效提升 E. coli 生長與 plasmid 產量
- 培養基選擇多元，提供 agar 與 broth 多種配方
- 品質穩定、實驗更安心
- 每顆膠囊為 1g



8折

貨號	品名	包裝	配方
113002011	LB Medium (capsules)	227 g	Add 25 capsules per liter of purified water
113002021		454g	
113002031		1 kg	
113002041		5 kg	
113002211	LB Agar Medium (capsules)	227 g	Add 40 capsules per liter of purified water

革命性
方案

GenGenius™ 自動化平台

最低 \$ **3,680**

FLASH Gene Pop-up!



快速



準確



價格透明

最長可合成序列

3K

合成序列正確

100%

免費密碼子優化物種

50+

表現載體

150+

基因合成解決方案

合成序列長度	價格	合成序列長度	價格
1 - 800 bp	\$3,680	1,501-2,300bp	\$8,000
801 - 1,500 bp	\$6,200	2,301-3,000bp	\$13,500

* 困難序列或特殊序列不適用此服務

基因合成服務



Basic Gene Synthesis



20年基因合成經驗

困難序列合成的專家



密碼子優化庫

全面更新



最快9天出貨

經濟型基因合成

使用原廠預設或免費載體

最長可合成序列

200K bp

合成序列正確

100%

免費密碼子優化物種

50+

表現載體

150+

基因合成服務經濟型方案

合成序列長度	價格
701-3000 bp	\$6 / bp
3001-5000 bp	\$7 / bp
5001-8000 bp	\$9 / bp

Flash + Bisc 方案任選

單筆滿 **15,000** 送 **1** 條

贈品為 <800bp FLASH 基因 (價值 \$3,680)

需於 6/30 前兌換完畢

更多客製化服務優惠，請洽當區業務。

* 若經原廠評估屬困難序列或帶有病原體的序列，則不適用上述經濟型方案。

* 提供 6 種預設載體免費進行選殖：pUC57、pUC57-Kan、pUC57-Simple、pUC57-mini、pUC18、pUC19。

輕鬆入門 CRISPR 基因編輯技術

OmniGuide RNA 合成服務

RUO to cGMP，合成長度可達 266 nt

CRISPR/Cas9 sgRNA

Edit type :
blunt-ended
double-strand break

- Desalt (EasyEdit) or HPLC (SafeEdit, ≥90% purity guaranteed)
- RUO to cGMP

Prime editing guide RNA (pegRNA)

Edit type :
single-strand nick with
DNA insertion

- Up to 266 nt
- Desalt or HPLC (≥85% purity guaranteed)
- RUO to cGMP

Base editing guide RNA

Edit type :
direct single base
substitution

- Desalt or HPLC (≥85% purity guaranteed)
- RUO to cGMP

Cas12a/cpf1 crRNA

Edit type :
staggered doublestrand
break

- Desalt or HPLC (≥90% purity guaranteed)
- RUO to cGMP

Cas 蛋白與 mRNA 系列產品

Cas9 / Cas12a Protein & mRNA


貨號	品名	描述
Z03622	GenCRISPR™ Ultra eSpCas9-2NLS	突變型的 Cas9，可有效降低脫靶效應，精準進行 KO/KI 基因編輯，並提供 GMP 等級版本
RC00001	GenCRISPR™ NLS-wtSpCas9, his-tag	經典的高活性野生型 Cas9，可用於 KO/KI 基因編輯，並提供 GMP 等級版本
Z03753	GenCRISPR™ LbCas12a Nuclease	較低分子量的 Cas 核酸酶，方便遞送可辨識 T-rich (TTTV) 的 PAM 序列，與 Cas9 辨識 G-rich (NGG) 的特性互補。除可用於 KO/KI 基因編輯外，其反式切割特性更可應用於不同場景
RP-A00018	eSpCas9 mRNA (Cap1, m ¹ Ψ)	mRNA 形式的高專一性突變型 Cas9，可用於 KO/KI 基因編輯
RP-A00004	CPF1 / Cas12a mRNA (Cap1, m ¹ Ψ)	mRNA 形式的 Cas12

KI donor 三劍客
HDR Knock-in Templates

讓 CRISPR 精準 knock-in 更簡單

**GenExact™
ssDNA**

- 單股 DNA (ssDNA) 設計
- 有效降低細胞毒性提供
- 精準且穩定的 knock-in 表現



Advantage

- 極低細胞毒性
- 高精準 knock-in
- 高 KI 成功率

Specifications

- 插入片段長度：150–6,000 nt
- 高純度、序列確認
- 產量：μg ~ g
- Research ~ cGMP 等級

**GenWand™
dsDNA**

- Closed-end dsDNA 設計
- 專為長片段基因插入與 large scale 打造



Advantage

- 共價封閉末端，提升穩定性與準確性
- 適合 scale-up 與製程放大

Specifications

- 插入片段長度：1–10 kb
- 高純度、序列確認
- 產量：μg ~ g
- Research ~ cGMP 等級

GenCircle™

- 無抗生素迷你化載體
- 為高效 KI 而生



Advantage

- 僅 429 bp 超小載體骨架
- 提升 knock-in 效率
- 低細胞毒性、低免疫原性

Specifications

- 插入片段長度：1–20 kb
- 高純度、序列確認
- 產量：μg ~ g
- Research ~ cGMP 等級

精準基因編輯 / 鹼基編輯 蛋白與 mRNA 系列產品

Prime / Base Editor Protein & mRNA

貨號	品名	貨號	品名
RC00003	PEmax-RNase deletion	RP-A00044	PE2/PE3 mRNA (Cap1, m1Ψ)
RC00004	PE2	RP-A00045	PEmax mRNA (Cap1, m1Ψ)
RC00005	PEmax	RP-A00002	CBEmax mRNA (Cap1, m1Ψ)
RC00010	ABE8e		



了解更多

買就送
超值加購

凡購買本季刊中任一品項，可享下列各項優惠價格或贈送活動

0 元 贈送區

	貨號	品名	備註
耗材	LUXMIXTB	mPAGE® Lux Mixing Tube; 5pk	黑色 50 mL 離心管
	SC50TB001	EcoStand Tube Holder 50 mL, 1pk	50 mL 離心管架
	SC15TB001	EcoStand Tube Holder 15 mL, 1pk	15 mL 離心管架

10 元 加購區

耗材	C1M10W	mPAGER Combs 1.0 mm 10 Wells, 5pk	齒梳
	C15M10W	mPAGER Combs 1.5 mm 10 Wells, 5pk	齒梳
	C75M10W	mPAGER Combs 0.75 mm 10 Wells, 5pk	齒梳
	C1M15W	mPAGER Combs 1.0 mm 15 Wells, 5pk	齒梳
	C15M15W	mPAGER Combs 1.5 mm 15 Wells, 5pk	齒梳
	C75M15W	mPAGER Combs 0.75 mm 15 Wells, 5pk	齒梳

100 元 加購區

染劑	T8154-100ML	Trypan Blue solution	台盼藍；細胞染色用
針筒過濾器	SLHVX13NL	Millex™ PVDF syringe filter; 0.45 µm, 13 mm, non-sterile, hydrophilic	高回收率，化學相容性廣
	SLHNX13NL	Millex™ Nylon syringe filter, 0.45 µm, 13 mm, non-sterile, hydrophilic	溶劑相容性廣，適用 HPLC 實驗

1,000 元 加購區

	貨號	品名	應用 / 辨識物種	引用
抗體 (25 µg/ µL)	MABN92-25UG	Anti-Iba1/AIF1	IHC, WB/ R, M, H	152
	MABC34-25UG	Anti-Beclin-1, clone 9A1.1	FACS, IHC, WB/ H	1
	MAB3199Z-25UG	Anti-E-Cadherin, clone 67A4, Azide Free	FACS, IF/ H	7
	MAB1675-25UL	Anti-Cytokeratin 19 Antibody, clone E6	IHC, WB/ fish, R, Rb	2
	MAB16985-25UG	ANTI-MCAM, CLONE P1H12	ELISA, FACS, ICC, IHC, IP, WB/ M, canine, H	20
	MAB1935-25UG	Anti-Fibronectin Antibody, CT, clone 868A11	ELISA, WB/ H	9
	MAB1406-25UG	Anti-Thy 1.1 clone OX-7	FACS, ICC, IHC/ R	31
	CBL496-25UG	Anti-CD34 Class II Antibody, clone QBEND/10	FACS, IHC (p), IP/ monkey, H	9
	ABT45-25UG	Anti-Claudin-5	IHC, WB/ R, M, horse, H	24
	ABN14-25UG	Anti-Brain Lipid-Binding Protein (BLBP)	IHC, WB/ M	80
	AB10200-25UG	Anti-Perilipin A Antibody	WB/ bovine, M	2
	07-551-25UG	ANTI-G9A	WB/ H	42
	07-590-25UG	Anti-Ago 2	WB/ H	20
	07-662-25UG	Anti-Estrogen-related Receptor α Antibody	EMSA, IHC, IP, WB/ hamster, M, R, H	10
	07-689-25UL	Anti-EZH2	ChIP, IP, WB/ H, M	66
	07-697-25UL	Anti-E-Cadherin	IHC, WB/ H	16
	07-729-25UL	Anti-CTCF PC 12-309	ChIP, WB/ M, H, canine, R, primate	418
	09-213-25UG	ANTI-PHOSPHO-MTOR (SER2448)	WB/ H	14
	07-478-25UL	ANTI-SNF2B/BRG1 PC 12-309	IP, WB/ R, M, H	48
	07-276-25UL	ANTI-PDGF RECEPTOR ALPHA	IP, WB/ H, M	13
	07-303-25UG	Anti-phospho-Acetyl CoA Carboxylase (Ser79) Antibody	WB/ canine, H	129
	07-408-25UL	ANTI-SMAD2/3	WB/ H, M, R	38
	07-416-25UG	ANTI-AKT1/PKBA PC 12-301	IP, WB/ R, H, M	25
	05-637-25UG	ANTI-BMI-1, CL F6	ICC, IP, WB/ R, H, M, Rb	111
	05-824-25UL	Anti-Estrogen Receptor β Antibody, clone 68-4, rabbit monoclonal	IP, WB/ H	18
	06-445-25UG	Anti-Kip1 (p27) Antibody	IHC, IP, WB/ R, H, R	13
	06-583-25UG	ANTI-LCK PC 12-303	IP, WB/ H	18
	06-597-25UG	Anti-phospho-Histone H1 Antibody	ICC, WB/ bovine, H	29
	04-1469-25UG	Anti-hnRNP A1, clone 9H10	WB/ H	9
	04-1557-25UL	Anti-SIRT1 Antibody, clone 10E4	ChIP, ICC, IHC, IP, WB/ M, H	15

數量有限，送完為止。一個品項限加購或贈送一個。

1,000 元 加購區				
貨號	品名	應用 / 辨識物種	引用	
抗體 (25 µg/ µL)	ZRB1180-25UL	Anti-CD45 Antibody, clone 5L3, ZooMAb® Rabbit Monoclonal	FACS, ICC, IHC (p), WB/ R, H, M	1
	ZRB2082-25UL	Anti-NF-kB p50/105 Antibody, clone 1N19, ZooMAb® Rabbit Monoclonal	ICC, IHC (p), WB/ M, H	2
	ZRB5320-25UL	Anti-NG2 Antibody, clone 1L2, ZooMAb® Rabbit Monoclonal	ICC, IF, WB/ M, R	3
	ZRB001906-25UL	Anti-ATRX Antibody, clone 2A12, ZooMAb® Rabbit Monoclonal	ICC, IHC (p), WB/ M, H	
	ZRB04338-25UL	Anti-EGFR Antibody, clone 11E19, ZooMAbR® Rabbit Monoclonal	ICC, IHC (p), WB, gene knockdown/ M, H	
	ZRB05665-25UL	Anti-beta Catenin Antibody, clone 3J7, ZooMAb® Rabbit Monoclonal	ICC, IHC (p), WB/ M, H	
	ZRB1000-25UL	Anti-Histone H4, clone 5J18, ZooMAb® Rabbit Monoclonal	IHC (p), IP, WB/ M, H	
	ZRB1003-25UL	Anti-c-Myc Antibody, clone 7E18, ZooMAb® Rabbit Monoclonal	ICC, IHC, WB, gene knockdown/ M, H	2
	ZRB1009-25UL	Anti-CTCF antibody, clone 1B18, ZooMAb® Rabbit monoclonal	ICC, IHC (p), WB/ H, M, R	
	ZRB1013-25UL	Anti-CD133 (Prominin-1) Antibody, clone 2F8, ZooMAb® Rabbit Monoclonal	FACS, IF, IHC (p), WB/ H, R	
	ZRB1100-25UL	Anti-AMPK alpha, clone 2D22, ZooMAb® Rabbit Monoclonal	ICC, IHC (p), WB/ H	
	ZRB1102-25UL	Anti-Huntingtin Protein Antibody, clone 1M11, ZooMAb® Rabbit Monoclonal	FACS, ICC, IHC (p), WB/ H, R, M	
	ZRB1179-25UL	Anti-Connexin 43, clone 5H23, ZooMAb® Rabbit Monoclonal	ICC, IHC (p), WB/ M, H, R	
	ZRB377-25UL	Anti-NeuN Antibody, clone 13E6, ZooMAb® Rabbit Monoclonal	ICC, IF, IHC (p), WB/ R, M, H	2
ZRB5603-25UL	Anti-Sox-2 Antibody, clone 1A2, ZooMAb® Rabbit Monoclonal	ICC, IHC (p), WB/ H, M	1	
1,000 元 加購區				
抑制劑	444249-1MGCN	MMP-2/MMP-9 Inhibitor II 1PC x 1MG	強效的膠原蛋白酶抑制劑，包括 MMP-2 (IC50 = 17 nM) 和 MMP-9 (IC50 = 30 nM)。同時，它還能有效誘導並快速活化 HIF。該抑制劑在小鼠模型中具有可抑制 Lewis 肺癌轉移的能力	
培養添加物	ESG1106	ESGRO (LIF), 1 million units	維持 mES/iPS 多能性以及抑制其自發性分化 10 ⁶ units /1L ES cell culture media	
透析夾	132752SP	Spectra/Por Weighted Closures 10 w/weight, 55 mm	內建不鏽鋼加重桿的透析膜專用夾，能確保透析管在緩衝液中保持垂直懸浮，防止因管身翻轉或漂浮導致的滲漏，進而最大化樣本的交換效率與回收率	
薄層層析片	1.05715.0001	TLC Silica gel 60 F ₂₅₄ , 25 Glass plates 20 x 20 cm	利用高純度矽膠作為固定相的薄層層析工具，主要用於快速監測反應進度與檢測物質純度；透過內建的 F ₂₅₄ 螢光指示劑，能在紫外光下清晰定位具備 UV 吸收能力的化合物斑點	

實驗必備耗材

SALE 好康優惠持續不間斷

BIOTIX
LIQUID HANDLING

NEPTUNE
Tools for Life Sciences

散裝 Tips \$ 500 / 包

(尺寸任選)
(BIOTIX M-1250-BC 在此優惠外)



Biosigma
CORPORATE OUTSOURCING GROUP

0.5 ~ 5 mL 醫療用等級離心管

- 包裝為可密封條外袋
- Human DNA, DNase, RNase, Pyrogen, ATP, PCR inhibitors free
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶
- CE IVD
- 5 mL tube 離心時的底座規格可與 15 mL tube 底座相容

防爆 好開 減少疲勞感
緊閉聲安全鎖定

管蓋可刺穿 / 標示

可標示區域

高透明管壁
易觀察樣品



耐最高轉速：21000 - 30000 x g
使用溫度範圍：-80°C ~ 100°C
Autoclavable：+121°C, 20 minutes



三波長專業 UV 影像系統

#UP001CU

清晰影像 / 智慧安全 / 高效應用

BIO-HELIX 
CO., LTD.

UVPAD Trio LED 365/302/300nm UV Transilluminator

產品細節請見 P.8



2026 SALE



研毅企業有限公司 www.antec-bio.com.tw 0800-363-666
ANTEC Bioscience Inc. 台北 02-2758-5928 新竹 03-530-7572 台中 04-2463-8312 台南 06-336-9665 高雄 07-342-7336