

迎接開學！ 補貨了沒？

蛋白質電泳&西方墨點法耗材

全配

4片

鑄膠台(2組) + 電泳槽

開學價**29,000**元!

鑄膠台(2組) **加購**

鑄膠台加購優惠價**5,900**元!

加購
轉漬槽 優惠價**19,000**元!

電源供應器

mA700
必備款

開學價**22,000**元!

mA400
基礎款

開學價**16,000**元!

mPAGE® 鑄膠台

#怎麼配都不漏!



+ 加速秘訣:

搭配TurboMix® 半自動鑄膠組, 省時省力

mPAGE® Mini Gel
電泳槽

#怎麼裝都不漏!



+ 高解析度秘訣:

搭配mPAGE® 預鑄膠

mPAGE® Mini Wet
Transfer 轉漬槽

#Millipore®「膜」門世家!



+ 成功秘訣:

搭配最多文獻發表的
Immobilon® 轉漬膜, 百「發」百中

mA700必備款 | mA400基礎款
電源供應器

#電泳轉漬一台搞定



+ 共享秘訣:

必備款可儲存30套流程, 每套流程6步驟



mA700必備款 電源供應器

- ✓ 更高的最大輸出量, 提供更大的容量
- ✓ 適合 濕式轉漬 及 半乾式轉漬
- ✓ 可保存30組程式, 每組多達6步驟
- ✓ 運行時有顏色顯示
- ✓ 體積小、可堆疊放置



mA400基礎款 電源供應器

- ✓ 適合 濕式轉漬, 最多轉漬2片膠
- ✓ 計時器控制、2步驟程式
- ✓ 體積小、不占空間

MERCK

mPAGE® Gel Casting System Ordering Information

Description	Components	Cat. No.
-------------	------------	----------

Gel Casting Systems 鑄膠系統

mPAGE® Caster, 2 pk 鑄膠台 (單售) 2組	<ul style="list-style-type: none"> mPAGE® Gel Caster Base (2) mPAGE® Gel Caster Frame (2) mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets (2) mPAGE® Gel Releasers (5) 	GCR2
mPAGE® Casting Kit, 1 mm 鑄膠台 (全配) 1 mm	<ul style="list-style-type: none"> mPAGE® Gel Caster (GCR2 *1) mPAGE® Combs 1.0 mm 10 wells (5 pk) mPAGE® Combs 1.0 mm 15 wells (5 pk) mPAGE® Mini Spacer Plates 1.0 mm (5 pk) mPAGE® Mini Short Plates (10 pk) 	MGCK-10M
mPAGE® Gel Casting Kit, 0.75 mm 鑄膠台 (全配) 0.75 mm	<ul style="list-style-type: none"> mPAGE® Gel Caster (GCR2 *1) mPAGE® Combs 0.75 mm 10 wells (5 pk) mPAGE® Combs 0.75 mm 15 wells (5 pk) mPAGE® Mini Spacer Plates 0.75 mm (5 pk) mPAGE® Mini Short Plates (10 pk) 	MGCK-75M
mPAGE® Gel Casting Kit, 1.5 mm 鑄膠台 (全配) 1.5 mm	<ul style="list-style-type: none"> mPAGE® Gel Caster (GCR2 *1) mPAGE® Combs 1.5 mm 10 wells (5 pk) mPAGE® Combs 1.5 mm 15 wells (5 pk) mPAGE® Mini Spacer Plates 1.5 mm (5 pk) mPAGE® Mini Short Plates (10 pk) 	MGCK-15M

Electrophoresis & Blotting Systems 電泳與轉漬系統

mPAGE® Mini Gel Tank, 2-gel 電泳槽 (2片膠)	<ul style="list-style-type: none"> mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables (1) mPAGE® Tank (1) mPAGE® Primary Electrode Core (1) mPAGE® Buffer Dam (1) mPAGE® Gel Releasers (5) 	MGT-2
mPAGE® Mini Gel Tank, 4-gel 電泳槽 (4片膠)	<ul style="list-style-type: none"> mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables (1) mPAGE® Tank (1) mPAGE® Primary Electrode Core (1) mPAGE® Secondary Electrode Core (1) mPAGE® Buffer Dam (1) mPAGE® Gel Releasers (5) 	MGT-4
mPAGE® Mini Wet Transfer System 轉漬槽 (2片膠)	<ul style="list-style-type: none"> mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables (1) mPAGE® Tank (1) mPAGE® Mini Wet Transfer Module (1) mPAGE® Mini Wet Transfer Cassettes (2) mPAGE® Macroporous Sponge (5) mPAGE® Freezer Pack (2) 	MWTS

Power Supplies 電源供應器

mA700 Essential Power Supply* 必備款 Wet (tank) & semi-dry transfer **MA700-US**

mA400 Basic Power Supply* 基礎款 Wet (tank) transfer for up to 2 gels **MA400-US**

*available with NEMA 5-15P (YP12), CEE 7/7 (YP22), type G (YP61), or Type I (YP03) plugs

Description	Cat. No.
-------------	----------

Accessories 鑄膠與電泳配件

mPAGE® Combs 1.0 mm 10 Wells, 5 pk	C1M10W
mPAGE® Combs 1.0 mm 15 Wells, 5 pk	C1M15W
mPAGE® Combs 0.75 mm 10 Wells, 5 pk	C75M10W
mPAGE® Combs 0.75 mm 15 Wells, 5 pk	C75M15W
mPAGE® Combs 1.5 mm 10 Wells, 5 pk	C15M10W
mPAGE® Combs 1.5 mm 15 Wells, 5 pk	C15M15W
mPAGE® Mini Spacer Plates 0.75 mm, 5 pk	MSPA75
mPAGE® Mini Spacer Plates 1.0 mm, 5 pk	MSPA10
mPAGE® Mini Spacer Plates 1.5 mm, 5 pk	MSPA15
mPAGE® Mini Short Plates, 10 pk	MSHRT
mPAGE® Gel Releasers, 5 pk	GREL5
mPAGE® Casting Plate Rack	CPS1

Gel Casting Reagents 鑄膠試劑

TurboMix® Bis-Tris Polyacrylamide Gel Casting Kit	TMKIT-60
TurboMix® Resolving Solution	TMRES-216ML
TurboMix® Stacking Solution	TMSTK-120ML
Ammonium persulfate (APS), for molecular biology, suitable for electrophoresis, ≥98%	A3678
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine (TEMED)	T9281

To learn more about mPAGE® Precast Gels, please visit: SigmaAldrich.com/mpage

SDS-PAGE and Transfer Reagents 電泳與轉漬試劑耗材

mPAGE® Color Protein Standard	MPSTD4
mPAGE® Unstained Protein Standard	MPSTD3
mPAGE® Western Protein Standard	MPSTD2
MES SDS running buffer powder for mPAGE® Bis-Tris gels, each packet makes 1 L	MPMES
MOPS SDS Running Buffer Powder for mPAGE® Bis-Tris gels, each packet makes 1 L	MPMOPS
mPAGE® Transfer Buffer Powder, each packet makes 1 L	MTRB
Immobilon®-P PVDF Transfer Membrane	IPVH85R
Immobilon®-E PVDF Transfer Membrane	IEVH85R
Immobilon®-FL PVDF Transfer Membrane	IPFL85R
Immobilon®-PSQ PVDF Transfer Membrane	ISEQ85R
Immobilon®-NC Transfer Membrane	HATF85R
Immobilon® NOW Dispenser	IMDISP


For more information on our complete solution for electrophoresis and Western blotting equipment, please visit: SigmaAldrich.com/electrophoresis

mPAGE® 鑄膠台

#怎麼配都不漏!


防漏重點 ①

實用設計「玻片定位角」，保證玻片一定對齊！




防漏重點 ②

重磅升級「密封墊片」，保證玻片一定密封！



防漏重點 ③

視覺化「夾鉗機制」，保證玻片一定夾緊！




mPAGE® Mini Gel 電泳槽

#怎麼裝都不漏


防漏重點 ①

水平移動即開合卡匣，保證玻片一定穩定！



防漏重點 ②

打開卡匣即釋放玻片，保證操作一定順手！



防漏重點 ③

卡匣高度與膠條齊平，保證玻片一定夾緊！




mPAGE® Mini Gel 電泳槽

mPAGE® Mini Wet Transfer 轉漬槽

貼心除錯設計

若緩衝液槽或轉漬槽安裝錯誤，則上蓋無法蓋起，保證一定不出錯！



Western Blotting / Dot Blotting

Immobilon® Now PVDF membrane

- 省時：不須量測大小，一刀裁切 PVDF membrane
- 貼心設計：Mini & Midi 兩種規格，通通一刀裁切
- 不浪費：用多少裁多少
- 體積小：儲存不佔多餘的空間



買 3 送 1

以價低者計

WB 會員

買 2 送 1

以價低者計，限購一組

符合上列買 3 送 1 / 買 2 送 1 者，再送
小清新直立式剪刀一支 (不挑色)



材 質 **Immobilon®-E** **Immobilon®-P** **Immobilon®-FL** **Immobilon®-PSQ**

貨 號 **IEVH85R** **IPVH85R** **IPFL85R** **ISEQ85R**

- 史上第一片戒酒成功的 PVDF 膜！即開即用，不需要甲醇預潤濕！
- 目標蛋白大於 20 kDa 的大部分 Western Blot 實驗均適用。
- 免疫墨點法領域最多文獻發表！
- 目標蛋白大於 20 kDa 的 Western Blot 及 Dot Blot 實驗均適用。
- 螢光偵測的最佳夥伴！包括近紅外線波長。
- 降低螢光背景值，提高您的螢光偵測數據敏感度。
- 最高的蛋白質結合度及保留度！
- 小分子量目標蛋白及低表量目標蛋白的最佳選擇！

✓ 化學發光
Chemiluminescent detection

✓ 顯色偵測
Chromogenic detection

✓ 化學發光
Chemiluminescent detection

✓ 顯色偵測
Chromogenic detection

✓ 放射性偵測
Radioactive detection

✓ 螢光
Fluorescent detection

✓ 化學發光
Chemiluminescence

✓ 顯色偵測
Chromogenic detection