

Picus[®] 2

進化型電動移液器

SARTORIUS



新一代

藍芽連接行動 App

- ✓ 編輯串聯實驗步驟
- ✓ 簡化樣品製備流程
- ✓ 快速提升工作效率



邁向未來科技的電動移液器



8+8 操作模式

選用多種移液模式，完成不同實驗需求
降低手動操作的錯誤風險



充電 1 小時移液 1000 次

採用鋰聚合電池，配合掛耳式充電支架
快速充電方便使用



內建微孔盤嚮導系統

準確分注 96 或 384 孔盤
減少樣品遺漏與操作錯誤



人體工學輕量設計

重量更輕、體積更小
操作最方便省力的電動移液器



獨特調節輪設計

輕鬆設定體積與瀏覽選單，省時效率高



大型顯示螢幕

直覺式友善操作介面，簡單容易上手



電動退除 Tip

達成全電動式操作
避免手部重複性勞損 RSI (Repetitive strain injury)

Picus[®] 2

進化型電動移液器



SARTORIUS

新一代



性能規格

產品型號	通道數	量程範圍	最小增量	測量體積 (μl)	模式 P/D	系統誤差 (%)	隨機誤差 (%)	安全圓錐過濾器	適用吸頭 (μl)
LH-747021	1	 0.5 - 10	0.01	10	P	1.0	0.4	-	10 μl
				5	P	1.2	0.7		
				1	P	3.0	2.0		
				0.5	P	8.0	4.0		
				1	D	6.0	7.0		
LH-747041	1	 5 - 120	0.10	120	P	0.5	0.15	721008	200 μl
				60	P	0.7	0.23		
				12	P	2.0	1.0		
				5	P	5.5	2.5		
				12	D	4.0	4.0		
LH-747061	1	 10 - 300	0.20	300	P	0.6	0.15	721007	350 μl
				150	P	0.6	0.2		
				30	P	2.0	0.8		
				10	P	6.0	2.4		
				30	D	3.0	3.0		
LH-747081	1	 50 - 1,000	1.00	1,000	P	0.45	0.15	721006	1,000 μl
				500	P	0.6	0.2		
				100	P	2.0	0.5		
				50	P	4.0	1.0		
				100	D	2.5	2.0		
LH-747101	1	 100 - 5,000	5.00	5,000	P	0.5	0.15	721005	5,000 μl
				2,500	P	0.7	0.2		
				500	P	1.6	0.4		
				100	P	8.0	2.0		
				500	D	2.4	2.4		
LH-747111	1	 500 - 10,000	10.00	10,000	P	0.6	0.2	721005	10,000 μl
				5,000	P	0.9	0.3		
				1,000	P	3.0	0.6		
				500	P	7.0	1.2		
				1,000	D	4.0	2.4		
LH-747321	8	 0.5 - 10	0.01	10	P	1.2	0.5	-	10 μl
LH-747421	12			5	P	1.5	0.8		
				1	P	4.0	3.0		
				0.5	P	10.0	6.0		
				1	D	12.0	15.0		
LH-747341	8	 5 - 120	0.10	120	P	0.6	0.3	721008	200 μl
LH-747441	12			60	P	0.8	0.4		
				12	P	2.5	1.67		
				5	P	6.0	4.0		
				12	D	4.5	8.0		
LH-747361	8	 10 - 300	0.20	300	P	0.6	0.2	721007	350 μl
LH-747461	12			150	P	0.8	0.3		
				30	P	2.33	1.0		
				10	P	8.0	3.0		
				30	D	3.33	6.0		
LH-747391	8	 50 - 1,200	1.00	1,200	P	0.6	0.2	721006	1,200 μl
LH-747491	12			600	P	1.0	0.3		
				120	P	2.5	1.0		
				50	P	8.0	2.0		
				20	D	3.33	3.33		

* P= 單次移液模式，D= 多次移液模式。以上參數遵照 ISO8655 典型測試要求。

* 系統和隨機誤差值保留變更權利，恕不另行通知。



研毅企業有限公司
ANTEC Bioscience Inc

www.antec-bio.com.tw 0800-363-666

台北 02-2758-5928 新竹 03-530-7572 台中 04-2463-8312 台南 06-336-9665 高雄 07-342-7336